



## BARRE D'APPUI COUDÉE 90° GAUCHE

UGS: 10151

60.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 48cm
- Hauteur: 84cm
- Profondeur: 7cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.1kg
- Matériaux: acier + peinture époxy
- Poids maxi utilisateur: 130kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

## BARRE D'APPUI COUDÉE 90° GAUCHE – STABILISÉE, ROBUSTE ET ADAPTÉE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

La **barre d'appui coudée 90° gauche** est conçue pour offrir un soutien fiable dans la salle de bain ou les toilettes. Sa forme à angle droit permet une double prise en main sur deux plans, ce qui renforce la stabilité et facilite les transferts assis-debout.

Cette version est <strong>orientée à gauche, ce qui la rend idéale pour une installation où l'appui à gauche est nécessaire. Elle est donc parfaitement adaptée aux besoins des utilisateurs gauchers ou selon la configuration du lieu.

Sa **structure en acier** recouverte de **peinture époxy blanche** assure une excellente durabilité, même en milieu humide. La **fixation murale** se fait facilement sur un mur plein, garantissant une installation sûre et stable.

### ▣ Caractéristiques de la barre coudée gauche :

- Angle droit (90°) orienté vers la gauche
- Structure métallique solide avec revêtement époxy blanc
- Fixation murale (visserie non incluse)
- Idéale pour salles de bain, WC ou espaces PMR
- Résistante à l'humidité et facile à nettoyer

### Un appui latéral discret et efficace

La **barre d'appui coudée 90° gauche** améliore la sécurité dans les espaces sanitaires tout en offrant un soutien confortable et ergonomique au quotidien.

**Commandez votre barre murale – Livraison rapide en Suisse !**