



BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED

UGS: 10031

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids: 4.1kg
- Longueur: 76cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Réglable en hauteur: 81-104cm
- Plaque de fixation: 30x12.5cm
- Couleur: Blanc

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Barre d'appui](#)

BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED – STABILISÉ RENFORCÉE ET ACCÈS FACILITÉ

La **barre d'appui rabattable avec pied** est conçue pour offrir un soutien sécurisé aux personnes à mobilité réduite, tout en permettant un gain de place. Idéale à côté des WC, elle se rabat facilement contre le mur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Sa structure solide est renforcée par un **pied ajustable en hauteur** qui transfère le poids au sol, offrant une stabilité maximale. La **barre murale** est livrée avec un système de fixation robuste et convient aux environnements privés ou professionnels.

▣ Les points forts du produit :

- Repliable contre le mur pour gagner de l'espace
- Pied au sol pour renforcer la stabilité
- Adaptée aux toilettes, douches et espaces PMR
- Facile à utiliser et à nettoyer
- Installation murale solide avec support au sol

Utilisation recommandée

La **barre d'appui rabattable** est idéale pour les toilettes adaptées, les salles de bain équipées ou les établissements de soins. Elle apporte confort, autonomie et sécurité dans les gestes du quotidien.

Commandez votre barre d'appui rabattable avec pied – Livraison rapide en Suisse !

