

BARRE D'APPUI RABATTABLE COURTE

UGS: 10129

160.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Poids: 2.6kgLongueur: 55cmØ tube: 2.5cmPoids max.: 67kg

• Plaque de fixation: 30x12.5cm

• Couleur: Blanc

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Barre

d'appui

BARRE D'APPUI RABATTABLE COURTE - DISCRÈTE, PRATIQUE ET SÉCURISANTE

La **barre d'appui rabattable courte** est conçue pour offrir un soutien stable et facilement escamotable dans les espaces réduits, notamment dans les toilettes ou les petites salles de bain. Son format compact est idéal lorsqu'il est difficile d'installer une barre fixe classique.

Cette barre murale rabattable est dotée d'un système de blocage à ressort en position relevée, ce qui permet de la maintenir levée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ainsi, elle libère l'espace sans gêner les autres utilisateurs. De plus, l'absence de pied de soutien la rend discrète et esthétique.

Elle est particulièrement utile pour les personnes ayant besoin d'un appui supplémentaire lors des transferts assis-debout, sans pour autant encombrer la pièce. **Grâce à sa structure robuste**, elle peut être installée en toute confiance dans les environnements privés comme professionnels.

☐ Caractéristiques de la barre d'appui rabattable courte :

- Format court, parfait pour les espaces restreints
- Fixation murale avec blocage par ressort en position haute
- Structure sans pied de soutien, gain de place assuré
- Facile à relever et à abaisser en toute sécurité
- Convient pour toilettes, chambres ou douches adaptées

Un soutien discret, facile à utiliser au quotidien

La **barre d'appui rabattable courte** combine praticité et sécurité pour faciliter les transferts et renforcer l'autonomie des utilisateurs. Compacte et fiable, elle s'intègre parfaitement dans les sanitaires aménagés.

Commandez votre barre rabattable courte - Livraison rapide en Suisse!





