



## BARRE DE SOUTIEN TELESCOPIQUE GRIPO

**UGS:** 40036

**540.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur réglable: 210 à 300cm
- Longueur version courte: pour moins de 210cm
- Longueur version longue: pour moins de 260 à 320cm
- Diamètre Barre: 40mm
- Matériaux: Aluminium et plastique
- Poids: 4.5kg sans accessoire
- Charge maxi: 100kg horizontale au milieu
- Poids maxi utilisateur: 210kg

**Categories:** [4. Aide/Confort](#), [Aménagement](#)

GRIPO est une aide fiable au quotidien, modulable, qui vous permet de vous lever et de vous déplacer chez vous en toute sécurité, elle peut être utilisée seule ou complétée par divers accessoires utiles (poignées et barres de soutien auxiliaires).

