



## BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE ET RÉGLABLE

**UGS:** 30039

**324.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur depuis la base matelas: 58.4cm
- Écartement entre les rails: 7.6cm
- Longueur réglable: 66-86.3-106.6cm
- Poids: 6.35kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Barrière de lit](#)

## BARRIÈRE DE LIT RÉGLABLE – SÉCURITÉ ET CONFORT

La **barrière de lit amovible et réglable** vous assure un sommeil serein en empêchant les chutes nocturnes. Elle sert aussi de support pour vous repositionner facilement au lit.

### □ Caractéristiques principales :

- **Amovible** : Se retire facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- **Réglable** : Hauteur et position adaptables à votre confort.
- **Installation rapide** : Sans cadre, se fixe directement sur le matelas et le sommier.
- **Utilisation bilatérale** : Convient de chaque côté du lit pour plus de flexibilité.
- **Matériau robuste** : Tube métal finition époxy pour durabilité et hygiène.

Non compatible avec les lits dotés d'un cadre. Cette barrière vous offre un maintien fiable et rassurant au quotidien.

**Commandez dès maintenant votre barrière de lit amovible et réglable pour un soutien sécurisé !**