

CADRE DE MARCHE BRIO

UGS: 20034

140.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Largeur totale: 60cm

• Largeur entre poignées: 43cm

• Profondeur: 43cm

• Profondeur plié: 11cm

• Poids max. utilisateur: 135kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: 2. Mobilité, Cadre de marche

CADRE DE MARCHE BRIO – LÉGER, PLIANT ET CONÇU POUR LES PETITS ESPACES

Le cadre de marche Brio est une solution de mobilité pratique et discrète, idéale pour une utilisation dans des environnements restreints. Grâce à son design compact et épuré, il convient parfaitement à une utilisation au-dessus des toilettes ou dans des couloirs étroits.

Fabriqué en aluminium anodisé de 28 mm de diamètre, il est à la fois robuste et extrêmement léger. De plus, il est pliable d'une seule main, ce qui facilite son transport et son rangement lors de vos déplacements.

Les poignées en mousse souple assurent un excellent confort d'utilisation, même pour une prise prolongée. Par ailleurs, il est possible d'ajouter une sacoche en option, afin de faciliter le transport de petits objets au quotidien.

☐ Caractéristiques du cadre de marche Brio :

- Structure en aluminium anodisé Ø 28 mm
- Très léger et facile à plier
- Conception adaptée aux espaces réduits
- Poignées confortables en mousse souple
- Compatible avec sacoche de rangement (optionnelle)
- Parfait pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Une aide à la marche discrète, efficace et mobile

Le cadre de marche Brio offre une combinaison idéale de légèreté, stabilité et compacité. Commandez-le dès maintenant - Livraison rapide partout en Suisse!

