



## CADRE DE MARCHÉ BRIO

UGS: 20034

140.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur totale: 60cm
- Largeur entre poignées: 43cm
- Profondeur: 43cm
- Profondeur plié: 11cm
- Poids max. utilisateur: 135kg

**Disponible à la location: 25.- CHF/mois**

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

## CADRE DE MARCHÉ BRIO – LÉGER, PLIANT ET CONÇU POUR LES PETITS ESPACES

Le **cadre de marche Brio** est une solution de mobilité pratique et discrète, idéale pour une utilisation dans des environnements restreints. Grâce à son **design compact et épuré**, il convient parfaitement à une utilisation **au-dessus des toilettes** ou dans des couloirs étroits.

Fabriquée en **aluminium anodisé** de 28 mm de diamètre, il est à la fois robuste et **extrêmement léger**. De plus, il est **pliable d'une seule main**, ce qui facilite son transport et son rangement lors de vos déplacements.

Les **poignées en mousse souple** assurent un excellent confort d'utilisation, même pour une prise prolongée. Par ailleurs, il est possible d'**ajouter une sacoche** en option, afin de faciliter le transport de petits objets au quotidien.

### □ Caractéristiques du cadre de marche Brio :

- Structure en aluminium anodisé Ø 28 mm
- Très léger et facile à plier
- Conception adaptée aux espaces réduits
- Poignées confortables en mousse souple
- Compatible avec sacoche de rangement (optionnelle)
- Parfait pour une utilisation à domicile ou en déplacement

### Une aide à la marche discrète, efficace et mobile

Le **cadre de marche Brio** offre une combinaison idéale de légèreté, stabilité et compacité.  
**Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !**