



## CADRE DE MARCHÉ PLIABLE AVEC 2 ROUES 5"

UGS: 20154

180.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Cadre de marche pliant
- Largeur totale: 60cm
- Poignées réglables en hauteur: 77 - 96.5cm
- Profondeur: 49.5cm
- Poids max. utilisateur: 120kg

**Disponible à la location: 25.- CHF/mois**

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Cadre de marche](#)

## CADRE DE MARCHÉ PLIABLE AVEC 2 ROUES 5" – LÉGER ET PRATIQUE POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS

Le **Cadre de marche pliable avec 2 roues 5"** est un modèle léger et pratique, conçu pour faciliter vos déplacements quotidiens. Fabriqué en tube aluminium anodisé de 25mm de diamètre, ce cadre est à la fois robuste et facile à transporter grâce à son design compact et pliable.

### ▣ Caractéristiques principales du Cadre de Marche Pliable avec 2 Roues :

- **Conception pliable** : Facile à plier et à transporter, idéal pour les déplacements quotidiens.
- **Structure en aluminium anodisé** : Léger, résistant et facile à entretenir.
- **Design épuré** : Parfait pour les petits espaces, notamment pour un usage au-dessus des toilettes.
- **Poignées en PVC** : Offrent une prise en main confortable et sûre.
- **Option sacoche** : Possibilité d'ajouter une sacoche pour un transport plus pratique des effets personnels.

Le **Cadre de marche pliable avec 2 roues** combine fonctionnalité, légèreté et simplicité. Idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement, il vous offre un excellent soutien tout en restant facile à manipuler.

**Commandez dès maintenant votre Cadre de marche avec 2 roues 5" pour un confort optimal dans vos déplacements !**