

CADRE DE WC BLUE STEEL

UGS: 10060

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Largeur hors tout: 54cm

• Largeur entre accoudoirs: 45cm

• Hauteur totale: 63-78.5cm

• Hauteur assise: 43-58cm

Profondeur assise: 42cm

• Profondeur hors tout: 54cm

• Couleur: Blanc et bleu

• Poids: 7.5kg

• Matériaux: acier + peinture époxy et

polypropylène

• Poids maxi utilisateur: 110kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Cadre

de WC

CADRE DE WC BLUE STEEL – 3 FONCTIONS EN UN SEUL ÉQUIPEMENT PRATIQUE

Le cadre de WC Blue Steel est une solution 3-en-1 polyvalente et robuste. Il peut être utilisé comme chaise percée, réhausse WC ou cadre de maintien. Sa structure ajustable s'adapte facilement à votre environnement, avec une stabilité remarquable.

Grâce à son système de réglage par pieds télescopiques, il s'utilise directement au-dessus de la cuvette. Le seau amovible avec guide inclus facilite l'usage en mode chaise percée. De plus, le cadre est livré prêt à l'emploi et se plie ou se déplie en quelques secondes, sans aucun outil.

☐ Les atouts du cadre de WC :

- 3 usages : chaise percée, réhausse WC ou cadre de maintien
- Hauteur réglable grâce aux pieds télescopiques
- Structure pliable, facile à transporter et à ranger
- Seau amovible avec système de guidage
- Aucune installation complexe aucun outil requis

Un équipement fiable et flexible pour votre quotidien

Le **Blue Steel** est idéal pour les personnes âgées, en convalescence ou à mobilité réduite. Il permet de conserver son autonomie et s'adapte à différentes configurations grâce à sa conception intelligente et mobile.

Commandez votre cadre de WC Blue Steel - Livraison rapide en Suisse!

