

CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE)

UGS: 20037

46.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Hauteur poignée: 73-96cm
Longueur poignée: 24cm
Diamètre pieds: 1.7cm

Poids: 0.515kgCouleur: Noir

• Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 20.- CHF/mois (noir

uniquement)

Categories: 2. Mobilité, Canne anglaise

CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE) – LÉGÈRETÉ ET SOUTIEN AU QUOTIDIEN

La **canne anglaise classique (paire)** est conçue pour offrir un appui stable et confortable lors de la marche. Réglable en hauteur, elle s'adapte facilement à la morphologie de chaque utilisateur, ce qui en fait un choix idéal pour un usage ponctuel ou prolongé.

Son **tube en aluminium anodisé gris** allie légèreté et solidité. La poignée en plastique rigide noir offre une prise en main ferme et sécurisée, tout en restant agréable à utiliser au quotidien. Grâce à son design simple et fonctionnel, cette canne anglaise s'intègre naturellement dans tous les environnements, que ce soit à domicile ou en déplacement.

Vendue par paire, elle convient parfaitement aux personnes ayant besoin d'un soutien bilatéral ou d'une rééducation progressive de la marche. De plus, sa structure démontre une excellente durabilité, même en cas d'usage fréquent.

☐ Caractéristiques de la canne anglaise classique :

- Vendue par paire
- Réglable en hauteur pour un ajustement personnalisé
- Tube en aluminium anodisé gris : léger et robuste
- Poignée en plastique rigide noir, ergonomique
- Idéale pour l'usage quotidien ou la rééducation

Un appui fiable pour vos déplacements

La canne anglaise classique (paire) assure confort, stabilité et simplicité d'usage. Commandez dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse!



SKU	Price	Description SPÉCIFICATIONS	Option
20037	46.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 20.– CHF/mois (noir uniquement)	Couleur: Noir
20106	46.00 CHF TVA incluse	SPĘCIFICATIONS	Couleur: Bleu
20107	46.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Couleur: Aubergine
20108	46.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Couleur: Lila







