



CHAISE DE DOUCHE BARIATRIQUE RÉGLABLE

UGS: 10041

480.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 61x43cm
- Réglage hauteur: 51-69cm
- Dimensions entre accoudoirs: 67cm
- Hauteur entre siège et accoudoirs: 23cm
- Encombrement pieds max.: 66x77cm
- Poids: 8kg
- Poids max. utilisateur: 255kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Chaise de douche bariatrique avec accoudoirs de chaque côté de l'assise pour le soutien lors de l'assise et du redressement.

Livrée avec un dossier rembourré pour un confort optimal.

Cadre et pieds en acier peints époxy.