

## COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN



**UGS:** 30057

**90.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Diamètre: 39cm
- Hauteur: 4cm
- Charge max. utilisateur: 90kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Coussin](#)

## COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN – PIVOT FLUIDE ET CONFORT

Le **coussin/disque rotatif Sit'n Turn** propose une assise pivotante semi-rigide. Son système de plateaux tournants munis de roulements à billes assure une rotation douce et silencieuse. Ce mécanisme réduit la friction et soulage les tensions lombaires lors des transferts entre le siège et d'autres assises.

### ❑ Mécanisme et composition :

- Deux disques rigides : assurent stabilité et longévité
- Roulements à billes : garantissent un pivot fluide et silencieux
- Coussins en mousse 24 kg/m<sup>3</sup> : offrent un soutien semi-rigide
- Housse microfibre amovible : lavable et hygiénique
- Base antidérapante : maintient le plateau en place

Ce plateau tournant se glisse facilement sous tout type d'assise, sans outil, pour offrir un soutien instantané. Léger et compact, il s'emporte partout dans un sac ou un panier.

### ❑ Applications pratiques :

- Faciliter les transferts voiture-fauteuil
- Aider les personnes à mobilité réduite
- Offrir plus de confort au bureau ou à table
- Usage domestique et professionnel

### ❑ Entretien et maintenance :

- Housse déhoussable : lavage machine à 40 °C
- Nettoyage du disque : chiffon humide suffit
- Vérification régulière des roulements pour garantir la durabilité

Le tourne-assise Sit'n Turn est la solution idéale pour améliorer l'autonomie et réduire les efforts quotidiens. Son format pratique se range facilement et se transporte sans encombre.

**Commandez dès maintenant votre coussin/disque rotatif Sit'n Turn pour un pivot sans effort et un confort maximal !**