



## COUSSIN/DISQUE ROTATIF

**UGS:** 30019

**128.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions: diamètre 38cm
- Poids: 0.26kg
- Couleur: Bleu

**Categories:** [Coussin](#), [Repos](#)

Coussin rotatif qui s'utilise sur les sièges de voitures, les lits et les chaises.

Le mouvement rotatif du coussin permet de pivoter en douceur jusqu'à trouver la bonne position. Constitué de deux disques souples à faible friction qui tournent en sens inverse sur un disque central en métal. Composé d'un coussin en mousse recouvert d'un tissu imperméable d'un disque métallique rotatif, fixation Velcro.

Composition: extérieur coton / intérieur nylon avec base antidérapante.