

COUSSIN MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

UGS: 30040

214.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Hauteur: 9cm

• Profondeur: 43cm

Largeur total: 43cm

• Poids coussin: 1.4kg

• Normes feu: EN597-1 et 2

• Poids max. utilisateur: 100kg

• Housse Pu/Jersey

Housse lavable jusqu'à 90°

Categories: 3. Repos, Coussin

COUSSIN MOUSSE ERGONOMIQUE – SOUTIEN ET CONFORT OPTIMAL

Le **coussin mousse Alova ergonomique** est moulé en viscoélastique pour favoriser l'immersion des zones de contact et réduire les pressions maximales. Il s'adapte à la morphologie pour un maintien personnalisé.

☐ Caractéristiques principales :

- Mousse viscoélastique : Forme anatomique pour une immersion optimale.
- Housse adhérente : Base antidérapante assurant la stabilité sur toute surface.
- **Thermorégulation**: Textile Promust PU (jersey enduit de polyuréthane) pour un confort thermique.
- Poignée frontale : Facilite le transport et le retrait du coussin.
- **Hygiène hospitalière** : Housse compatible avec détergents et désinfectants.

Idéal pour prévenir les escarres et améliorer le confort lors de positions assises prolongées, le **coussin mousse Alova** allie sécurité et bien-être.

Commandez votre coussin mousse Alova ergonomique dès aujourd'hui pour un soutien efficace et durable!

