



COUSSIN MOUSSE ALOVA GALBE

UGS: 30028

240.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 9 et 10cm
- Hauteur au fond du galbe: 6 à 7cm
- Profondeur: 41, 43, 44cm
- Profondeur: 40, 47, 50cm **sur commande**
- Largeur total: 40, 43, 45cm
- Largeur total: 38, 50, 52, 54 56, 60cm **sur commande**
- Poids max. utilisateur: 90 à 200kg selon taille
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Lavable jusqu'à 90°
- Livré avec housse

Categories: [3. Repos](#), [Coussin](#)

Coussin moulé en matière viscoélastique qui favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales. Idéal pour des patients avec des risques d'escarres moyen à élevé.

Pour améliorer la sécurité il y a une protection intégrale avec surface inférieure adhérente et pour un confort optimal une thermorégulation grâce aux propriétés du textile Promust PU (jersey enduit de polyuréthane)

Protection compatible avec les produits détergents – désinfectants d'usage hospitalier.

Poignée de portage et de retrait du coussin.

SKU	Price	Description	Modèle	Longueur	Largeur
30028	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Poids: 90kg	41cm	40cm
30029	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Poids: 120kg	44cm	45cm
30030	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Poids: 100kg	43cm	43cm