



## COUSSIN MOUSSE FLO-TECH CONTOUR VISCO

**UGS:** 30027

**360.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 9cm
- Profondeur coussin: 40.5, 43, 45.5, 53, 56cm
- Largeur coussin: 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm
- Poids à partir de: 1.6kg
- Revêtement lavable en machine: 80°C
- Poids max. utilisateur: 125kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Coussin](#)

## COUSSIN MOUSSE FLO-TECH VISCO – CONFORT ET RÉPARTITION DES PRESSIONS

Le **coussin mousse Flo-Tech Contour Visco** combine une base en mousse Haute Résilience (40 kg/m<sup>3</sup>) et une couche viscoélastique à mémoire de forme (80 kg/m<sup>3</sup>). Sa forme anatomique, avec plus de 60 mm de mousse sous les ischions, assure une immersion optimale et une répartition équilibrée des pressions.

### □ Caractéristiques principales :

- **Mousse Haute Résilience** 40 kg/m<sup>3</sup> pour un soutien ferme et durable
- **Mousse viscoélastique** 80 kg/m<sup>3</sup> à mémoire de forme pour un confort personnalisé
- **Hauteur ischiale >60 mm** pour favoriser l'immersion et réduire les points de pression
- **Forme anatomique** adaptée à la morphologie pour un maintien optimal
- **Dimensions variées** : 8 largeurs et 5 profondeurs pour s'adapter à tous les profils

Conçu pour améliorer l'autonomie et le confort, le **coussin mousse Flo-Tech** est la solution idéale pour prévenir les douleurs et les escarres lors d'une position assise prolongée.

**Commandez dès maintenant votre coussin mousse Flo-Tech Contour Visco pour un confort et un soutien inégalés !**