

COUSSIN MOUSSE FLOTECH CONTOUR VISCO

UGS: 30027

360.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Hauteur assise: 9cm

 Profondeur coussin: 40.5, 43, 45.5, 53, 56cm

• Largeur coussin: 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm

• Poids à partir de: 1.6kg

• Revêtement lavable en machine: 80°C

• Poids max. utilisateur: 125kg

Categories: 3. Repos, Coussin

COUSSIN MOUSSE FLO-TECH VISCO - CONFORT ET RÉPARTITION DES PRESSIONS

Le **coussin mousse Flo-Tech Contour Visco** combine une base en mousse Haute Résilience (40 kg/m³) et une couche viscoélastique à mémoire de forme (80 kg/m³). Sa forme anatomique, avec plus de 60 mm de mousse sous les ischions, assure une immersion optimale et une répartition équilibrée des pressions.

☐ Caractéristiques principales :

- Mousse Haute Résilience 40 kg/m³ pour un soutien ferme et durable
- Mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme pour un confort personnalisé
- Hauteur ischiale >60 mm pour favoriser l'immersion et réduire les points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie pour un maintien optimal
- Dimensions variées: 8 largeurs et 5 profondeurs pour s'adapter à tous les profils

Conçu pour améliorer l'autonomie et le confort, le **coussin mousse Flo-Tech** est la solution idéale pour prévenir les douleurs et les escarres lors d'une position assise prolongée.

Commandez dès maintenant votre coussin mousse Flo-Tech Contour Visco pour un confort et un soutien inégalés !

