



## ÉCHELLE DE LIT

**UGS:** 30016

**32.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur totale: 300cm
- Poids: 0.285kg
- Longueur échelon: 20cm
- Ø échelon: 2.5cm
- Distance entre chaque échelon: 18cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 114kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Autour du lit](#)

## ÉCHELLE DE LIT – CORDES ET ÉCHELONS RIGIDES

L'**échelle de lit** se compose de deux cordes à fixer aux pieds du lit et de quatre échelons en plastique rigide. Elle est conçue pour offrir un point d'appui sûr et stable, quel que soit le type de lit.

### ▣ Caractéristiques principales :

- **Deux cordes réglables** : S'adaptent facilement à la hauteur du lit.
- **Quatre échelons rigides** : Permettent une montée et descente sécurisées.
- **Fixation simple** : Se positionne sur les pieds du lit sans outil.
- **Matériaux durables** : Plastique renforcé pour un usage quotidien.
- **Adaptable à tous lits** : Convient aux lits standards et surélevés.

L'**échelle** facilite l'accès et améliore la mobilité en toute sécurité, pour un confort quotidien.

**Commandez votre échelle de lit dès maintenant pour un accès facilité à votre lit !**