

ELÉVATEUR DE BAIN

UGS: 10132

930.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Poids: 10.8kg

Hauteur de l'élévateur max.: 107.5cm
Assise réglable en hauteur de 6 à 42cm

Dimensions du socle: 29.5x58cm
Dimensions assise: 49x37.5cm
Dimensions dossier: 36x66.5cm
Poids max. utilisateur: 140kg

Couleur: Blanc

Categories: Bain/Douche/Toilettes, Siège de

<u>bain</u>

Ce produit est disponible <u>uniquement sur commande</u>. Il faut compter un délai de livraison de <u>2 à</u> <u>3 à semaines</u>. Pour plus d'information merci de nous contacter.

La gamme *Aquatec Orca* est une gamme d'élévateur de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité.

La conception de l' *Aquatec Orca* et la position du moteur assurent une descente en toute souplesse et sans effort (Système de vérin très performant).

Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs avec notamment un dossier inclinable jusqu'à 40°.

L' Aquatec **Orca** fonctionne avec une batterie intégrée dans la télécommande ergonomique. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité. Il est démontable en 2 parties, possède une base antidérapante et une housse amovible et lavable à 60°.







