



## ENFILE BAS DE COMPRESSION ROLYAN®

**UGS:** 40015

**30.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Modèle: Grand
- Largeur: 15cm
- Hauteur: 14.5cm
- Poids: 200gr
- Couleur: Blanc

**Categories:** [Aide/Confort](#), [Enfile chaussettes ou bas](#)

Enfile bas de compression en plastique rigide.

Les crans retiennent le bas en l'empêchant de glisser.

Pour les bas de compression de classe 1 et 2.

Placer le bas sur l'enfile-bas, insérer le pied et tirer la corde pour faire remonter le bas sur la jambe.