



FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE

UGS: 20149

3'290.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur totale: 60.5cm
- Longueur totale: 95cm
- Hauteur totale: 85.5cm
- Hauteur plié: 34cm
- Roues AV: 17.5cm
- Roues ARR: 25cm
- Cercle retournement: 120cm
- Couleur: Aluminium
- Moteur: 24V, 200W
- Vitesse max: 6km/h
- Temps chargement: 5h
- Poids: 19.5kg Ss batterie
- Poids batterie: 3.3kg
- Poids max utilisateur: 100kg

Categories: [Fauteuil roulant](#), [Mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Fauteuil roulant électrique portable pliable ultra léger et intelligent il peut être commandé à distance via Bluetooth et peut être plié ou déplié automatiquement en appuyant sur un bouton. Le H3PC est le fauteuil roulant motorisé le plus léger de la planète. Profitant de nouveaux matériaux, fabriqués selon les normes internationales les plus élevées. Pratiquement tout le monde peut soulever ce fauteuil roulant dans sa voiture, camion ou SUV. Il est super facile à propulser et à pousser. Il peut être utilisé en toutes saisons sans affecter la vie quotidienne.

