



## FAUTEUIL ROULANT V100

**UGS:** 20143

**935.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 39, 42, 44, 46, 48, 50cm
- Largeur totale: 57, 60, 62, 64, 66, 68cm
- Longueur totale: 101cm
- Hauteur réglable d'assise: 48, 51, 54cm
- Profondeur assise: 43 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 22, 23, 24cm
- Hauteur dossier: 42cm
- Inclinaison dossier: 5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 18kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Freins tambours: inclus

**Categories:** [Fauteuil roulant](#), [Mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Fauteuil roulant léger manuel pour utilisation temporaire ou permanente avec différents réglages:

- 3 hauteurs d'assise.
- 2 profondeurs d'assise.
- 3 hauteurs d'accoudoirs.
- Manchettes accoudoirs réglables en profondeur.
- Fauteuil livré de série avec freins arrières à tambours.