

LAMPE SILVERLUX

UGS: 20121

45.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Lampes à LED blanches
- Alimentation: 2 piles AAA 1.5V (non fournies)
- Largeur: 3.8cm
- Profondeur: 5.9cm
- Hauteur: 8.5cm
- S'installe sans outil sur toutes formes tubulaires de 20 à 26mm

Categories: 2. Mobilité, Accessoire pour

<u>rollator</u>

LAMPE SILVERLUX – ÉCLAIREZ VOS DÉPLACEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ

La **lampe Silverlux** est une solution d'éclairage pratique et efficace pour les cannes de marche et les déambulateurs. Elle se **clipse sans outil** sur les tubes de diamètre 20 à 26 mm, ce qui la rend compatible avec la plupart des modèles. Fonctionnant avec deux piles LR03, elle permet à l'utilisateur de **voir et d'être vu** dans l'obscurité, améliorant ainsi la sécurité au quotidien.

Dotée de **deux puissantes LED** orientées vers le sol, la lampe offre un faisceau lumineux blanc et net sans éblouir. Son bouton large est facilement accessible, même pour les personnes ayant une dextérité réduite. Grâce à sa simplicité d'utilisation, elle convient parfaitement aux personnes âgées ou à mobilité réduite, notamment en cas d'insomnie ou de déplacements nocturnes.

☐ Conseils d'utilisation :

- Clipsez la lampe Silverlux sur la canne ou le déambulateur à proximité de la poignée
- Pressez le bouton pour allumer ou éteindre la lumière
- Veillez à orienter les LED vers le bas pour éviter tout éblouissement

Un accessoire simple, discret et utile au quotidien

La lampe Silverlux est un compagnon fiable pour gagner en autonomie et sécurité. Commandezla dès maintenant – Livraison rapide en Suisse!









