



## LIT ÉLECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL XXL

UGS: 30025

4'500.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Lit à trois moteurs
- Réglage électrique de la hauteur: 370 à 805mm
- Surface de couchage: 1200mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1330mm x 2080mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 275kg

Categories: [3. Repos](#), [Lit électrique](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

## LIT ÉLECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL XXL – PUISSANCE ET CONFORT

Le **lit électrique bariatrique Interval XXL** est idéal pour les patients nécessitant un support robuste et un ajustement précis. Équipé de trois moteurs, il permet de régler la hauteur du lit, le relève-buste, le relève-jambe et la flexion des genoux à l'aide d'une télécommande ergonomique.

### □ Caractéristiques principales :

- **3 moteurs indépendants** : Hauteur, dossier et jambes pour un confort personnalisé.
- **Position basse** : Utilisable en tant que lit à plancher bas, base réglable sur deux hauteurs.
- **Transport facilité** : Adaptateur de transport inclus pour déplacer et stocker le lit.
- **Accessoires complets** : Livré avec télécommande, potence, barrières de sécurité et roues freinées.
- **Sommier métal** : Structure renforcée pour une durabilité et un usage bariatrique.

Conçu pour allier puissance et facilité d'utilisation, le **lit électrique bariatrique XXL** offre un soutien optimal en établissement ou à domicile. Son châssis métallique et ses accessoires garantissent un environnement de soins sécurisé.

**Commandez dès maintenant votre lit électrique bariatrique Interval XXL pour un confort et une sécurité accrue !**