

MONTE-ESCALIERS SUR CHENILLES LG2004

UGS: 20130

4'600.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Encombrement maximal: 144x67x99cm
- Puissance du moteur: 300W
- Puissance absorbée par le chargeur de batterie: 80W
- Alimentation du chargeur de batterie: 220 V
- Autonomie: 540 marches
- Autonomie avec indicateur de charge en réserve: 180 marches
- Mesure minimale de largeur des escaliers: 77cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en L: 98x98cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en U: 98x170cm
- Inclinaison maximum: 70% 35°
- Temp. d'utilisation et stockage: -20° + 50°
- Vitesse maximum: 15 marches/minute
- Poids total: 58kg
- Poids du timon: 12kg
- Poids du corps de la machine: 46kg
- Poids du chargeur de batterie: 0.7kg
- Poids maximum transportable: 130Kg
- Coloris: Bleu

Disponible à la location: 150.- CHF/Semaine

Categories: 2. Mobilité, Fauteuil roulant

Ce produit est disponible <u>uniquement sur commande</u>. Il faut compter un délai de livraison de <u>2 à 3 à semaines</u>. Pour plus d'information merci de nous contacter.

MONTE-ESCALIERS SUR CHENILLES LG2004 – SÉCURITÉ ET CONFORT DANS LES ESCALIERS

Le **Monte-escaliers sur chenilles LG2004** de la marque Antano est une solution idéale pour le transport sécurisé d'une personne en fauteuil roulant dans des escaliers. Ce dispositif performant



permet au conducteur de manœuvrer facilement, sans effort, tout en garantissant au passager un confort optimal.

Grâce à ses **chenilles motorisées**, le LG2004 monte et descend les escaliers en toute fluidité, sans à-coups. Le **système de commandes situé sur le guidon** offre un contrôle précis et intuitif. L'appuie-tête double, réglable et rembourré, améliore considérablement le confort du passager.

☐ Caractéristiques du LG2004 :

- Utilisable avec un fauteuil roulant standard
- Système de chenilles stable et fluide
- Appuie-tête double réglable en hauteur
- Commande simple depuis le guidon
- Fixation du fauteuil sans effort, sans mouvement du pied
- Déblocage de sécurité pour déplacement manuel en urgence

Une solution fiable pour les bâtiments sans ascenseur

Le **Monte-escaliers sur chenilles LG2004** est une aide précieuse pour les professionnels ou les familles ayant besoin de franchir des escaliers avec un fauteuil roulant en toute sécurité. **Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse.**





