



## POIGNÉES DE LIT PROTECT PLUS

**UGS:** 30013

**180.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 94-140cm
- Hauteur: 47.3cm
- Poids: 4.1kg
- Poids max. utilisateur: 106kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Barre de redressement](#)

## POIGNÉES PROTECT PLUS – AJUSTABLES ET STABLES

Les **poignées de lit Protect Plus** offrent un double support réglable en longueur. Elles se positionnent simplement entre le sommier et le matelas pour une installation sans outil. Fabriquées en tube acier finition peinture époxy blanche, elles garantissent solidité et durabilité.

### ▣ Caractéristiques principales :

- **Longueur ajustable** pour s'adapter à différents lits
- **Double poignée** offrant un point d'appui supplémentaire
- **Tube acier** avec finition époxy blanche pour résistance et hygiène
- **Installation sans outil** en se glissant entre sommier et matelas
- **Matériaux robustes** pour une utilisation à long terme

Les **poignées Protect Plus** facilitent le lever et le coucher en toute sécurité et confort.

**Commandez dès maintenant vos poignées de lit Protect Plus pour un soutien optimal !**