



RAMPE AMOVIBLE XL

UGS: 20125

680.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en Standard, L, XL ou XXL
- Matière: Fibre de verre renforcée
- Longueur de rampe: 137cm (XL)
- Largeur hors tout: 92cm (XL)
- Largeur intérieure: 80cm (XL)
- Capacité max.: 300kg
- Couleurs contrastées
- Poids: 11kg (XL)

Categories: [2. Mobilité](#), [Accessoire de mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

RAMPE AMOVIBLE XL – ACCESSIBILITÉ MOBILE ET SANS INSTALLATION

La **Rampe amovible XL** est une solution simple, rapide et sécurisée pour franchir un trottoir, une marche ou un seuil, en l'absence d'une installation permanente. Grâce à son **design léger, pliable et antidérapant**, elle se transporte facilement et peut être rangée dans un placard lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabriquée pour résister à un usage régulier, la rampe XL est équipée d'une **poignée de portage intégrée** et de **chasse-roues** pour guider les équipements à roulettes de façon fluide et sécurisée. Sa surface antidérapante garantit une adhérence optimale, même en conditions humides.

▣ Caractéristiques de la rampe amovible XL :

- Compatible fauteuils roulants, scooters, déambulateurs
- Pose facile sans outil ni fixation
- 10 premiers centimètres à poser directement sur la marche
- Poignée de portage pratique
- Surface antidérapante renforcée
- Chasse-roues intégrés pour plus de sécurité
- Matériau sans entretien

Une rampe amovible pour plus d'autonomie au quotidien

La **Rampe amovible XL** est idéale pour un usage temporaire à domicile ou en déplacement.
Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !

