

RÉHAUSSE WC IBIZA

UGS: 10054

100.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Fixation par 2 molettes très rapide

• Forme anatomique moulée confortable

• Hauteur: 15cm

Poids max. utilisateur: 225kg

• Couleur: Blanc

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes,

Réhausses WC

RÉHAUSSE WC IBIZA – SIMPLICITÉ, CONFORT ET ENTRETIEN FACILE

Le **réhausse WC Ibiza** permet d'augmenter la hauteur d'assise des toilettes standards, ce qui facilite le relevé et réduit l'effort pour les utilisateurs à mobilité réduite ou en convalescence. Il constitue une aide efficace pour améliorer l'autonomie au quotidien.

Son installation est simple et rapide : il suffit de le positionner en butée à l'avant de la cuvette, puis de resserrer les **deux larges molettes latérales** pour une fixation stable. Ce système convient à la plupart des cuvettes classiques et ne nécessite aucun outil.

Entièrement réalisé en **plastique léger et hygiénique**, le réhausse WC Ibiza est facile à nettoyer et offre une bonne durabilité même en usage quotidien.

☐ Les atouts du réhausse WC :

- Fixation simple avec 2 molettes latérales
- Installation sans outil, en quelques secondes
- Hauteur d'assise augmentée pour plus de confort
- Structure plastique robuste et facile à entretenir
- Compatibilité avec la plupart des WC standards

Un rehausseur WC pratique et accessible

Le **réhausse WC** est une solution discrète, fonctionnelle et abordable pour rendre les toilettes plus accessibles. Il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux structures médicales ou de soins à domicile.

Commandez votre réhausse WC Ibiza - Livraison rapide en Suisse!

