

ROLLATOR 4 ROUES 286B

UGS: 20128

235.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Hauteur guidon/sol: 77 à 101cm

• Hauteur siège/sol: 61cm

Largeur assise: 40cm

• Profondeur: 64.5cm

• Largeur hors tout: 61cm

• Roues: 190 x 47mm

• Poids maxi utilisateur: 120kg

• Poids avec panier: 11kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

Categories: 2. Mobilité, Rollator à 4 roues

ROLLATOR 4 ROUES 286B – MOBILITÉ PRATIQUE ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Le Rollator 4 roues 286B est conçu pour les utilisateurs recherchant un déambulateur pratique, confortable et facile à manipuler. Son système de pliage intuitif permet un rangement rapide et un transport simplifié, idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement.

Ce rollator est équipé de freins de sécurité avec fonction parking, d'un panier amovible pour les effets personnels, et d'une tablette-plateau en plexiglass très pratique pour poser un repas ou un objet. Il comprend également une assise confortable et un porte-canne intégré, pour plus d'autonomie au quotidien.

☐ Caractéristiques principales du modèle 286B :

- Système de pliage simple et rapide
- Freins d'immobilisation sécurisants
- Assise intégrée et tablette-plateau
- Panier amovible pour les courses ou les objets personnels
- Porte-canne inclus
- Poignées réglables en hauteur

Un rollator robuste et fonctionnel

Le Rollator 4 roues 286B est l'allié idéal pour maintenir votre indépendance tout en assurant sécurité et confort. Commandez-le dès maintenant - Livraison rapide en Suisse!

