

ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC

UGS: 20096

510.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Hauteurs Sol-Poignées: 85-95cm

• Largeur totale: 62cm • Siège (Lxp): 45x23cm • Hauteur siège: 60cm

• Poids: 8.2kg

• Roues PU diamètre 31cm

• Couleur: Vert

Poids max. utilisateur: 150kg

Categories: 2. Mobilité, Rollator à 4 roues

ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC – POUR VOS SORTIES SUR TOUS LES **CHFMINS**

Le Rollator 4 roues tout terrain TAiMA XC est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs qui souhaitent continuer à se déplacer confortablement, même en dehors des surfaces lisses. Que ce soit sur des chemins de montagne, des routes pavées ou des trottoirs enneigés, ce modèle vous apporte stabilité, sécurité et liberté.

Grâce à ses grandes roues gonflables, il absorbe efficacement les vibrations et réduit les douleurs dans les bras. De plus, il reste très maniable, même sur terrains accidentés. Son pliage latéral permet de le ranger facilement, et il tient debout une fois replié.

Le TAIMA XC est équipé de poignées ergonomiques réglables en hauteur, d'une assise souple pour vos pauses, et d'une sangle dorsale pour plus de confort. Il est livré avec une sacoche de rangement, une sangle dorsale et un porte-canne (droite ou gauche).

☐ Caractéristiques principales :

- Rollator 4 roues tout terrain idéal pour chemins et sentiers
- Grandes roues gonflables pour une meilleure absorption des chocs
- Pliage latéral facile, reste debout une fois plié
- Poignées réglables en hauteur + freins d'immobilisation
- Assise souple avec sangle dorsale incluse
- Livré avec porte-canne et sacoche

Un rollator pensé pour la mobilité en plein air

Le Rollator 4 roues tout terrain TAiMA XC vous accompagne partout, même sur des surfaces plus



exigeantes. Commandez-le maintenant – Livraison rapide en Suisse!

