

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES QUAVA

UGS: 20144

380.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur d'assise: 54cm
- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 65.5cm
- Largeur totale plié: 28cm
- Longueur totale: 71cm
- Profondeur assise: 22.5cm
- Hauteur réglable poignées: 81 à 95.5cm
- Largeur entre poignées: 49cm
- Poids maxi dans panier: 5kg
- Pente maxi: 8.5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 7.7kg
- Poids maxi utilisateur: 136kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES QUAVA – LÉGÈRETÉ, PRATICITÉ ET CONFORT

Le **Rollator pliant 4 roues Quava** combine légèreté, maniabilité et praticité. Conçu pour offrir une expérience de mobilité sans effort, il est équipé d'un **frein multifonctions** et d'un **grand panier de série** pour transporter vos affaires en toute sécurité.

□ Caractéristiques du Rollator 4 roues Quava :

- **Conception légère** pour une mobilité facile et sans effort
- **Facilement pliable** en seulement quelques secondes, avec un faible encombrement de 280mm une fois replié
- **Frein multifonctions** pour plus de sécurité
- **Grand panier de rangement** pour transporter vos effets personnels
- **Rayon de rotation de 89 cm** adapté aux petits espaces comme le marché ou votre domicile

Le **Rollator Quava** se distingue par sa facilité d'utilisation et son design compact. Il prend peu de place une fois replié, ce qui le rend idéal pour une utilisation en intérieur ou pour vos sorties en ville.

Découvrez-le en vidéo :

Commandez dès aujourd'hui votre Rollator pliant 4 roues Quava et profitez d'une mobilité améliorée au quotidien !

