



SEAHORSE PLUS

UGS: 10104

1'999.00 CHF – 2'199.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Sur demande

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Seahorse PLUS](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Chaise de douche et de toilette pour enfants et jeunes adultes.

Cette nouvelle génération est disponible en 3 tailles (S, M, L)

Convient à les enfants dès 5 ans.

Avec appui-tête réglable, accoudoirs escamotables, repose-pieds escamotables et amovibles, freins sur les 4 roues, sangle abdominale et pommeau souple amovible.

La chaise est réglable en hauteur sur 10cm.

La chaise peut s'utiliser comme une chaise de toilette, soit au moyen du grand pot amovible, soit au-dessus de la cuvette des toilettes. Elle est entièrement réglable en hauteur.

Le Seahorse PLUS peut s'utiliser comme une chaise de douche ou au-dessus d'une baignoire.

Elle est inclinable d'un seul bloc au moyen d'un vérin à gaz, allant de la position verticale à une inclinaison de 40°.

SKU

Price

Description

Modèle

10104

~~2'300.00 CHF~~ 1'999.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Small

10105

~~2'400.00 CHF~~ 2'099.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Medium

10106

~~2'500.00 CHF~~ 2'199.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Large

