



## SIÈGE DE BAIN COSBY

**UGS:** 10011

**100.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Assise: 46x29cm
- Hauteur: 20cm
- Poids: 800g
- Poids max. utilisateur: 190kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

## SIÈGE DE BAIN COSBY – SIMPLICITÉ, STABILITÉ ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Le **siège de bain Cosby** est pensé pour améliorer la sécurité et le confort des personnes à mobilité réduite pendant leur toilette. Pratique et fonctionnel, il se pose directement sur le fond de la baignoire. Les 4 ventouses permettent une excellente stabilité.

Cette **assise de baignoire** dispose d'une surface antiglisse avec perforations pour évacuer l'eau, réduisant ainsi les risques de glissade. Légère mais robuste, sa structure résiste à l'humidité tout en assurant une stabilité optimale. Il convient parfaitement aux personnes âgées, aux personnes en convalescence ou en situation de handicap.

### ▣ Caractéristiques principales :

- Installation rapide sans outil ni fixation permanente
- Surface antidérapante pour plus de sécurité
- Structure stable, légère et facile à nettoyer
- Compatible avec la plupart des baignoires standards
- Assise large et confortable

Cet **siège de baignoire ergonomique** favorise l'autonomie et la tranquillité d'esprit. Il est idéal pour une salle de bain aménagée sans travaux lourds.

**Commandez le siège de bain Cosby – Livraison rapide partout en Suisse !**

