



SIÈGE DE DOUCHE RABBATABLE AVEC ACCOUDOIRS

UGS: 10135

380.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur entre les accoudoirs: 54cm
- Largeur d'assise: 46cm
- Hauteur du siège: 52 à 60cm
- Profondeur d'assise: 37cm
- Encombrement depuis mur: Ouvert 55cm.
Fermé: 21cm
- Poids du produit: 6.25kg
- Hauteur: 90 à 98cm
- Largeur totale: 61cm
- Largeur totale, y compris les supports muraux: 70cm
- Poids maxi utilisateur: 160kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de douche à fixer](#)

Rendez la douche beaucoup plus sûre et plus agréable avec le siège de douche mural rembourré avec accoudoirs, qui offre un siège confortable et vous évite de rester debout pendant que vous vous lavez. La découpe intime facilite l'accès pour le lavage.

Les accoudoirs peuvent être basculés vers l'arrière afin d'accéder plus facilement au siège, les pieds sont réglables afin de l'ajuster à la hauteur qui vous convient.

Avec son cadre en aluminium et sa construction robuste, ce siège peut vous rendre la vie beaucoup plus facile.

Veuillez noter que les sièges de douche fixés au mur ne doivent être fixés que sur des murs solides. Assurez-vous que l'installation est effectuée par un technicien qualifié.