



SIÈGE DE DOUCHE RABBATABLE AVEC PIEDS

UGS: 10036

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
- Distance replié depuis le mur: 14.5cm
- Réglage hauteur: 40-54cm
- Poids: 4.6kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de douche à fixer](#)

Siège de douche rabattable à fixer au mur avec pieds aluminium ajustables en hauteur. Embouts en caoutchouc antidérapants à l'extrémité des pieds. L'assise en plastique est perforée avec des bords surélevés intégrant des poignées. Se relève contre le mur pour un gain d'espace.

