

## SURMATELAS À AIR PROTECTOR 1

**UGS:** 30062

280.00 CHF TVA incluse

### **SPÉCIFICATIONS**

• Hauteur: 6.5cm

Dimensions totales: 200 x 90cmTension: 220-240V - 50/60Hz

• Matériaux: PVC

• Poids maxi utilisateur: 130kg

• Avec Compresseur

Disponible à la location: 50.- CHF/mois

Categories: 3. Repos, Matelas

## SURMATELAS À AIR PROTECTOR 1 – 130 CELLULES ALTERNANCE

Le **surmatelas à air Protector 1** se compose de 130 cellules individuelles, dont 10 microperforées, qui se gonflent et dégonflent alternativement pour garantir une prévention efficace des escarres. Ainsi, il répartit continuellement les pressions et stimule la circulation sanguine.

#### ☐ Réglage et utilisation :

- **Pression ajustable** : adaptez le gonflage selon le poids de l'utilisateur pour un confort personnalisé.
- De plus, il dispose d'un **seuil thérapeutique** efficace jusqu'à 110 kg.
- Par ailleurs, le compresseur inclus est silencieux et équipé d'un crochet pour le suspendre au lit.

En outre, ce **surmatelas Protector 1** s'installe en quelques minutes sur tout sommier standard. Ensuite, son système antiescarres à alternance convient aussi bien à un usage en établissement qu'à domicile.

#### ☐ Entretien et durabilité :

- Ensuite, nettoyez la housse avec un chiffon humide et un détergent doux.
- De surcroît, la housse robuste est compatible avec les désinfectants hospitaliers.
- Enfin, la structure en PVC médical résiste aux cycles d'alternance pour une longévité optimale.

Le **surmatelas à air Protector 1** est la solution idéale pour améliorer confort et sécurité. Son installation rapide et ses multiples réglages offrent une prise en charge complète et une expérience plus sereine.



# Commandez votre surmatelas à air Protector 1 dès maintenant pour prévenir efficacement les escarres!



