

TABOURET DE DOUCHE ROND (MAX 136KG)

UGS: 10084

140.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Assise: Ø32.5cm

• Hauteur: 35.6-53.4cm

• Distance entre chaque pied: 38.5cm

• Couleur: Blanc Poids: 1.46kg

• Poids max. utilisateur: 136kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes,

Tabouret de douche

TABOURET DE DOUCHE ROND (MAX 136KG) – SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET STABILITÉ

Le tabouret de douche rond (Max 136kg) offre une solution compacte et stable pour se doucher en toute sécurité. Conçu pour les personnes à mobilité réduite ou en recherche de confort, il allie solidité et légèreté.

Son siège rond en plastique moulé assure un bon confort et une assise antiglisse. Le piétement en aluminium est léger mais très résistant. De plus, les pieds réglables en hauteur s'adaptent à la taille de l'utilisateur et sont équipés d'embouts en caoutchouc antiglisse, pour éviter tout déplacement involontaire du tabouret sous la douche.

Sa capacité de charge maximale de 136 kg le rend adapté à un large public. Léger et facile à nettoyer, ce tabouret est aussi très simple à installer dans n'importe quelle cabine ou espace de douche.

☐ Les avantages du tabouret de douche rond :

- Siège en plastique moulé robuste et confortable
- Pieds réglables en aluminium avec embouts antiglisse
- Charge maximale supportée : 136 kg
- Design compact, stable et léger
- Facile à transporter et à entretenir

Une aide simple pour une douche en toute sérénité

Le tabouret de douche rond est une solution fiable pour améliorer l'autonomie et le confort sous la douche. Il convient aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé.

Commandez votre tabouret de douche rond - Livraison rapide en Suisse!





