



TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE STANDARD

UGS: 10153

100.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Encombrement : sol 50-52cm
- Largeur siège: 40x40x40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: Aluminium
- Couleur: gris
- Poids: 2.6kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

Grâce à sa conception triangulaire intelligente, le tabouret Etac Edge s'adapte parfaitement aux petits espaces ou aux espaces de douche. Les utilisateurs peuvent enjamber le siège pour une plus grande mobilité. Une autre option consiste à abaisser légèrement l'un des pieds et à enjamber le siège au niveau du coin ainsi abaissé. De cette manière, l'angle d'assise s'ouvre et peut soulager une douleur au niveau de la hanche.

Encombrement : sol 50-52cm