




*Des solutions adaptées
à chaque difficulté!*





Sommaire

| <u>Bain / Douche / Toilettes (réf. 1xxxx)</u> | Page |
|--|-------------|
| Planches de bain | 1 |
| Sièges de bain | 2 |
| Marchepied | 3 |
| Tapis / Barres d'accès NOUVEAUTES | 4 |
| Barres d'appui NOUVEAUTES | 5-6 |
| Chaises de douche | 7 |
| Tabourets de douche | 8 |
| Sièges de douche à fixer / Siège de transfert | 9 |
| Réhausse W.C. NOUVEAUTES | 10-11 |
| Cadres de W.C. | 12 |
| Chaises percées / Coussin pour W.C. | 13-14 |
| Chaises percées à roulettes | 15 |
| Seahorse PLUS NOUVEAUTES SUISSE | 16 |
| Options Seahorse PLUS | 17 |
| <u>Mobilité (réf. 2xxxx)</u> | |
| Rollators à 2 ou 3 roues | 18 |
| Rollators à 4 roues NOUVEAUTES | 19-21 |
| Rollators à 4 roues standard et bariatrique NOUVEAUTES | 22 |
| Accessoires pour Rollators NOUVEAUTES | 23 |
| Cadres de marche | 24-25 |
| Accessoires pour cadres de marche | 26 |
| Cannes anglaises anatomique souple ou classique | 27 |
| Cannes | 28 |
| Cannes pliables ou Béquille | 29 |
| Cannes tripodes et quadripodes | 30 |
| Accessoires pour cannes | 31 |
| Fauteuils roulants / Scooter électrique NOUVEAUTES | 32 |
| <u>Repos (réf. 3xxxx)</u> | |
| Lit électrique / Matelas | 33 |
| Autour du lit NOUVEAUTES | 34-36 |
| Tables de lit NOUVEAUTES | 37 |
| Coussins NOUVEAUTES | 38-39 |
| Fauteuils releveurs | 40 |
| <u>Aide / Confort (réf. 4xxxx)</u> | |
| Chaise haute / Tables roulantes | 41 |
| Enfile et enlève bas classique ou de compression NOUVEAUTES | 42 |
| Disque de transfert / Plaque de transfert / Talonnière / Pincettes | 43 |
| <u>Hygiène / Incontinence (réf. 5xxxx)</u> | |
| Urinal / Alèse NOUVEAUTES | 44 |
| <u>Divers (réf. 9xxxx)</u> | |
| Lève-personnes / Sangles / Relève-personne NOUVEAUTES | 45 |
| Pédaliers d'exercice / Tensiomètre / Lampes lumineuses NOUVEAUTES | 46 |






Planche de bain Nuvo

Planche à 5 lattes
Largeur du siège 35cm
Poids max. 190kg
Existe en 3 longueurs:

réf. 10001 67.3cm CHF 95.- TTC

réf. 10002 69.8cm CHF 95.- TTC

réf. 10003 72.4cm CHF 95.- TTC

TOP PRODUIT



Poignée Nuvo

Accessoire des planches de bain Nuvo

réf. 10004 CHF 20.- TTC



Planche de bain Savanah

Planche à 6 lattes
Largeur 35cm
Longueur 76.2cm
Poids max. 190kg

réf. 10005 CHF 95.- TTC



Planche de bain ergonomique avec poignée

Longueur 69cm
Poids max. 150kg

réf. 10006 CHF 70.- TTC

Longueur 71cm
Poids max. 190kg

réf. 10102 CHF 85.- TTC

Longueur 74cm
Poids max. 200kg

réf. 10007 CHF 95.- TTC



Bain / Douche / Toilettas – Sièges de bain



Siège de bain suspendu

Réglable en largeur 60 - 72cm
Dimensions du siège 40 x 40cm
Poids max. 130kg

réf. 10008 avec dossier CHF 150.- TTC

réf. 10009 sans dossier CHF 118.- TTC



Siège de bain pivotant et coulissant

Taille du siège: 40 x 38cm
Hauteur du dossier: 40cm
Largeur entre accoudoirs: 44cm
Accoudoirs escamotables
Pivote sur 360° et 4 positions de verrouillage
Baignoire: int. 56-64cm / hors tout 60-74cm
Poids: 8kg
Couleur Tubes: Bleu pastel

réf. 10123 CHF 360.- TTC



Siège de bain pivotant MERCURY

Taille du siège: 40 x 33cm
Hauteur du dossier: 30cm
Profondeur hors-tout: 55cm
Largeur hors-tout: 69cm à 79cm
Poids: 6.6kg
Charge max. 100kg
Couleur: Bleu lavande

réf. 10010 CHF 280.- TTC



Siège de bain Cosby

Hauteur 20cm
Dimensions du siège 46 x 29cm
Poids max. 190kg

réf. 10011 CHF 70.- TTC



Siège de bain Savannah

Hauteur 20cm
Dimensions du siège 45 x 29cm
Poids max. 190kg

réf. 10081 CHF 75.- TTC



Marchepied empilable

Dimensions 45 x 35cm

Hauteur au choix:

2.5, 5, 7.5 ou 10cm

Poids max. 318kg

réf. 10012 CHF 95.- TTC



Marchepied

Dimensions 52 x 33cm

Hauteur au choix:

10cm ou 15cm

Poids max. 190kg

réf. 10013 CHF 120.- TTC



Marchepied

Dimensions 45 x 35cm

Hauteur 19cm

Tubes en acier

Poids max. 100kg

réf. 10088 CHF 100.- TTC



Marchepied PANDA

Dimensions 35.4 x 45.4cm

Hauteur 10cm

Matière bambou

Poids max. 318kg

réf. 10122 CHF 100.- TTC



Bain / Douche / Toilettes – Tapis / Barre d'accès



Tapis de bain antidérapant

Matière en caoutchouc
Dimensions 76x 35cm
Existe en 2 couleurs:

réf. 10014 Bleu CHF 25.- TTC

réf. 10016 Blanc CHF 25.- TTC



Tapis de bain antidérapant

Matière en caoutchouc
Dimensions 81 x 41cm

réf. 10017 CHF 30.- TTC



Tapis de bain antidérapant

Matière en caoutchouc
Couleur bleu turquoise
Dimensions 70 x 40cm

réf. 10125 CHF 15.- TTC

NEW



Barre d'accès à la baignoire

Pince réglable 7.3 à 15.2cm
Hauteur 40.6cm
Poids max. 120kg

réf. 10075 CHF 102.- TTC

Bain / Douche / Toilettes – Barres d'appui

Barres d'appui chromées antiglisse

Hauteur 3.8cm

réf. 10018 30cm CHF 32.50 TTC

réf. 10019 40cm CHF 34.50 TTC

réf. 10020 45cm CHF 34.50 TTC

réf. 10021 60cm CHF 38.00 TTC

réf. 10126 81cm CHF 45.00 TTC

Hauteur 7.5cm

réf. 10082 30cm CHF 32.00 TTC

réf. 10083 40cm CHF 35.00 TTC

réf. 10085 45cm CHF 35.00 TTC

réf. 10100 90cm CHF 45.00 TTC



NEW



Barres d'appui acier plastifié

Hauteur 3.8cm

réf. 10022 30cm CHF 32.50 TTC

réf. 10023 40cm CHF 34.50 TTC

réf. 10103 45cm CHF 34.50 TTC

réf. 10024 60cm CHF 38.00 TTC

Hauteur 8.9cm

réf. 10086 60cm CHF 38.00 TTC



Barres d'appui en plastique cannelé

réf. 10025 30cm CHF 25.00 TTC

réf. 10026 45cm CHF 27.00 TTC

réf. 10027 60cm CHF 30.00 TTC



Barres d'appui acier peint BLANC

réf. 10080 45cm CHF 20.00 TTC



Bain / Douche / Toiletttes – Barres d'appui



Barres d'appui à ventouses

Adhèrent à toutes les surfaces lisses

Equipées d'un indicateur visuel de sécurité

réf. 10029 35cm (hors tout) CHF 75.- TTC

réf. 10030 50cm (hors tout) CHF 75.- TTC

réf. 10093 40cm (axe-axe) CHF 75.- TTC

réf. 10094 60cm (axe-axe) CHF 75.- TTC



Barre d'appui coudée

Longueur 33 cm

Angle 135°

Poids max. 115 kg

réf. 10028 CHF 38.- TTC



Barre d'appui rabattable avec pied

Réglable en hauteur 72 - 92cm

Longueur 74cm

Poids max. 125kg

réf. 10031 CHF 150.- TTC



Barre d'appui rabattable

Longueur 70cm

Poids max. 120kg

réf. 10032 CHF 100.- TTC



Chaise de douche

Dimensions du siège 48 x 28cm
Réglable en hauteur 38 - 48cm
Poids max. 100kg

réf. 10033 CHF 150.- TTC



Chaise de douche

Découpe facilite la toilette
Dimensions du siège 41 x 37cm
Réglable en hauteur 44 - 55cm
Poids max. 100kg

réf. 10037 CHF 150.- TTC



Chaise de douche I-Fit

Dimensions du siège 50 x 37cm
Réglable en hauteur 38 - 55cm
Poids max. 180kg

réf. 10039 CHF 125.- TTC



Chaise de douche avec accoudoirs escamotables

Dimensions du siège 45 x 52cm
Réglable en hauteur 50 - 56cm
Poids max. 120kg

réf. 10042 CHF 225.- TTC



Chaise de douche bariatrique

Dimensions du siège 61 x 43cm
Réglable en hauteur 48 - 63cm
Poids max. 250kg

réf. 10041 CHF 480.- TTC

XXL



Tabouret de douche

Dimensions du siège 48 x 28cm
Réglable en hauteur 38 - 48cm
Poids max. 100kg

réf. 10034 CHF 120.- TTC



Tabouret de douche avec poignées

Dimensions du siège 37 x 27cm
Dim. hors tout 55 x 37.5cm
Réglable en hauteur 46 – 58.5cm
Poids max. 160kg

réf. 10035 CHF 120.- TTC



Tabouret de douche rond

Dimensions du siège Ø32cm
Réglable en hauteur 40 - 50cm
Poids max. 113kg

réf. 10084 CHF 81.- TTC



Tabouret de douche

Découpe facilite la toilette
Dimensions du siège 41 x 37cm
Réglable en hauteur 44 - 55cm
Poids max. 100kg

réf. 10038 CHF 105.- TTC



Tabouret de douche

Dimensions du siège 45 x 52cm
Réglable en hauteur 47 - 55cm
Poids max. 120kg

réf. 10092 CHF 130.- TTC



Tabouret de douche bariatrique

Dimensions du siège 61 x 43cm
Réglable en hauteur 50 - 68cm
Poids max. 255kg

réf. 10040 CHF 480.- TTC

XXL



Siège de douche à fixer

Rabattable

Dimensions du siège 49 x 28cm

Poids max. 114kg

réf. 10043 CHF 135.- TTC



Siège de douche à fixer avec pieds

Rabattable

Dimensions du siège 49 x 28cm

Réglable en hauteur 40 - 54cm

Poids max. 160kg

réf. 10044 (pieds inox) CHF 165.- TTC

réf. 10036 (pieds aluminium) CHF 175.- TTC



Siège de douche à fixer

Rabattable

Poids max. 150kg

réf. 10089 CHF 250.- TTC



Siège de douche d'angle à fixer

Rabattable

Dimensions du siège 40 x 40cm

Réglable en hauteur 44 - 54cm

Poids max. 130kg

réf. 10096 Gauche CHF 190.- TTC



Siège de transfert

Facilite l'entrée dans la baignoire ou la douche

Dimensions du siège 67 x 40cm

Réglable en hauteur 44 - 54cm

Avec dossier et poignée

Poids max. 100kg

réf. 10045 CHF 155.- TTC



Rehausses W.C. Derby

Se fixent par 3 pattes de fixation
Poids max. 190kg

réf. 10046 5cm CHF 100.- TTC

réf. 10048 10cm CHF 100.- TTC



Rehausses W.C. Derby avec couvercle

Se fixent par 3 pattes de fixation
Poids max. 190kg

réf. 10047 5cm CHF 150.- TTC

réf. 10049 10cm CHF 150.- TTC



Rehausses W.C. Prima

Se fixent par 2 boutons latéraux
Poids max. 190kg

réf. 10050 5cm CHF 70.- TTC

réf. 10052 10cm CHF 70.- TTC

réf. 10054 15cm CHF 70.- TTC



Rehausses W.C. Prima avec couvercle

Se fixent par 2 boutons latéraux
Poids max. 190kg

réf. 10051 5cm CHF 100.- TTC

réf. 10053 10cm CHF 100.- TTC



Siège de W.C. bariatrique

Se fixe par 2 douilles
Largeur 50cm
Poids max. 381kg

réf. 10095 CHF 280.- TTC

XXL

Bain / Douche / Toilettes – Rehausses W.C.



Rehausse W.C. souple

Fabriqué en mousse pour plus de confort

Hauteur 9cm

Couleur Bleu

Poids max. 130kg

réf. 10055 CHF 105.- TTC



Rehausse W.C. clipsé

Hauteur 10cm

Poids max. 190kg

réf. 10077 CHF 60.- TTC



Rehausse W.C. avec accoudoirs escamotables

Ajustable en 3 hauteurs - 6, 10 ou 15cm

Poids max. 120kg

réf. 10057 CHF 165.- TTC



Rehausse W.C. avec accoudoirs escamotables

Ajustable en 3 hauteurs - 6, 10 ou 14cm

Poids max. 120kg

réf. 10056 CHF 230.- TTC



Rehausse W.C. avec accoudoirs escamotables

Hauteur 2cm

Poids max. 150kg

Couleur Blanc

réf. 10124 CHF 195.- TTC

NEW



Cadre d'appui W.C. Ashbray

Réglable en hauteur 68 - 83cm
Hauteur de siège 46 - 61cm
Dimensions du siège 45 x 39cm
Largeur entre accoudoirs 51cm
Poids max. 190kg

réf. 10058 CHF 189.- TTC



Cadre de toilettes en aluminium

Réglable en hauteur 64 - 74cm
Dimensions 59 x 44cm
Larges accoudoirs pour confort et sécurité
Poids max. 100kg

réf. 10059 CHF 108.- TTC



Cadre de toilettes

3 fonctions - cadre de toilette, rehausse W.C.
et chaise percée
Réglable en hauteur de 39 - 54cm
Dossier amovible
Poids max. 135kg

réf. 10060 CHF 150.- TTC



Cadre de toilettes

3 fonctions - cadre de toilette, rehausse W.C.
et chaise percée
Réglable en hauteur de 38 - 56cm
Dossier amovible
Poids max. 100kg

réf. 10090 CHF 250.- TTC





Chaise percée

Hauteur de siège 48cm
Largeur hors tout 64cm
Largeur entre accoudoirs 51cm
Poids max. 130kg

réf. 10061 lavande CHF 180.- TTC

réf. 10076 verte CHF 180.- TTC



Chaise percée réglable en hauteur

Hauteur de siège 48 - 63cm
Largeur hors tout 67cm
Largeur entre accoudoirs 51cm
Poids max. 130kg

réf. 10062 lavande CHF 220.- TTC



Chaise percée réglable en hauteur

Hauteur de siège 41 – 58cm
Largeur hors tout 58cm
Largeur entre accoudoirs 47cm
Poids max. 140kg

réf. 10063 lavande CHF 180.- TTC



Chaise percée pliante

Hauteur de siège 45cm
Largeur hors tout 58cm
Largeur entre accoudoirs 46cm
Dimensions du siège 44 x 42cm
Poids max. 130kg

réf. 10097 lavande CHF 220.- TTC



Coussin annulaire (W.C./chaise percée)

Housse en coton imperméable
Øext. 40.6cm
Øint. 27cm
Poids 425g
Couleur Bleu ciel

réf. 10098 CHF 150.- TTC



Bain / Douche / Toilettes – Chaises percées



Chaise percée avec accoudoirs escamotables

Réglable en hauteur 43 - 61cm

Largeur hors tout 63cm

Largeur entre accoudoirs 45cm

Poids max. 130kg

réf. 10064 Luxe CHF 320.- TTC

réf. 10087 Standard CHF 290.- TTC



Chaise percée modulaire et évolutive

S'utilise dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche

Accoudoirs et dossier amovibles

Hauteur du siège 42 - 57cm

Largeur hors tout 58cm

Largeur entre accoudoirs 43cm

Poids max. 160kg

réf. 10068 CHF 190.- TTC



Chaise percée en bois

Hauteur de siège 46cm

Largeur hors tout 56cm

Largeur entre accoudoirs 44cm

Poids max. 160 kg

réf. 10066 CHF 450.- TTC



Chaise percée en bois

La plus discrète des chaises

Hauteur de siège 48cm

Largeur hors tout 53cm

Largeur entre accoudoirs 46cm

Poids max. 160kg

réf. 10067 CHF 650.- TTC



Chaise percée bariatrique

Hauteur de siège 50cm

Largeur hors tout 74cm

Largeur entre accoudoirs 60cm

Poids max. 150 kg

réf. 10065 CHF 380.- TTC

XXL

Bain / Douche / Toilettes – Chaises percées à roulettes



Chaise percée à roulettes

Accoudoirs escamotables
Repose-pieds escamotables et amovibles
Freins sur les 4 roues
Hauteur du siège 52cm
Largeur hors tout 58cm
Largeur entre accoudoirs 45cm
Hauteur au porte-seau 42cm
Poids max. 130kg

réf. 10069 CHF 375.- TTC



Chaise percée à roulettes

Accoudoirs escamotables
Repose-pieds rabattable
Hauteur de siège 50cm
Largeur hors tout 63cm
Largeur entre accoudoirs 46cm
Poids max. 130kg

réf. 10070 CHF 430.- TTC



Chaise percée à roulettes

Accoudoirs escamotables
Repose-pieds rabattable
Hauteur de siège 53cm
Largeur hors tout 72cm
Largeur entre accoudoirs 60cm
Poids max. 150kg

réf. 10071 CHF 620.- TTC



Chaise percée / de douche à roulettes

Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
Repose-pieds relevable
Freins sur les 4 roues
Hauteur de siège 54cm
Largeur hors tout 57cm
Largeur entre accoudoirs 46cm
Poids max. 120kg

réf. 10072 CHF 695.- TTC



Chaise percée / de douche à roulettes

Accoudoirs escamotables
Repose-pieds rabattable
Hauteur de siège 56 cm
Largeur hors tout 59 cm
Poids max. 120 kg

réf. 10073 assise 40cm CHF 595.- TTC

réf. 10074 assise 45cm CHF 595.- TTC





EXCLUSIVITE

Chaise de douche et de toilette pour enfants et jeunes adultes

Nouvelle génération disponible en 3 tailles (S, M, L)

Convient à les enfants dès 5 ans

Appui-tête réglable

Accoudoirs escamotables

Repose-pieds escamotables et amovibles

Freins sur les 4 roues

Réglable en hauteur (10cm)

Sangle abdominale

Pommeau souple amovible


La chaise peut s'utiliser comme une chaise de toilette, soit au moyen du grand pot amovible, soit au-dessus de la cuvette des toilettes. Elle est entièrement réglable en hauteur.

Le Seahorse PLUS peut s'utiliser comme une chaise de douche ou au-dessus d'une baignoire. Elle est inclinable d'un seul bloc au moyen d'un vérin à gaz, allant de la position verticale à une inclinaison de 40°.

réf. 10104 Small CHF 2'300.- TTC

réf. 10105 Medium CHF 2'400.- TTC

réf. 10106 Large CHF 2'500.- TTC



| Feature | Ref | Small Seahorse Plus N72012 | | | | | | Medium Seahorse Plus N72024 | | | | | | Large Seahorse Plus N72036 | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|-----------------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| | | Thick Liner Size1 | | Thin Liner Size2 | | No Liner | | Thick Liner Size3 | | Thin Liner Size4 | | No Liner | | ExThick Liner Size7 | | Thick Liner Size5 | | Thin Liner Size6 | | No Liner | |
| Seat Depth | SD | 327mm | 12¾" | 355mm | 14" | 374mm | 14¾" | 425mm | 16¾" | 457mm | 18" | 470mm | 18¾" | 455mm | 18" | 455mm | 18" | 455mm | 18" | 488mm | 19¾" |
| Rear Width of Seat | SWR | 258mm | 10" | 294mm | 11½" | 332mm | 13" | 303mm | 12" | 339mm | 13¾" | 378mm | 15" | 375mm | 14¾" | 411mm | 16" | 447mm | 17½" | 477mm | 19" |
| Front Width of Seat | SWF | 294mm | 11½" | 334mm | 13¾" | 365mm | 14¾" | 353mm | 14" | 393mm | 15½" | 423mm | 16¾" | 420mm | 16½" | 460mm | 18" | 500mm | 19¾" | 530mm | 20¾" |
| Height of Back | BH | 391mm | 15½" | 391mm | 15½" | 414mm | 16¾" | 490mm | 19¾" | 490mm | 19¾" | 514mm | 20¾" | 549mm | 21½" | 549mm | 21½" | 549mm | 21½" | 572mm | 22½" |
| Min Headrest height | HH | 456mm | 18" | 456mm | 18" | 475mm | 18¾" | 562mm | 22" | 562mm | 22" | 584mm | 23" | 620mm | 24¾" | 620mm | 24¾" | 620mm | 24¾" | 641mm | 25" |
| Max Headrest height | HH | 631mm | 25" | 631mm | 25" | 650mm | 25½" | 737mm | 29" | 737mm | 29" | 759mm | 30" | 795mm | 31½" | 795mm | 31½" | 795mm | 31½" | 816mm | 32" |
| Min height of Seat | SH | 540mm | 21¾" | 540mm | 21¾" | 521mm | 20¾" | 521mm | 20¾" | 521mm | 20¾" | 501mm | 19¾" | 521mm | 20¾" | 521mm | 20¾" | 521mm | 20¾" | 501mm | 19¾" |
| Max height of Seat | SH | 648mm | 25½" | 648mm | 25½" | 629mm | 24¾" | 625mm | 24¾" | 625mm | 24¾" | 609mm | 24" | 629mm | 24¾" | 629mm | 24¾" | 629mm | 24¾" | 609mm | 24" |
| Min height of Footrests | FH | 275mm | 10¾" | 275mm | 10¾" | 255mm | 10" | 325mm | 12¾" | 325mm | 12¾" | 305mm | 12" | 325mm | 12¾" | 325mm | 12¾" | 325mm | 12¾" | 305mm | 12" |
| Max height of Footrests | FH | 375mm | 14¾" | 375mm | 14¾" | 355mm | 14" | 425mm | 16¾" | 425mm | 16¾" | 405mm | 16" | 450mm | 17¾" | 450mm | 17¾" | 450mm | 17¾" | 430mm | 17" |
| Total width | OD | 532mm | 21" | 532mm | 21" | 532mm | 21" | 586mm | 23" | 586mm | 23" | 586mm | 23" | 692mm | 27" | 692mm | 27" | 692mm | 27" | 692mm | 27" |
| Total depth (upright) | OD | 807mm | 31¾" | 807mm | 31¾" | 807mm | 31¾" | 860mm | 33¾" | 860mm | 33¾" | 860mm | 33¾" | 877mm | 34½" | 877mm | 34½" | 877mm | 34½" | 877mm | 34½" |
| Max turning circle (tilted) | TC | 1209mm | 47¾" | 1209mm | 47¾" | 1209mm | 47¾" | 1413mm | 55¾" | 1413mm | 55¾" | 1413mm | 55¾" | 1488mm | 58¾" | 1488mm | 58¾" | 1488mm | 58¾" | 1488mm | 58¾" |
| Min height over toilet | TH | 461mm | 18" | 461mm | 18" | 461mm | 18" | 442mm | 17¾" | 442mm | 17¾" | 442mm | 17¾" | 442mm | 17¾" | 442mm | 17¾" | 442mm | 17¾" | 442mm | 17¾" |
| Max height over toilet | TH | 569mm | 22½" | 569mm | 22½" | 569mm | 22½" | 551mm | 21¾" | 551mm | 21¾" | 551mm | 21¾" | 550mm | 21¾" | 550mm | 21¾" | 550mm | 21¾" | 550mm | 21¾" |
| Min width over toilet | TW | 426mm | 16¾" | 426mm | 16¾" | 426mm | 16¾" | 478mm | 18¾" | 478mm | 18¾" | 478mm | 18¾" | 592mm | 23¾" | 592mm | 23¾" | 592mm | 23¾" | 592mm | 23¾" |
| Armrest to Seat | AH | 179mm | 7" | 179mm | 7" | 199mm | 8" | 214mm | 8½" | 214mm | 8½" | 234mm | 9" | 214mm | 8½" | 214mm | 8½" | 214mm | 8½" | 234mm | 9" |
| Seat angle | SA | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | | 0°-40° | |
| Max User Weight | | 63.5kg | 10st | 63.5kg | 10st | 63.5kg | 10st | 88.9kg | 14st | 88.9kg | 14st | 88.9kg | 14st | 102kg | 16st | 102kg | 16st | 102kg | 16st | 102kg | 16st |
| Weight (incl. liners) | | 21kg | 46.3lbs | 20.2kg | 44.5lbs | 18.7kg | 41.2lbs | 26.1kg | 57.5lbs | 24.7kg | 54.5lbs | 22.3kg | 49.2lbs | 29.0kg | 63.9lbs | 28.3kg | 62.4lbs | 27.7kg | 61.1lbs | 24.8kg | 54.7lbs |



Support antérieur

Support escamotables et pliable

réf. 10107 (Small) CHF 150.- TTC

réf. 10112 (Medium et Large) CHF 150.- TTC



Harnais de poitrine (Garçon)

réf. 10108 (Small) CHF 260.- TTC

réf. 10109 (Medium) CHF 260.- TTC

réf. 10119 (Large) CHF 260.- TTC



Harnais de maintien (Fille)

réf. 10110 (Small) CHF 250.- TTC

réf. 10111 (Medium) CHF 260.- TTC

réf. 10120 (Large) CHF 300.- TTC



Garniture amovible épaisse (siège & dossier)

Confortable et souple

réf. 10113 Size 1 (Small) CHF 280.- TTC

réf. 10115 Size 3 (Medium) CHF 340.- TTC

réf. 10117 Size 5 (Large) CHF 500.- TTC



Garniture amovible mince (siège & dossier)

Confortable et souple

réf. 10114 Size 2 (Small) CHF 185.- TTC

réf. 10116 Size 4 (Medium) CHF 215.- TTC

réf. 10118 Size 6 (Large) CHF 290.- TTC



Garniture amovible très épaisse (siège & dossier)

Confortable et souple

réf. 10121 Size 7 (Large) CHF 515.- TTC

Mobilité – Rollators à 2 ou 3 roues



Rollator à 2 roues avec siège
Réglable en hauteur 74 - 100cm
Largeur 53cm
Pliable
Poids 5kg
Poids max. 130kg
réf. 20012 Gris CHF 95.- TTC



Rollator à 3 roues
Réglable en hauteur 82 - 93cm
Largeur 66cm
Livré avec sacoche
Pliable, avec freins
Poids 7.7kg
Poids max. 125kg
réf. 20008 Bleu CHF 164.- TTC
réf. 20009 Chromé CHF 164.- TTC
réf. 20010 Bordeaux CHF 164.- TTC



Rollator léger à 3 roues
Réglable en hauteur 83 - 93cm
Largeur 68cm
Livré avec sacoche
Pliable, avec freins
Poids 5kg
Poids max. 125kg
réf. 20011 Bleu CHF 215.- TTC



Rollator à 3 roues
Réglable en hauteur 81 - 94cm
Largeur 67cm
Livré avec panier et sacoche
Pliable, avec freins
Poids 6kg
Poids max. 135kg
réf. 20039 Bordeaux CHF 162.- TTC

Mobilité – Rollators à 4 roues



Rollator à 4 roues pliable

Réglable en hauteur 71 - 98cm
Hauteur de siège 61cm
Largeur 60cm
Pliable, avec freins
Avec panier, plateau et porte canne
Poids 9kg
Poids max. 130kg

réf. 20001 Gris CHF 180.- TTC



Rollator léger à 4 roues

Réglable en hauteur 84 - 94cm
Hauteur de siège 56.5cm
Largeur 62cm
Livré avec sacoche
Pliable, avec freins
Poids 7.2kg
Poids max. 165kg

réf. 20002 Rouge CHF 266.- TTC

réf. 20003 Bleu CHF 266.- TTC

Disponible en taille mini couleur Violet



Rollator léger à 4 roues HAUT

Réglable en hauteur 87.5 – 99.5cm
Hauteur de siège 62cm
Largeur 62cm
Livré avec sacoche
Pliable, avec freins
Poids 7.3kg
Poids max. 165kg

réf. 20004 Grand-Bleu CHF 266.- TTC



Rollator à 4 roues Diamond

Se plie latéralement pour plus de stabilité
Réglable en hauteur 77 – 94.5cm
Largeur 61cm
Hauteur de siège 54cm
Avec freins
Livré avec sacoche
Poids 8.0kg
Poids max. 136kg

réf. 20005 Rouge CHF 270.- TTC

réf. 20006 Bleu CHF 270.- TTC



Mobilité – Rollators à 4 roues



Rollator à 4 roues combiné d'un fauteuil de transfert

Réglable en hauteur 80 - 93cm
Hauteur de siège 56cm
Largeur 60cm
Pliable, avec freins
Poids 8.8kg
Poids max. 160kg

réf. 20094 Gris CHF 270.- TTC



Rollator à 4 roues tout terrain

Se plie latéralement pour plus de stabilité
Réglable en hauteur 85 - 95cm
Hauteur de siège 60cm
Largeur 66cm (siège 45cm)
Livré avec sacoche
Avec freins
Poids 8.2kg
Poids max. 150kg
Sangle dorsale

réf. 20096 Rouge CHF 450.- TTC



Rollator à 4 roues urbain Brado Medium

Se plie latéralement pour plus de stabilité
Réglable en hauteur 78 – 102cm
Hauteur de siège 62.5cm
Largeur 60cm
Profondeur 66cm
Livré avec filet et freins
Largeur plié 22cm
Poids 7.1kg
Poids max. 150kg
Sangle dorsale

réf. 20097 Taille M Gris CHF 395.- TTC

réf. 20099 Sacoche isotherme en option



Rollator à 4 roues urbain Brado Small

Se plie latéralement pour plus de stabilité
Réglable en hauteur 67 – 82cm
Hauteur de siège 52.5cm
Largeur 60cm
Profondeur 66cm
Livré avec filet et freins
Largeur plié 22cm
Poids 7.1kg
Poids max. 150kg
Sangle dorsale

réf. 20098 Taille S Blanc CHF 395.- TTC

réf. 20099 Sacoche isotherme en option



Mobilité – Rollators à 4 roues



Rollator à 4 roues Liger haut

Largeur 57cm
Hauteur de siège 56cm (à partir de 1.60m)
Livré avec panier
Pliable, avec freins
Poids 7.0kg
Poids max. 120kg

réf. 20109 CHF 195.- TTC



Rollator à 4 roues (Pulse)

Se plie latéralement pour plus de stabilité
Réglable en hauteur 82 - 95cm
Largeur 62cm
Hauteur de siège 56cm
Largeur de siège 43cm
Livré avec sacoche
Avec freins
Poids 7.9kg
Poids max. 136kg

réf. 20102 Bleu CHF 270.- TTC

EXCLUSIVITE



Rollator - Caddie de shopping Lett800

Réglable en hauteur 86-89-93cm
Largeur 49cm
Siège 35 x 28cm
Livré avec caddie et porte parapluie
Pliable, avec freins
Charge max. caddie 15kg
Poids 5.2kg
Poids max. 100kg

réf. 20104 Bleu CHF 225.- TTC

réf. 20105 Grenat CHF 225.- TTC



Rollator - Caddie de shopping Lett700

Réglable en hauteur 84 à 91cm
Largeur 49cm
Siège 35 x 28cm
Livré avec caddie
Pliable, avec freins
Charge max. caddie 15kg
Poids 5.2kg
Poids max. 100kg

réf. 20110 Noir CHF 200.- TTC

réf. 20111 Lilas CHF 200.- TTC



NEW



EXCLUSIVITE

Caddie de shopping à 4 roues Lett460

Hauteur max. 102cm
Largeur 55cm
Pliable, avec frein de sécurité
Charge max. caddie 35kg
Poids 5.5kg

réf. 20112 Lila CHF 175.- TTC

NEW



Rollator à 4 roues d'intérieur (Breeze)

Réglable en hauteur 83.5 – 94.5cm
Largeur 54cm
Dim. plateau 29 x 39cm
Poids max. plateau 5kg
Livré avec sacoche
Pliable, avec freins
Poids 5.5kg
Poids max. 100kg

réf. 20101 Blanc CHF 210.- TTC



Rollator à 4 roues bariatrique

Réglable en hauteur 83 - 94cm
Largeur 67cm
Hauteur de siège 59cm
Livré avec panier
Pliable, avec freins
Poids 12.3kg
Poids max. 178kg

réf. 20006 Bleu CHF 375.- TTC

XXL



Rollator à 4 roues bariatrique

Réglable en hauteur 88 - 98cm
Largeur 77cm
Hauteur de siège 55cm
Livré avec panier
Pliable, avec freins
Poids 13kg
Poids max. 317kg

réf. 20007 Rouge CHF 375.- TTC

XXL

Mobilité – Accessoires pour Rollators



Sacoche de course isotherme pour rollator Brado

Hauteur 30cm
Largeur 30cm
Profondeur 15cm
Poids max. 5kg
Couleur Gris

réf. 20099 "Classic" CHF 90.- TTC



Porte canne pour rollator Banjo et Actio 2

réf. 20085 CHF 50.- TTC

Porte canne pour rollator 105, 106, 110 et 111

réf. 20092 CHF 27.- TTC



Skis « XL » pour roues (paire)

Exclusivement pour:
landaus, poussettes et rollators
Plage largeurs de roues 2-7cm
Plage diamètres de roues 15-30cm

réf. 20113 "XL" CHF 180.- TTC

NEW



Parapluie automatique pour rollator

Ø 104cm
Fixation sur tube Ø18 à Ø25mm

réf. 20095 Bleu CHF 120.- TTC

Mobilité – Cadres de marche

Cadre de marche

Disponible sans ou avec 2 roulettes avant

Réglable en hauteur

Poids max. 160kg



Cadre de marche STANDARD

réf. 20013 H77 - 85cm CHF 135.- TTC

réf. 20014 H77 - 85cm + roues CHF 150.- TTC

réf. 20015 H87 - 95cm CHF 135.- TTC

réf. 20016 H87 - 95cm + roues CHF 150.- TTC



Cadre de marche PROFOND

réf. 20017 H67 - 75cm CHF 135.- TTC

réf. 20018 H67 - 75cm + roues CHF 150.- TTC

réf. 20019 H77 - 85cm CHF 135.- TTC

réf. 20020 H77 - 85cm + roues CHF 150.- TTC

réf. 20021 H87 - 95cm CHF 135.- TTC

réf. 20022 H87 - 95cm + roues CHF 150.- TTC



Cadre de marche ETROIT

réf. 20023 H72 - 80cm CHF 135.- TTC

réf. 20024 H72 - 80cm + roues CHF 150.- TTC

réf. 20025 H80 - 88cm CHF 135.- TTC

réf. 20026 H80 - 88cm + roues CHF 150.- TTC

réf. 20027 H87 - 95cm CHF 135.- TTC

réf. 20028 H87 - 95cm + roues CHF 150.- TTC

Caractéristiques des cadres de marche

STANDARD

| réf. | Largeur totale | Largeur devant | Profondeur | Hauteur min. | Hauteur max. |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 20013 | 66cm | 47cm | 37cm | 77cm | 85cm |
| 20014 | | 55cm | | | |
| 20015 | 67cm | 51cm | 39cm | 87cm | 95cm |
| 20016 | | 59cm | | | |

PROFOND

| réf. | Largeur totale | Largeur devant | Profondeur | Hauteur min. | Hauteur max. |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 20017 | 65cm | 46cm | 49cm | 67cm | 75cm |
| 20018 | | 54cm | | | |
| 20019 | 66cm | 47cm | 55cm | 77cm | 85cm |
| 20020 | | 55cm | | | |
| 20021 | 67cm | 51cm | 57cm | 87cm | 95cm |
| 20022 | | 59cm | | | |

ETROIT

| réf. | Largeur totale | Largeur devant | Profondeur | Hauteur min. | Hauteur max. |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 20023 | 48cm | 28cm | 42cm | 72cm | 80cm |
| 20024 | | 36cm | | | |
| 20025 | 48cm | 28cm | 46cm | 80cm | 88cm |
| 20026 | | 36cm | | | |
| 20027 | 51cm | 28cm | 48cm | 87cm | 95cm |
| 20028 | | 36cm | | | |



Cadre de marche bariatrique à roulettes

Réglable en hauteur 81 - 99cm

Largeur totale 66cm

Poids max. 227kg

réf. 20032 CHF 270.- TTC

XXL



Cadre de marche léger

2 poignées supplémentaires aident à passer de la position assise à la position debout

Largeur totale 62cm

Réglable en hauteur 80 - 93cm

Poids max. 100kg

réf. 20080 CHF 129.- TTC



Cadre de marche pliable Brio

Réglable en hauteur

Largeur hors tout 60cm

Poids max. 135kg

réf. 20033 Standard (H77 - 95cm) CHF 128.- TTC

réf. 20034 Junior (H64 - 82cm) CHF 128.- TTC

réf. 20035 Paire de roues CHF 43.- TTC



Cadre de marche léger Escort

Réglable en hauteur 77 - 85cm

Largeur totale 62cm

Poids max. 130kg

réf. 20078 CHF 120.- TTC

réf. 20079 paire de roue CHF 38.- TTC



Mobilité – Accessoires pour cadres de marche



Panier pour cadre de marche

réf. 20029 CHF 18.- TTC



Patins pour cadre de marche

réf. 20030 CHF 20.- TTC



Paire de roue pour cadre de marche

réf. 20086 CHF 38.- TTC



Filet pour cadre de marche

Se fixe sur tous les modèles de cadre

réf. 20031 CHF 27.- TTC



Caddie pour cadre de marche

Hauteur 20cm

Largeur avec plateau 45.5cm

Profondeur avec plateau 31cm

réf. 20103 CHF 60.- TTC



Sacoche multipoche Brio

réf. 20036 CHF 54.- TTC

Mobilité – Cannes anglaises anatomique souple ou classique



Canne anglaise anatomique à poignée souple (paire)

Réglable en hauteur 76 - 96cm
Longueur avant bras 23cm
Largeur avant bras 9cm
Poids max. 140kg

réf. 20091 Gris CHF 85.- TTC

réf. 20074 Noir CHF 85.- TTC

réf. 20075 Rouge CHF 85.- TTC



TOP PRODUIT



Canne anglaise classique (paire)

Réglable en hauteur 76 - 96cm
Longueur avant bras 23cm
Largeur avant bras 9cm
Poids max. 140kg

réf. 20106 Bleu CHF 46.- TTC

réf. 20107 Aubergine CHF 46.- TTC

réf. 20108 Lila CHF 46.- TTC



Canne anglaise classique (paire)

Réglable en hauteur 73 - 96cm
Poids max. 100kg

réf. 20037 Noir CHF 46.- TTC



Canne anglaise grande taille (paire)

Réglable en hauteur 85 - 107cm
Poids max. 130kg

réf. 20072 Gris CHF 46.- TTC



Canne anglaise petite taille (paire)

Réglable en hauteur 47 - 74cm
Double réglage
Poids max. 70kg

réf. 20040 CHF 70.- TTC



Canne anglaise confort (paire)

Réglable en hauteur 74 - 96cm
Appui-bras réglable 24 - 32cm
Poignées ergonomiques
Croissant fermé
Poids max. 130kg

réf. 20076 Bleu CHF 98.- TTC



Canne anglaise (paire)

Réglable en hauteur 71 - 112cm
Double réglage
Poids max. 130kg

réf. 20069 Gris CHF 60.- TTC



Canne anglaise pliable
Réglable en hauteur 70 - 90cm
Poids max. 90kg
réf. 20042 CHF 70.- TTC



Canne silencieuse
Réglable en hauteur 79 – 106.5cm
Matière en aluminium
Poids max. 135kg
réf. 20100 CHF 55.- TTC



Canne
Poignée en T
Bois de châtaigner
Poids max. 100kg
Hauteur 97.5cm
réf. 20047 CHF 38.- TTC



Canne
Poignée en T et courbe
Bois de hêtre
Poids max. 100kg
Hauteur 90cm
réf. 20045 CHF 38.- TTC



Canne en aluminium
Poignée en T
Réglable en hauteur 79 - 102cm
La plus silencieuse des cannes
grâce à sa bague antibruit
Poids max. 100kg
réf. 20049 CHF 48.- TTC



Canne
Poignée ergonomique
Réglable en hauteur 77 - 101cm
Poids max. 100kg
réf. 20050 droite CHF 48.- TTC
réf. 20051 gauche CHF 48.- TTC

Mobilité – Cannes pliables ou Béquille



Canne pliable

Poignée en T

Réglable en hauteur 83.8 - 94cm

Poids max. 100kg

réf. 20052 CHF 48.- TTC



Canne pliable en bronze

Poignée en T

Réglable en hauteur 83 - 93cm

Poids max. 114kg

réf. 20068 CHF 48.- TTC



Canne avec appui pour arthritique

Réglable en hauteur 94 - 119cm

Poids max. 150kg

réf. 20056 CHF 180.- TTC




Béquille axillaire (paire)

Réglable en hauteur 112 - 132cm ou 133 - 153cm

Poids max. 120kg

réf. 20055 CHF 135.- TTC

Mobilité – Cannes tripodes et quadripodes



Canne tripode

Réglable en hauteur 66 - 91cm

Poids max. 125kg

Ecartement entre pieds 31x31x31cm

réf. 20070 CHF 95.- TTC



Canne quadripode

Réglable en hauteur 66 - 91cm

Poids max. 125kg

Ecartement entre pieds 13x13x13x13cm

réf. 20057 CHF 70.- TTC



Canne quadripode

Réglable en hauteur 71 - 96cm

Poids max. 125kg

Ecartement entre pieds 38x23x26x23cm

réf. 20058 CHF 90.- TTC



TOP PRODUIT

Canne quadripode

Réglable en hauteur 83 - 103cm

Poids max. 100kg

Ecartement entre pieds 31x24x31x24cm

réf. 20084 CHF 95.- TTC



Accroche-canne

Evite la chute de la canne

réf. 20053 CHF 10.- TTC



Accroche-canne

Evite la chute de la canne

réf. 20081 CHF 13.50 TTC



Dragonne

Permet de libérer la main en gardant la canne à proximité

réf. 20054 CHF 10.- TTC



Crampon pour canne

Permet une stabilité de la canne sur la glace

réf. 20065 CHF 10.- TTC



Crampons pour talon

Permet une bonne stabilité sur la glace

réf. 20083 Taille M: 35-40 CHF 50.- TTC

réf. 20082 Taille L: 41-46 CHF 50.- TTC

Mobilité – Fauteuils roulants / Scooter électrique



Fauteuil roulant Classic DF

Largeur de siège 41, 45 ou 51cm
Largeur totale - largeur du siège + 18.5cm
Accoudoirs amovibles
Appui-pieds escamotables et amovibles
Poids 19kg
Charge max. 120kg

réf. 20059 CHF 756.- TTC



Fauteuil roulant léger Classic Light

Largeur de siège 41, 45 ou 51cm
Largeur totale - largeur du siège + 18.5cm
Accoudoirs amovibles
Appui-pieds escamotables et amovibles
Poids 15.5kg
Charge max. 120kg

réf. 20061 CHF 1'242.- TTC



Fauteuil roulant Action1 NG

Largeur de siège 41, 43, 46, 48 ou 50 cm
Accoudoirs escamotables et amovibles
Appui-pieds escamotables et amovibles
Roues à démontage rapide
Choix de coloris
Poids 16.5kg
Charge max. 127kg
Freins d'accompagnement à tambours (**En option**)

réf. 20062 CHF 750.- TTC



Fauteuil roulant léger Action3 NG

Largeur de siège 38, 40, 43, 46, 48 ou 51 cm
Accoudoirs escamotables et amovibles
Appui-pieds escamotables et amovibles
Roues à démontage rapide
Choix de coloris
Poids 14kg
Charge max. 125kg
Freins d'accompagnement à tambours (**En option**)

réf. 20060 CHF 1'296.- TTC



Scooter électrique Comet[®]PRO

Assise confortable et pivotante
Accoudoirs escamotables
Pneus basse pression 13"
Choix de coloris
Charge max. 160kg

réf. 20114 CHF 6'100.- TTC

NEW




Lit électrique à 2 moteurs

Dimensions totales 211 x 99cm
Dimensions du sommier 200 x 90cm
Hauteur réglable 29 - 82cm
Barrières et potence inclus
Boiserie en merisier ou hêtre
Charge max. (utilisateur, matelas et accessoires) 200kg
Charge patient max 135kg

réf. 30001 Euro 1000 Boiserie CHF 2'600.- TTC

réf. 30025 Euro 3000 (bariatrique 120cm) CHF 3'600.- TTC

XXL



Matelas CLINIC en mousse

Dimensions 195 x 88 x 14cm
Livré avec housse en PVC zippée
Poids max. 120kg
Code LPPR 1211383

réf. 30002 CHF 226.- TTC



Matelas gaufrier monodensité

Permet une meilleure circulation de l'air et aide à réduire le risque d'escarres
Dimensions 195 x 85 x 17cm
Livré **en 3 parties** avec alèse en dermalon
Poids max. 100kg
Code LPPR 1212276

réf. 30003 CHF 318.- TTC



Matelas Alova triportance en mousse viscoélastique

Abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps
Pour des lits à 200 x 90cm
Pois max 180kg

réf. 30004 CHF 696.- TTC



Surmatelas à air avec compresseur

Pour des patients ayant un risque d'escarres moyen à élevé
Surmatelas à cellules individuelles déformables en PU
Compresseur à air réglage manuel, réglage selon le poids du patient

Pression alternée par cycle de 10 minutes pour éviter les pressions prolongées

Dimensions 200 x 90 x 7cm

Poids max. 100kg

réf. 30005 compresseur CHF 275.- TTC

réf. 30006 surmatelas CHF 85.- TTC



Repos – Autour du lit



Potence sur pied

Hauteur de réglage du triangle 125 - 148cm

Largeur totale 70cm

Longueur du pied 120cm

Poids max. 80kg

réf. 30017 CHF 250.- TTC

NEW




Relève buste

Inclinable de 45° à 60°

Profondeur 47cm

Poids max. 110kg

réf. 30008 CHF 70.- TTC



Arceau de lit

Largeur 56cm

Profondeur 36cm

Hauteur 33cm

Poids max. 25 kg

réf. 30009 CHF 48.- TTC



Lève-drap

Largeur 52cm (72cm sous matelas)

Profondeur 44cm

Hauteur 57cm

réf. 30010 CHF 60.- TTC



Lève-drap pliable

Largeur 50cm

Profondeur 21cm

Hauteur 51cm

Poids max. 5kg

réf. 30024 CHF 60.- TTC

Repos – Autour du lit



Barre de redressement

Base 62.5 x 70cm

Hauteur totale 48cm

Livré avec 2 sangles de fixation

réf. 30011 CHF 108.- TTC



Barre de redressement 2 en 1

Longueur de base 62cm

Hauteur totale 51cm

Livré avec 2 sangles de fixation

Poids max. 160kg

réf. 30012 CHF 108.- TTC

TOP PRODUIT



Poignées de lit

Réglable pour lit simple ou double 98 - 143cm

réf. 30013 CHF 118.- TTC



Barrières de lit

Réglable en largeur 91 - 158cm

Réglable en longueur 122 - 193cm

Hauteur 40cm

réf. 30014 CHF 270.- TTC



Barrières de lit

Réglable en longueur 66 – 86 - 106cm

Hauteur 58cm

réf. 30039 CHF 324.- TTC

Repos – Autour du lit



Lève-pied

Aide à s'asseoir ou se lever d'un fauteuil ou du lit
Longueur 91.5cm

réf. 30015 CHF 32.- TTC



Echelle de lit

Aide pour se lever
Se fixe aux pieds du lit
Longueur total 3m
Poids max. 114kg

réf. 30016 CHF 32.- TTC



Releveurs de lit (kit de 4 pièces)

Matériau en bambou

réf. 30046 Panda Cube CHF 70.- TTC

Réhausse de 8cm

3 trous de \varnothing 3.2cm, \varnothing 5.1cm et \varnothing 7.6cm

réf. 30051 Panda Raiser CHF 90.- TTC

Réhausse de 13.5cm

1 trou de \varnothing 7.6cm



NEW



Releveurs de meubles (kit de 4 pièces)

Hauteur variable de 7.5cm, 10cm et 12.5cm

Matériau en plastique

Poids max. 380kg

réf. 30047 \varnothing trou 20 - 38mm CHF 95.- TTC

réf. 30048 \varnothing trou 30 - 50mm CHF 95.- TTC

réf. 30049 \varnothing trou 40 - 60mm CHF 95.- TTC

Repos – Tables de lit



Table de lit

Réglable en hauteur 72 - 116cm
Plateau 60 x 40cm
Réglable en inclinaison et latéralement
Poids max. 10kg

réf. 30020 CHF 128.- TTC



Table de lit

Réglable en hauteur 70 - 110cm
Plateau 60 x 40cm
Réglable en inclinaison et latéralement

réf. 30021 CHF 156.- TTC



Table de lit

Hauteur variable assistée
Réglable en hauteur 71 - 113cm
Plateau 77 x 39cm
2 roulettes avec freins
Poids max. 10kg

réf. 30022 CHF 185.- TTC



Table de lit

Réglable en hauteur 70 - 110cm
Plateau 60 x 40cm
Réglable en inclinaison et latéralement
Piètement en "U" facilite l'approche au fauteuil
Poids max. 10kg

réf. 30023 CHF 156.- TTC



Table de lit haut de gamme

Hauteur variable assistée
Réglable en hauteur 74.5 – 105.5cm
Longueur 92cm
Plateau 70 x 42.5cm + 19.5 x 40cm (fixe)
Réglable en inclinaison
Piètement en "U" largeur 72.5cm
Roues castors 5.5cm
Poids max. 25kg

réf. 30050 CHF 420.- TTC

NEW

Repos – Coussins



Coussin en mousse à mémoire de forme Contour Visco

Risque d'escarres moyen à élevé

Existe en 8 largeurs (35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm)

Livré avec housse lavable en machine à 80°C

Poids max. 125kg

réf. 30027 CHF 185.- TTC



Coussin en mousse à mémoire de forme Light Visco

Risque d'escarres moyen à élevé

Existe en 3 largeurs: 38, 40.5, et 43cm

Livré avec housse en Dartex

Poids max. 100kg

réf. 30043 CHF 190.- TTC



Coussin mousse Alova Galbé

Risque d'escarres moyen à élevé

Livré avec housse

Existe en largeurs: 38, 40, 43, 45, 50, 52, 54, 56 et 60cm

Poids max. 90 - 200kg selon taille

réf. 30028 40x41cm H6/9 CHF 160.- TTC

réf. 30029 45x44cm H6/9 CHF 160.- TTC

réf. 30030 43x43cm H6/9 CHF 160.- TTC



Coussin ergonomique en mousse viscoélastique

Risque d'escarres moyen à élevé

Taille unique: 43 x 43 x 9cm

Livré avec housse en Promus PU

Poids max. 100kg

réf. 30040 CHF 214.- TTC



Coussin GELTOP

Risque d'escarres faible à moyen

Existe en 2 largeurs: 40 et 45cm

Livré avec housse

Poids max. 95kg

réf. 30041 40x40x5.5cm CHF 214.- TTC

réf. 30042 45x43x5.5cm CHF 245.- TTC

NEW

Repos – Coussins



Coussin à cellules pneumatiques

Risque d'escarres élevé
Dimensions - 40 cm x 40cm
40 cm x 45cm

Livré avec housse
Poids max. 120kg

réf. 30031 CHF 480.- TTC



Coussin à eau

Risque d'escarres faible
Dimensions 43 x 48cm
Poids max. 100kg

réf. 30032 CHF 100.- TTC



Coussin circulaire dunlopillo

Mousse de polyuréthane résistante et ignifugé
Housse en coton ignifugé
Ø ext. 43cm / Ø int. 12.7cm

réf. 30034 CHF 95.- TTC



Coussin circulaire visco

Mousse visco à cellules fermées
Se ramollit avec le poids et la chaleur du corps
Distribution homogène de la pression
Ø43cm

réf. 30045 CHF 135.- TTC



Coussin rotatif

Ø38cm
Tissu imperméable, lavable en machine

réf. 30019 CHF 128.- TTC

Repos – Fauteuils releveurs



Fauteuil releveur 1 moteur

Mécanisme PRES DU MUR (14cm)
Assise matelassée en BULTEX
Existe en plusieurs couleurs
Télécommande simple d'utilisation
Poche latérale de rangement
2 roulettes intégrées à l'arrière
Poids max. 120kg

réf. 30035 Anaïs CHF 1'600.- TTC



Fauteuil releveur 2 moteurs

Dossier et repose-pieds réglables indépendamment
Assise matelassée en Bi-matière: BULTEX + Mousse à mémoire
Existe en plusieurs couleurs
Télécommande simple d'utilisation
Poche latérale de rangement
Poids max. 110kg

réf. 30036 Noémie CHF 1'700.- TTC



Fauteuil releveur MINI 1 moteur

Disponible en 2 tailles STANDARD ou MINI (<1.60m)
Mouvement CARDIO (jambes en dessus du bassin)
Assise matelassée en BULTEX
Existe en plusieurs couleurs
Télécommande simple d'utilisation
Poche latérale de rangement
Poids max. 100kg

réf. 30037 Valencia CHF 1'450.- TTC



Fauteuil releveur bariatrique 3 moteurs

Large assise de 72cm
Mouvement MULTIPositions
Assise matelassée en Bi-matière: BULTEX + Mousse à mémoire
Existe en plusieurs couleurs
Télécommande simple d'utilisation
Poids max. 200kg

réf. 30038 Ulysse XL CHF 2'600.- TTC

XXL



Chaise haute de cuisine

Réglable en hauteur 54 - 69cm

Assise et dossier rembourrés

Assise légèrement inclinée

Poids max. 100kg

réf. 40001 CHF 189.- TTC



Table roulante

Réglable en hauteur 88 - 105cm (aux poignées)

Avec 2 plateaux plastiques démontables 46 x 33cm

Poids max. 125kg

réf. 40002 CHF 232.- TTC



Table roulante avec freins

Réglable en hauteur 75.5 - 91cm (aux poignées)

Avec 2 plateaux amovibles pour nettoyer

Poids max. 125kg

réf. 40003 CHF 232.- TTC



Table roulante en bois

Dimensions 40 x 40 x 90cm

Robuste, finition hêtre

Avec 2 plateaux couleur crème

Roues Ø5cm

Poids max. 15kg

réf. 40004 CHF 232.- TTC



Enfile bas

Equipé de deux sangles latérales pour faciliter la préhension

réf. 40009 CHF 20.- TTC



Enfile collant

Equipé de deux sangles latérales pour faciliter la préhension

réf. 40010 CHF 30.- TTC



Enfile et enlève chaussettes Sock Aid Set

Set étudié pour faciliter la préhension
Facile d'utilisation

réf. 40014 CHF 65.- TTC

NEW



Enfile bas de compression Rolyan®

Les crans retiennent le bas en l'empêchant de glisser

Pour les bas de compression de classe 1 et 2

réf. 40015 CHF 25.- TTC

NEW



Enlève bas et bas de compression medi Butler Off

Pour les bas de compression

réf. 40016 CHF 33.- TTC

NEW



Disque de transfert tournant

Dimension Ø 40.5cm

Couleur Noir

Poids 1kg

Poids max. 115kg

réf. 40011 CHF 80.- TTC



Planche de transfert

Longueur 76cm

Largeur 21cm

Poids 1.38kg

Poids max. 190kg

2 découpes pour les mains

Bois contreplaqué stratifié

Couche supérieure vernie

réf. 40012 CHF 88.- TTC



Planche de transfert courbe

Longueur 65cm

Largeur 35cm

Poids 1.59kg

Poids max. 190kg

Matériau bambou

Couche supérieure vernie

réf. 40013 CHF 88.- TTC



Talonnière en PU

Lavable

réf. 40005 CHF 86.- TTC



Pince accrocheuse

Extrémité crantée et avec aimant

réf. 40007 80cm CHF 30.- TTC

réf. 40008 65cm CHF 30.- TTC



Urinal pour homme

Contenance 125cl
Plastique polypropylène transparent
Couvercle anti-renversement
Poignée de transport

réf. 50001 CHF 25.- TTC



Urinal pour femme

Contenance 100cl
Plastique naturel
Lavable en machine à 60°C

réf. 50003 CHF 25.- TTC

NEW



CODE LIMA 15.01

Alèse lavable à forte capacité d'absorption

Lavable en machine à 75°C
Dimensions 85 x 90cm
Poids 1kg
Capacité d'absorption 3.2 litres

réf. 50002 CHF 30.- TTC

NEW



Lève-personne électrique Birdie

Fléau 2 points ou 4 points
Piétement à écartement variable
Chargeur intégré
Livré avec sangle
Poids max. 170kg

réf. 90001 CHF 2'900.- TTC



Verticalisateur électrique Reliant 350

Permet le transfert d'un fauteuil à une chaise-toilettes, etc.
Large repose-pieds assure une base de transfert stable
Poids max. 158kg

réf. 90002 CHF 2'900.- TTC



Sangles

En complément de la gamme de lève-personnes nous offrons un grand choix de sangles. La gamme est particulièrement bien étudiée, avec un tissu matelassé, de nouvelles découpes, de nombreuses astuces pour plus de confort et une grande simplicité d'utilisation. Les sangles répondent à toutes les situations de handicap et permettent tous types de transfert.

réf. 90003 à partir de CHF 165.- TTC



Relève-personne portable HEBIX

Permet de relever facilement une personne tombée au sol
Facile à transporter
Poids 10.5kg
Poids max. 100kg

réf. 90009 CHF 1'150.- TTC

NEW



Pédalier d'exercice avec display

Dimensions L47xP37xH24cm

Poids 2kg

Exerce les jambes ou les bras

Bouton de résistance variable

Ecran digital pour:

- Contrôler les progrès
- Temps passé à pédaler
- Calories brûlées
- Nombre de total de tours

réf. 90004 CHF 85.- TTC



Pédalier d'exercice Deluxe

Matériau acier chromé

Exerce les jambes ou les bras

Bouton de résistance variable

Poids 2kg

réf. 90005 CHF 75.- TTC



Tensiomètre de bras

La technologie Intellisense garantit une mesure précise et confortable

Brassard 22-42cm

Mémoire pour 2 utilisateurs

réf. 90006 CHF 90.- TTC

NEW



Lampe de luminothérapie forme "Tube"

Distance de traitement 40cm (2500lux), 20cm (10'000lux)

Temps de traitement 30 à 120 minutes

Dimensions H51.5xL19.5xP15cm

Variateur de lumière (luminothérapie ou ambiance)

Poids 3.15kg

réf. 90007 CHF 369.- TTC

NEW



Lampe de luminothérapie forme "Tablette"

Distance de traitement 50cm (2500lux), 20cm (10'000lux)


Temps de traitement 20 à 60 minutes

Dimensions H28xL20xP3cm

Poids 0.83kg

réf. 90008 CHF 169.- TTC

NEW





Tél.: +41 22 362 80 89
info@aazsolutions.ch
www.aazsolutions.ch