

Spécialiste du maintien à domicile

Votre distributeur en Suisse romande Clients professionnels et particuliers



CATALOGUE 2019

Contactez-nous au **022 362 80 89** ou **commandez en ligne** sur notre shop **www.aazsolutions.ch**

SOMMAIRE

Aide/Confort		3
Accessoire d'aide/confort		3
Chaise haute		5
Enfile chaussettes ou bas	(6
Pince	(8
Planche de transfert		9
Table roulante	10	0
Bain/Douche/Toilettes	1 ⁻	1
Barre d'appui	1 ⁻	1
Brosse		5
Cadre de WC	10	6
Chaise de douche	1 [.]	7
Chaise de toilette	19	9
Chaise percée	20	0
Chaise percée à roulette	2	3
Coussin pour WC	2!	5
Marchepied	20	6
Planche de bain	2 ⁻	7
Réhausses WC	2 ^c	9
Réhausses WC + accoudoirs	3 [·]	1
Seahorse PLUS	3:	2
Siège de bain	3 [,]	4
Siège de douche à fixer	30	6
Siège de transfert	3 [.]	7
Tabouret de douche	3	8
Tapis de bain	40	0
Divers	4 [·]	1
Lève-personne	4 ⁻	1
LuminoThérapie	4	2
Pédalier d'exercice	4.	3
Vie pratique	4	4
Hygiène/Incontinance		
Incontinance		
Mobilité	4	6
Accessoire de mobilité	4	6
Accessoire pour cadre de marche	4 ⁻	7



	Accessoire pour canne	
	Accessoire pour rollator	51
	Cadre de marche	. 53
	Canne	56
	Canne anglaise	59
	Canne quadripode	
	Canne tripode	63
	Fauteuil roulant	. 64
	Rollator à 2 roues	66
	Rollator à 3 roues	67
	Rollator à 4 roues	68
	Scooter	75
Rep	pos	76
	Autour du lit	. 76
	Coussin	
	Fauteuil releveur	83
	Lit électrique	. 84
	Matelas	85
	Table de lit	86



AIDE/CONFORT **ACCESSOIRE D'AIDE/CONFORT**



TALONNIÈRES (PAIRE)

• Dimensions: 26x18x14cm

Sans latex

UGS: 40005 **Prix**: 86.00 CHF TVA incluse



DISQUE DE TRANSFERT TOURNANT

· Couleur: Noir

· Diamètre: 40.5cm

• Poids: 1kg

• Poids max. utilisateur: 115kg

UGS: 40011 Prix: 80.00 CHF TVA incluse



TOURNE CLÉ DOUBLE

• Maximum 2 clés

Manche ergonomique
Couleur: Bleu

· Manche: 12cm

UGS: 40018

Prix: 15.00 CHF TVA incluse





CROCHET D'HABILLAGE

· Longueur: 52cm

Poids: 260g

UGS: 40021

Prix: 20.00 CHF TVA incluse





ENFILE BOUTON KINGS

Poignée en plastique blanc profilée
Longueur du fil: 9.7cm

• Longueur du manche: 12cm

• Poids: 80g

UGS: 40022

Prix: 20.00 CHF TVA incluse





CHAUSSE-PIED EXTRA LONG

· Matière: Plastique

• Longueur du manche: 78cm • Poids: 79g

UGS: 40023

Prix: 25.00 CHF TVA incluse





BARRE DE POCHE HANDY BAR

• Longueur: 23cm

· Matière: Acier inoxydable

• Poids: 300g

Poids max. utilisateur: 159kg

UGS: 40024

Prix: 75.00 CHF TVA incluse





PLANCHE EN PLASTIQUE

Dimensions: 18x25.5cmMatière: PlastiquePoids: 190g

• Couleur: Blanc

UGS: 40025

Prix: 35.00 CHF TVA incluse





CEINTURE DE TRANSFERT TRANSAC

Dimension: 135cm (6 sangles verticales et 5 horizontales)
Matière: Polyester, boucle nylon
Poids: 340g

UGS: 40026 **Prix**: 160.00 CHF TVA incluse



CHAISE HAUTE



CHAISE HAUTE DE CUISINE RÉGLABE

- Hauteur assise: 54 à 69cm
 Dimension assise: 34x29cm
 Dimension entre accoudoirs: 46cm

- Encombrement au sol: 52x47cm
- Poids chaise: 7kg
 Poids max. utilisateur: 100kg
 Couleur: Blanc

UGS: 40001 **Prix**: 189.00 CHF TVA incluse



ENFILE CHAUSSETTES OU BAS



ENFILE BAS ET CHAUSSETTES

· Matière: ABS

UGS: 40009

Prix: 20.00 CHF TVA incluse



ENFILE COLLANT

• Matière: ABS

UGS: 40010 Prix: 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE ET ENLÈVE CHAUSSETTES SOCK AID SET

Embout avec encoche:

- Longueur: 24cm Largeur: 10.5cm
- Epaisseur: 17cm Couleur: Bleue

Bâtonnet avec découpe:

• Longueur: 47.5cm

• Largeur: 15cm

• Epaisseur: 3.5cm

• Couleur: Bleue

UGS: 40014

Prix: 65.00 CHF TVA incluse







- · Modèle: Grand · Largeur: 15cm · Hauteur: 14.5cm
- · Poids: 200gr
- Couleur: Blanc

UGS: 40015

Prix: 25.00 CHF TVA incluse



ENLÈVE BAS ET BAS DE COMPRESSION

- Patient: Mobile ou immobile
- Stable, robuste
- Très facile à utiliserCouleur: Magenta

UGS: 40016

Prix: 40.00 CHF TVA incluse









ENFILE BAS DE COMPRESSION DONNER

Largeur: 20.5cmHauteur: 31cmCouleur: BlancMatière: Acier revêtu Epoxy

UGS: 40017 **Prix**: 70.00 CHF TVA incluse



PINCE



PINCE ACCROCHEUSE

- Longueur: Selon modèlePoids: 0.3kgExtrémité crantée et aimantée

Image	UGS	Longueur	Prix
40	0007	80cm	30.00 CHF TVA incluse
40	0008	65cm	30.00 CHF TVA incluse
UGS: 40007	HE TVA include		

Prix: 30.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE TRANSFERT







PLANCHE DE TRANSFERT À 2 DÉCOUPES POUR LES MAINS

- Longueur: 76cmLargeur: 21cmPoids: 1.38kgPoids max. utilisateur: 190kg

UGS: 40012

Prix: 88.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE TRANSFERT COURBE EN BAMBOU

- Longueur: 65.6cm

- Largeur: 35cm
 Epaisseur: 1.5cm
 Poids: 1.6kg
 Poids max. utilisateur: 190kg

UGS: 40013

Prix: 88.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE TRANSFERT POLYVALENTE

Longueur: 60cmPoids maximum utilisateur: 127kg

UGS: 40020

Prix: 80.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE







TABLE ROULANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR

• Plateau: 46x33cm

Hauteur min.-max.: 88-105cm
Poids max. utilisateur: 125kg

UGS: 40002

Prix: 232.00 CHF TVA incluse

TABLE ROULANTE AVEC FREINS

• Ø roulettes: 15cm • Hauteur sol-poignée: 75.5 à 90.5cm • Dimension totales (Lxl): 58.5x56cm

• Poids: 8kg

· Poids max. utilisateur: 125kg

UGS: 40003

Prix: 232.00 CHF TVA incluse

TABLE ROULANTE EN BOIS

• Ø roulettes: 7.5cm

• Hauteur totale: 97cm

• Largeur: 40cm

Profondeur: 40cmPoids max.: 15kg

UGS: 40004

Prix: 232.00 CHF TVA incluse

CHARIOT DE MARCHE D'INTÉRIEUR DUO 200

Hauteur poignées: 80 à 95cm
Largeur avant: 39.4cm
Largeur arrière: 59 à 61cm
Profondeur: 46.8 à 51.5cm

Capacité de charge plateau: 5kg
Poids max. utilisateur: 127kg

Poids: 6kgCouleur: Blanc

UGS: 40019

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



BAIN/DOUCHE/TOILETTES BARRE D'APPUI



BARRE D'APPUI CHROMÉE ANTIGLISSE

- Hauteur: Selon modèle
 Longueur: Selon modèle
 Ø tube: 2.5cm

- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix	
Ã,	10018	30cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse	
Ã,	10019	40cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse	
A.	10020	45cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse	
A.	10021	60cm	3.8cm	38.00 CHF TVA incluse	
	10082	30cm	7.5cm	35.00 CHF TVA incluse	
	10083	40cm	7.5cm	35.00 CHF TVA incluse	
	10085	45cm	7.5cm	35.00 CHF TVA incluse	
Ã.	10100	90cm	7.5cm	45.00 CHF TVA incluse	
Ã,	10126	81cm	3.8cm	45.00 CHF TVA incluse	
UGS : 10018 Prix : 35.00 CHF – 45.00 CHF TVA incluse					



BARRE D'APPUI ACIER PLASTIFIÉ

- Hauteur: Selon modèleLongueur: Selon modèleØ tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
5	10022	30cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10023	40cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse
	10024	60cm	3.8cm	38.00 CHF TVA incluse
	10086	60cm	8.9cm	38.00 CHF TVA incluse
	10103	45cm	3.8cm	38.00 CHF TVA incluse
UGS: 1002 Prix: 35.0	22 0 CHF – 38.00 CHF	TVA incluse		



BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELÉ

- Hauteur: 5cm Longueur: Selon modèle Ø tube: 3.8cm Ø disques: 9.1cm

Image	UGS	Longueur	Prix		
7	10025	30cm	30.00 CHF TVA incluse		
J	10026	45cm	30.00 CHF TVA incluse		
5	10027	60cm	30.00 CHF TVA incluse		
UGS: 10025 Prix: 30.00 CHF TVA incluse					



BARRE D'APPUI COUDÉE PLASTIQUE 30CM

- Poids: 0.18kgLongueur: 33cmPoids max. utilisateur: 115kgAngle: 135°
- Couleur: Blanc

UGS: 10028 Prix: 38.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI À VENTOUSES

- Longueur: Selon modèlePoids: 0.72kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Longueur	Prix
	10029	26cm	75.00 CHF TVA incluse
	10030	40cm	75.00 CHF TVA incluse
	10093	40cm	75.00 CHF TVA incluse
	10094	60cm	75.00 CHF TVA incluse
UGS: 1002	29 O CHE TVA incluse		

Prix: /5.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED

- Poids: 4kg
 Longueur: 74cm
 Poids max. utilisateur: 125kg
 Réglable en hauteur: 72-92cm
 Plaque de fixation: 23x10.5cm
- Couleur: Blanc

UGS: 10031 **Prix:** 150.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE

- Dimensions: 70x20x10cm
- Longueur: 70cm
- · Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

UGS: 10032 **Prix:** 100.00 CHF TVA incluse



BARRE D'ACCÈS À LA BAIGNOIRE

- Poids: 2.5kgHauteur: 40.6cmRéglable de 73 à 150mm d'épaisseur
- Couleur: Blanche
- · Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 10075 **Prix**: 102.00 CHF TVA incluse





BARRE D'APPUI EN ACIER PEINT ETROITE 45CM

• Longueur: 45cm

Dégagement de la main: 6.5cm
Diamètre du tube: 2.5cm

• Couleur: Blanc

UGS: 10080

Prix: 20.00 CHF TVA incluse

BARRE D'APPUI RABATTABLE COURTE

Poids: 2.6kgLongueur: 55cmØ tube: 2,5cm

Poids max.: 67kgPlaque de fixation: 30x12,5cm

Couleur: Blanc

UGS: 10129 **Prix**: 100.00 CHF TVA incluse



BROSSE





- Couleur: BleueTaille uniqueLargeur totale: 14cmLongueur: 27cm

UGS: 10128 **Prix**: 50.00 CHF TVA incluse





EPONDE À LONG MANCHE

- Longueur totale: 56cm Poids: 60g

UGS: 10137 Prix: 15.00 CHF TVA incluse





CADRE DE WC









CADRE DE W.C. ASHBRAY

- Hauteur totale: 68 à 83cm
 Hauteur min.-max, du siège: 46 à 61cm
 Profondeur totale: 48cm
- · Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Siège (Lxl): 45x38.5cm
- · Poids max. utilisateur: 190kg

UGS: 10058 **Prix**: 189.00 CHF TVA incluse

CADRE DE W.C. ADEO

- Hauteur accoudoirs: 64 à 74cm
- Profondeur totale: 44cm
- · Largeur totale: 59cm
- Largeur entre accoudoirs: 51cm
- Largeur accoudoirs: 24.5cm Siège (Lxl): 45x38.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
 Poids: 2kg

UGS: 10059 **Prix**: 108.00 CHF TVA incluse

CADRE DE W.C. STYXO

- Hauteur assise: 39 à 54cm
- Profondeur totale: 49cm
- Largeur totale: 62cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
 Ø seau: 32.5cm (ext.), 26.5cm (int.)
- Profondeur seau: 22cm
- Poids max. utilisateur: 135kg
- · Poids: 5.5kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

UGS: 10060 **Prix:** 150.00 CHF TVA incluse

CADRE DE W.C. HYGIENA

- Hauteur assise: 38 à 56cmProfondeur totale: 50cm
- Largeur totale: 60cm
- Largeur entre accoudoirs: 53.5cm
 Poids: 3.2kg
 Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 10090

Prix: 250.00 CHF TVA incluse

CHAISE DE DOUCHE









CHAISE DE DOUCHE (RÉGLABLE EN HAUTEUR, DOSSIER)

• Dimensions assise: 50x30cm Réglage hauteur: 38-48cm
Poids max. utilisateur: 100kg

· Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Prix: 150.00 CHF TVA incluse

CHAISE DE DOUCHE AVEC DÉCOUPE DE SIÈGE

• Dimensions assise: 41x37cm

• Réglage hauteur: 44-55cm

Poids max. utilisateur: 100kg

Couleur: Blanc

UGS: 10037 **Prix**: 150.00 CHF TVA incluse

CHAISE DE DOUCHE (DOSSIER AMOVIBLE)

Dimensions assise: 50x37cmRéglage hauteur: 38-55cm

• Encombrement pieds: 42x43cm

• Poids max. utilisateur: 180kg

Poids: 4.5kg Couleur: Blanc

UGS: 10039 **Prix**: 125.00 CHF TVA incluse

CHAISE DE DOUCHE BARIATRIQUE RÉGLABLE

Dimensions assise: 61x43cm
Réglage hauteur: 51-69cm
Dimensions entre accoudoirs: 67cm

· Hauteur entre siège et accoudoirs: 23cm

• Encombrement pieds max.: 66x77cm

Poids: 8kg

Poids max. utilisateur: 255kg

UGS: 10041

Prix: 480.00 CHF TVA incluse

CHAISE DE DOUCHE (ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES)

Dimensions assise: 40x41cm
Réglage hauteur: 50-56cm
Encombrement total: 48x59cm

Poids max. utilisateur: 120kg

• Poids: 7.5kg • Couleur: Blanc

UGS: 10042

Prix: 225.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL D'AISANCE

- Poids: 11.6kg
- Poids maximum supporté : 130kg
 Fabriqué en matière plastique avec des composants innovants
- Parties métalliques en acier inox

Dimensions ouvert:

- Largeur: 48cm
 Largeur d'assise: 41cm
- Profondeur: 67cm
 Profondeur d'assise: 43cm
- Hauteur d'assise: 53cm
- Hauteur du dossier: 39cm
- Hauteur totale: 92cm

Dimensions plié:

- Largeur: 23cmHauteur: 54cm
- · Longueur: 67cm

Options (non comprises):

- Seau pour chaise
- Sac de transport
- Assise de siège

UGS: 10130 **Prix**: 1'250.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 5"

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
 Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
 Accoudoirs relevables amovibles
 Dossier réglable en tension
 Repose-pieds réglable en hauteur
 Largeur totale: (roues 5" 56cm) (roues 24" 67.5cm)
 Profondeur sans repose pieds: (roues 5" 70cm) (roues 24" 85.5cm)
 Largeur assise: 48cm
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
 Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Largeur entre les accoudoirs: 46cm
 Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
 Poids: (roues 5" 14.5kg) (roues 24" 19.5kg)

- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C

UGS: 10133 **Prix**: 850.00 CHF TVA incluse



NOUVEAU



CHAISE DE TOILETTE



CHAISE DE TOILETTE AUTONOME

- Profondeur: 55cmLargeur: 61cmHauteur: 64 à 69cm

- Poids: 19kgPoids max. utilisateur: 160kg
- · Couleur: Blanc
- Réservoir eau de 3.5L suffisant pour 2 à 3 utilisations

Prix: 1'780.00 CHF TVA incluse





CHAISE DE TOILETTE DUBAI

- Profondeur: 92cm
- Largeur: 63cm
 Hauteur siège: 56cm
 Largeur d'assise: 52cm
 Poids: 25kg

UGS: 10138 **Prix**: 4'500.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE



CHAISE PERCÉE OMEGA CLASSIC

- Couleur: selon modèleHauteur assise: 48cm
- Profondeur totale: 62cm
- Largeur totale: 63.5cm
- Largeur entre accoudoirs: 51cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Image	UGS	Option	Prix
	10061	Lavande	180.00 CHF TVA incluse
	10076	Verte	180.00 CHF TVA incluse
UGS: 1006 Prix: 180.	51 00 CHF TVA incluse		



CHAISE PERCÉE RÉGLABLE HAUTEUR, LAVANDE

- Hauteur assise: 48-63cm
- Profondeur totale: 62cm
- Couleur: Lavande
- Largeur totale: 67cm
- Largeur entre accoudoirs: 51cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10062 **Prix**: 220.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE, LAVANDE

- · Hauteur assise: 40-58cm
- Largeur assise: 45cm
 Profondeur assise: 43cm
- · Largeur totale: 58cm
- Largeur entre accoudoirs: 47cm
- Couleur: Lavande
- · Poids max. utilisateur: 140kg

UGS: 10063

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE RENFORCÉE

- Hauteur assise: 50cm
 Hauteur totale: 91cm
 Profondeur assise: 47cm
 Largeur totale: 74cm
 Largeur entre accoudoirs: 60cm
 Poids max. utilisateur: 150kg

UGS: 10065 **Prix**: 380.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE EN BOIS

- <u>Standard</u> Hauteur assise: 46cm
- Largeur hors tout: 56cm
- Largeur entre accoudoirs: 44cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

Luxe

- Hauteur assise: 48cm
- · Largeur hors tout: 53cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

Image	UGS	Modèle	Prix		
A	10066	Standard	450.00 CHF TVA incluse		
	10067	Luxe	650.00 CHF TVA incluse		
UGS : 10066 Prix : 450.00 CHF – 650.00 CHF TVA incluse					





CHAISE PERCÉE MODULAIRE

- Hauteur assise: 42-57cm
 Largeur hors tout: 57cm
 Profondeur hors tout: 52cm
 Largeur entre accoudoirs: 43cm
 Profondeur assise: 42cm
 Hauteur totale: 82-97cm

- Couleur: Blanc
- Poids: 4.8kgPoids max. utilisateur: 160kg

UGS: 10068 **Prix**: 240.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE GR

- Hauteur assise: 43-61cm
- Profondeur assise: 47cm
- Largeur totale: 63cm
- Profondeur totale: 57cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm Hauteur total: 79-96cm

- Poids: 10.5kg
 Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10087 **Prix:** 290.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE PLIANTE LAVANDE

- Hauteur assise: 45cm
 Largeur assise: 44cm
 Profondeur assise: 42cm
 Largeur totale: 58cm
 Profondeur totale: 56cm

- Largeur entre accoudoirs: 46cm
 Hauteur totale: 91cm
- Couleur: Lavande
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10097 **Prix:** 220.00 CHF TVA incluse

CHAISE PERCÉE À ROULETTE



CHAISE PERCÉE À ROULETTES CASCATA

- Hauteur assise: 52cmLargeur hors tout: 58.5cm
- Largeur assise: 45cm
- Couleur: Anthracite
- Poids: 18kgPoids max. utilisateur: 130kg
- · 4 roues ø12.5cm freinées

UGS: 10069

Prix: 375.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE À ROULETTES GR 52

- Hauteur assise: 51.5cm
- Largeur hors tout: 61cm
- Hauteur totale: 95cm
- Profondeur assise: 46cm
- Profondeur hors tout: 70cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Poids: 11kg
- · Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10070

Prix: 430.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE À ROULETTES GR 52 FORTISSIMO

- Hauteur assise: 55cm
- · Largeur hors tout: 72cm
- Hauteur totale: 98cm
- Profondeur assise: 46cm Profondeur hors tout: 83cm
- Largeur entre accoudoirs: 65cm
- Poids: 13kg
- Poids max. utilisateur: 180kg

UGS: 10071 **Prix:** 620.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE À ROULETTES CASCADE

- · Hauteur assise: 54cm
- Largeur hors tout: 57cm
- Hauteur totale: 95cm
- · Profondeur assise: 42cm • Profondeur hors tout: 94cm
- · Largeur d'assise: 43cm
- Hauteur dossier: 41cm
- · Poids: 13kg
- Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 10072

Prix: 695.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE NOUMEA

Hauteur assise: 56cmHauteur totale: 91cm

Profondeur hors tout: 78cm
Poids max. utilisateur: 120kg

Modèle 52cm:
• Assise (Lxp): 39x45cm
• Poids: 10kg

Modèle 59cm:
• Assise (Lxp): 45x42cm
• Poids: 11kg

Image	UGS	Largeur	Prix			
	10073	52cm	595.00 CHF TVA incluse			
	10074	59cm	595.00 CHF TVA incluse			
	UGS: 10073 Prix: 595.00 CHF TVA incluse					



COUSSIN POUR WC



COUSSIN ANNULAIRE POUR W.C. OU CHAISE PERCÉE

Ø extérieur: 40.6cmØ intérieur: 27cmCouleur: Bleu ciel • Poids: 425g

UGS: 10098 **Prix**: 150.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED



MARCHEPIED EMPILABLE

Dimensions de la plaque: 45x35cm
Hauteur de chaque plaque: 2.5cm
Hauteur possible: 2.5 / 5 / 7.5 / 10cm · Poids max. utilisateur: 500kg

UGS: 10012 **Prix**: 95.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED ASHBY STEP-2

Dimensions de la plaque: 52x33cmHauteur possible: 10 ou 15cmPoids max. utilisateur: 190kg

UGS: 10013 **Prix**: 120.00 CHF TVA incluse



ACCÈS BAIGNOIRE (MARCHEPIED ET BARRE D'ACCÈS)

Hauteur totale: 105cm
Largeur: 69cm
Profondeur: 57.5cm
Largeur marche: 37cm
Hauteur marche: 20cm
Profondeur marche: 34cm
Encombrement au sol: 34x37cm
Matériaux: acier époxy, lattes bois
Poids: 5.9kg

Poids: 5.9kg
Poids max. utilisateur: 150kg

UGS: 10079

Prix: 200.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED

• Dimensions: 45x35cm

Hauteur: 19cmPoids: 2.1kg

UGS: 10088 **Prix:** 100.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EN BAMBOU

• Dimensions: 45.4x35.4cm

Hauteur: 10cm

Poids max. utilisateur: 318kg

UGS: 10122 **Prix**: 100.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

PLANCHE DE BAIN



PLANCHE DE BAIN NUVO

- Longueur: selon modèle
 Planche à 5 lattes
 Largeur du siège: 35cm
- · Poids max. utilisateur: 190kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Longueur	Prix		
	10001	67.3cm	95.00 CHF TVA incluse		
S	10002	69.8cm	95.00 CHF TVA incluse		
	10003	72.4cm	95.00 CHF TVA incluse		
	UGS: 10001 Prix: 95.00 CHF TVA incluse				



POIGNÉE POUR PLANCHE DE BAIN NUVO

• Longueur: 16.5cm • Compatible: Réf. 10001, 10002 et 10003

UGS: 10004

Prix: 20.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN À LATTES SAVANAH 76CM

- Planche à 6 lattes

- Largeur du siège: 35cm
 Longueur: 76.2cm
 Poids max. utilisateur: 190kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

UGS: 10005 **Prix**: 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN MARINA

- Assise ergonomiqueLongueur: selon modèlePoids max. utilisateur: selon modèle

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Longueur	Prix
	10006	Max. 150kg	69cm	70.00 CHF TVA incluse

Image	UGS	Modèle	Longueur	Prix
	10007	Max. 200kg	74cm	95.00 CHF TVA incluse
UGS: 10006 Prix: 70.00 CHF – 95.00 CHF TVA incluse				



PLANCHE DE BAIN MOULÉE AVEC POIGNÉE 71CM

- Longueur: 71.1cm
 Largeur extérieure: 31.8cm
 Largeur intérieure: 40.6 à 66cm
 Poids: 2.5kg
 Poids max. utilisateur: 190kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

UGS: 10102 **Prix**: 85.00 CHF TVA incluse

RÉHAUSSES WC



RÉHAUSSE WC DERBY

- Disponible avec ou sans couvercle
 Hauteur réhausse: selon modèle
 Poids max. utilisateur: 190kg

- · Couleur: Crème

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10046	Sans couvercle	5cm	100.00 CHF TVA incluse
9	10047	Avec couvercle	5cm	150.00 CHF TVA incluse
	10048	Sans couvercle	10cm	100.00 CHF TVA incluse
	10049	Avec couvercle	10cm	150.00 CHF TVA incluse
UGS: 10046 Prix: 100.00 CHF – 150.00 CHF TVA incluse				



RÉHAUSSE WC PRIMA

- Disponible avec ou sans couvercle
 Hauteur réhausse: selon modèle
 Poids max. utilisateur: 190kg

- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix	
	10050	Sans couvercle	5cm	70.00 CHF TVA incluse	
8	10051	Avec couvercle	5cm	100.00 CHF TVA incluse	
9	10052	Sans couvercle	10cm	70.00 CHF TVA incluse	
6	10053	Avec couvercle	10cm	100.00 CHF TVA incluse	
9	10054	Sans couvercle	15cm	70.00 CHF TVA incluse	
UGS : 10050 Prix : 70.00 CHF – 100.00 CHF TVA incluse					







REHAUSSE W.C. SOUPLE (EN MOUSSE, BLEU)

Hauteur réhausse: 9cmDécoupe intime: 21x27cm • Poids max. utilisateur: 130kg

Poids: 1.6kgCouleur: Bleu

UGS: 10055 **Prix:** 105.00 CHF TVA incluse

REHAUSSE W.C. CLIPSÉ

Hauteur réhausse: 10cm Couleur: Blanc Poids max. utilisateur: 190kg

UGS: 10077 Prix: 60.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE TOILETTE BARIATRIQUE

Hauteur réhausse: 3.8cm
Largueur assise: 48cm
Couleur: Blanc

· Poids max. utilisateur: 380kg

UGS: 10095 **Prix**: 280.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSES WC + ACCOUDOIRS



REHAUSSE W.C. AVITA H430A/2

- Hauteur réhausse réglable: 6 / 10 / 14cm
 Poids max. utilisateur: 120kg
 Couleur: Blanc

UGS: 10056 **Prix**: 230.00 CHF TVA incluse



REHAUSSE W.C. AQUATEC 900

- Hauteur réhausse réglable: 6 / 10 / 15cm
- Poids: 5kgPoids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

UGS: 10057

Prix: 165.00 CHF TVA incluse



REHAUSSE W.C. HI LOO

- Hauteur: 6cm
- nauteur: ocrn
 Accoudoirs: polypropylène et tube acier peinture epoxy
 Siège: polypropylène
 Fixation: Aluminium
 Poids: 4.9kg
 Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10101 **Prix**: 390.00 CHF TVA incluse



REHAUSSE W.C. AQUATEC 90000

- · Hauteur réhausse: 2cm
- · Poids: 4.4kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 150kg

UGS: 10124

Prix: 195.00 CHF TVA incluse



REHAUSSE W.C. TSE120

- Hauteur: 9, 12.5 ou 15cm
 Matière: Polypropylène blanc
 Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Longueur totale: 49cm • Hauteur total: 38cm
- Poids: 3.6kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 10127

Prix: 230.00 CHF TVA incluse



SEAHORSE PLUS



SEAHORSE PLUS

• Sur demande

Image	UGS	Modèle	Prix	
	10104	Small	2'300.00 CHF TVA incluse	
	10105	Medium	2'400.00 CHF TVA incluse	
	10106	Large	2'500.00 CHF TVA incluse	
UGS: 10104				

Prix: 2'300.00 CHF - 2'500.00 CHF TVA incluse



SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: SUPPORT ANTÉRIEUR

• Sur demande

Image	UGS	Modèle	Prix
	10107	Small	150.00 CHF TVA incluse
	10112	Medium et Large	150.00 CHF TVA incluse
UGS : 1010	7		

Prix: 150.00 CHF TVA incluse



SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: HARNAIS DE POITRINE

• Sur demande

Image	UGS	Modèle	Prix
	10108	Small	260.00 CHF TVA incluse
	10109	Medium	260.00 CHF TVA incluse
	10119	Large	260.00 CHF TVA incluse
UGS: 1010 Prix: 260.	08 00 CHF TVA incluse		





SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: HARNAIS DE MAINTIEN

• Sur demande

Image	UGS	Modèle	Prix	
	10110	Small	250.00 CHF TVA incluse	
	10111	Medium	260.00 CHF TVA incluse	
	10120	Large	300.00 CHF TVA incluse	
UGS: 10110 Prix: 250.00 CHF - 300.00 CHF TVA incluse				



SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: GARNITURE AMOVIBLE

• Sur demande

Image	UGS	Modèle	Option	Prix	
	10113	Small	Epaisse	280.00 CHF TVA incluse	
	10114	Small	Mince	185.00 CHF TVA incluse	
	10115	Medium	Epaisse	340.00 CHF TVA incluse	
	10116	Medium	Mince	215.00 CHF TVA incluse	
	10117	Large	Epaisse	500.00 CHF TVA incluse	
	10118	Large	Mince	290.00 CHF TVA incluse	
	10121	Large	Large	515.00 CHF TVA incluse	
	UGS : 10113 Prix : 185.00 CHF – 515.00 CHF TVA incluse				



SIÈGE DE BAIN



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU DAYS

- Dimensions du siège: 40x40cm
 Hauteur du siège sous appuis: 20.5cm
 Dimensions de la découpe: 12x15cm
- Largeur totale réglable: 60 à 72cm
 Poids max. utilisateur: 130kg

- <u>Version avec dossier:</u>
 Taille du dossier: 47x15cm
 Hauteur du dossier: 36cm

Image	UGS	Option	Prix	
Tr	10008	Avec dossier	150.00 CHF TVA incluse	
7	10009	Sans dossier	118.00 CHF TVA incluse	
UGS : 10008 Prix : 118.00 CHF – 150.00 CHF TVA incluse				



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

- Dimensions du siège: 40x33cm
- Hauteur du dossier: 30cm
- Profondeur hors-tout: 55cm
- · Largeur hors-tout: 69 à 79cm
- Poids: 6.6kgPoids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Bleu lavande

UGS: 10010 **Prix**: 280.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN COSBY

- Assise: 46x29cm
- Hauteur: 20cm
 Poids: 800g
- · Poids max. utilisateur: 190kg

UGS: 10011

Prix: 70.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE BAIN PIVOTATE SPIDRA 800

- Chaise de bain pivotante et coulissante

- Taille du siège: 40x38cm
 Hauteur du dossier: 40cm
 Largeur entre accoudoirs: 44cm
 Baignoire largeur intérieur: 56-64cm
 Baignoire largeur hors tout: 60-74cm
 Poids: 8kg

- Poids: 8kgCouleur: Bleu pastelMatière: Acier inox, Plastique

UGS: 10123

Prix: 360.00 CHF TVA incluse



ELÉVATEUR DE BAIN

- Poids: 10.8kg
 Hauteur de l'élévateur max.: 107.5cm
 Assise réglable en hauteur de 6 à 42cm
 Hauteur de dossier: 66.5cm
 Profondeur du socle: 58cm
 Dimensions du socle: 29.5x58cm
 Dimensions assise: 49x37.5cm
 Dimensions dossier: 36x66.5cm
 Poids max utilisateur: 140kg

- Poids max. utilisateur: 140kgCouleur: Blanc

UGS: 10132 **Prix**: 930.00 CHF TVA incluse





SIÈGE DE DOUCHE À FIXER



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIEDS

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
 Distance replié depuis le mur: 14.5cm

- Réglage hauteur: 40-54cm
 Poids: 4.6kg
 Poids max. utilisateur: 160kg
- · Couleur: Blanc

UGS: 10036

Prix: 175.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
- Distance replié depuis mur: 12cm
- Poids: 4.5kg
- Poids max. utilisateur: 114kg
- Couleur: Blanc

UGS: 10043 **Prix**: 135.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE D'ANGLE GAUCHE RABATTABLE AVEC PIED

- Dimensions assise: 40x40cm
- Dimensions totales: 44x52cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
 Poids: 3.2kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10096

Prix: 190.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC ACCOUDOIRS

- Largeur entre les accoudoirs: 54cm
 Largeur d'assise: 46cm
 Hauteur du siège: 52 à 60cm
 Profondeur d'assise: 37cm

- Encombrement depuis mur: Ouvert 55cm. Fermé: 21cm

• Poids du produit: 6,25kg

Prix: 380.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE

- Hauteur du siège: 44 à 54cm
- Profondeur d'assise: 50cm
- Largeur d'assise: 44cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 10136

Prix: 180.00 CHF TVA incluse









SIÈGE DE TRANSFERT





SIÈGE DE TRANSFERT

- Dimensions assise: 40x67cm
 Réglage hauteur: 44-54cm
 Poids max. utilisateur: 100kg

- · Couleur: Blanc

UGS: 10045 **Prix**: 180.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT

- Poids: 6.5kg
 Matière: Structure en aluminium, siège, dossier et porte-savon en plastique
 Longueur du banc: 106cm
 Hauteur du banc: de 79.5cm à 89.5cm
 Profondeur du banc: 46.5cm
 Hauteur du siège: de 46 à 56cm
 Largeur du siège: 50cm
 Profondeur du siège: 39.5cm
 Poids max. utilisateur: 130kg
 Couleur: Blanc

UGS: 10131 **Prix:** 310.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE











TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR

• Dimensions assise: 50x30cm

Réglage hauteur: 38-48cm
Poids max. utilisateur: 100kg

· Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Prix: 120.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC POIGNÉES

• Dimensions assise: 37x27cm

Dimension hors-tout (lxp): 55x37.5cm
Largeur entre accoudoirs: 50cm

Réglage hauteur: 46-58.5cm

Poids: 2.8kgPoids max. utilisateur: 160kgCouleur: Blanc

UGS: 10035 **Prix**: 120.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE AVEC DÉCOUPE DE SIÈGE

· Dimensions assise: 41x37cm

• Réglage hauteur: 35-45cm

· Poids max. utilisateur: 100kg

· Couleur: Blanc

UGS: 10038

Prix: 105.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE BARIATRIQUE

• Dimensions assise: 61x43cm

• Réglage hauteur: 51-69cm

Dimensions entre accoudoirs: 67cm

Hauteur entre siège et accoudoirs: 23cm
Encombrement pieds max.: 66x77cm

• Poids: 8kg

Poids max. utilisateur: 255kg

UGS: 10040

Prix: 480.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE ROND AJUSTABLE

· Assise: Ø34.3cm

Hauteur: 40.5-51cm
 Distance entre chaque pied: 45cm

Couleur: Blanc
 Poids: 1.5kg
 Poids max. utilisateur: 113kg

UGS: 10084

Prix: 81.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE

Dimensions assise: 40x41cmRéglage hauteur: 47-55cmEncombrement total: 45x50cm

Poids: 4.5kgCouleur: Blanc

• Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 10092 **Prix**: 130.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE BAIN



TAPIS DE BAIN 76X35CM

- Dimensions de la plaque: 76x35cm
 Couleur possible: Selon modèle
 Poids: 0.720kg

Image	UGS	Option	Prix
	10014	Couleur: Bleu	25.00 CHF TVA incluse
	10015	Couleur: Rose	25.00 CHF TVA incluse
	10016	Couleur: Blanc	25.00 CHF TVA incluse
UGS: 100° Prix: 25.0	14 0 CHF TVA incluse		



TAPIS DE BAIN BLEU

• Dimensions: 81x41cm

· Poids max. utilisateur: 130kg

• Poids: 1.7kg

UGS: 10017 Prix: 30.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE BAIN BLEU TURQUOISE 40X70CM

• Dimensions de la plaque: 70x40cm

Couleur: Bleu turquoise

UGS: 10125

Prix: 15.00 CHF TVA incluse

DIVERS LÈVE-PERSONNE



LÈVE-PERSONNE ÉLECTRIQUE BIRDIE®

- Longueur entraxe roues: 117cm
 Largeur entraxe roue arrière: 67.5cm
 Largeur entraxe roue avant: 106cm
- Hauteur sol-potence: 48-170cm

- Hauteur sol-potence: 48-170cm
 Diamètre roues: 10cm
 Poids: 42kg
 Autonomie batterie: 40 cycles
 Temps charge: 3-4h
 Rayon min. de rotation: 1.42m
 Hauteur cadre: 11.5cm
 Poids may utiliste tour 170kg

- · Poids max. utilisateur: 170kg

UGS: 90001 **Prix**: 2'300.00 CHF TVA incluse



VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE RELIANT 350

- · Longueur entraxe roues: 90cm
- · Largeur hors tout fermé: 66cm
- · Largeur intérieur pieds ouverts: 94cm
- Largeur interieur pieds ouverts: 94cm
 Largeur intérieur pieds fermés: 53cm
 Hauteur sol-potence: 102-167cm
 Diamètre roues: 7.5cm (AV), 12.5cm (ARR)
 Poids max. utilisateur: 158kg
 Poids: 49kg
 Autonomie batterie: 100-200 cycles
 Temps charge: 3-4h
 Rayon min. de rotation: 1.42m
 Hauteur cadre: 11cm

- Hauteur cadre: 11cm

UGS: 90002

Prix: 2'400.00 CHF TVA incluse



SANGLES POUR LÈVE PERSONNE

- Lavable à 95°C
- Poids max. utilisateur: Selon type (25 à 250kg)

UGS: 90003

Prix: 165.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-PERSONNE PORTABLE HEBIX

· Poids 10.5kg

UGS: 90009

Prix: 1'150.00 CHF TVA incluse

LUMINOTHÉRAPIE





- Dist. traitement 40cm (2500lux), 20cm (10'000lux)
 Temps de traitement 30 à 120 minutes
 Dimensions H51.5xL19.5xP15cm

- Variateur de lumière (luminothérapie ou ambiance)

- Variateur de luffillere (luffillottlerapie ou afficialitée)
 Poids 3.15kg
 Indications: Blues de l'hiver, Déprime
 Indications: Troubles du someil, diff. d'endormissement
 Indications: Fatigue, hypersomnie, somnolence
 Indications: Manque d'énergie, diff. de concentration

UGS: 90007

Prix: 369.00 CHF TVA incluse



LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE VITAMIN L

- Dist. traitement 50cm (2500lux), 20cm (10'000lux)
 Temps de traitement 20 à 60 minutes
 Dimensions H28xL20xP3cm
 Poids 0.83kg
 Indications: Blues de l'hiver, Déprime
 Indications: Troubles du someil, diff. d'endormissement
 Indications: Fatigue, hypersomnie, somnolence
 Indications: Manque d'énergie, diff. de concentration

UGS: 90008 **Prix**: 169.00 CHF TVA incluse

PÉDALIER D'EXERCICE



PÉDALIER D'EXERCICE AVEC DISPLAY

Largeur: 47cmProfondeur: 37cmHauteur: 24cm

• Poids: 2kg

UGS: 90004 Prix: 85.00 CHF TVA incluse



PÉDALIER D'EXERCICE DELUXE

Largeur: 40cmProfondeur: 50cmHauteur: 24cmPoids: 2kg

UGS: 90005 **Prix**: 75.00 CHF TVA incluse



PÉDALIER D'EXERCICE

Poids: 9kgDimensions: 50x46x38cm



Image	UGS	Option	Prix
	90010	Patient actif	350.00 CHF TVA incluse
	90011	Patient passif	375.00 CHF TVA incluse
	90013	Patient actif et passif	660.00 CHF TVA incluse

UGS: 90010 **Prix**: 350.00 CHF – 660.00 CHF TVA incluse

VIE PRATIQUE



TENSIOMÈTRE DE BRAS

- Brassard 22-42cm
- Mémoire pour 2 utilisateurs
 Technologie: Intellisense et Intelli Wrap Cuff

UGS: 90006 Prix: 90.00 CHF TVA incluse



PILULIER ÉLECTRONIQUE SUPER 8

- Longueur: 11cm
 Largeur: 6cm
 Profondeur: 3cm
 Poids: 130g
 Compartiments: 8
 Alarmes par jour: 8 (max.)

UGS: 90012 **Prix**: 80.00 CHF TVA incluse





BALLE DE MASSAGE À PICOTS

• Diamètre: 9cm · Couleur: Rouge

UGS: 90014

Prix: 15.00 CHF TVA incluse



HYGIÈNE/INCONTINANCE **INCONTINANCE**



URINAL

• Couleur: transparent • Poids: 0.190kg • Contenance □□: 125cl • Contenance □□: 100cl

Image	UGS	Option	Prix
	50001	homme	25.00 CHF TVA incluse
	50003	femme	25.00 CHF TVA incluse
UGS: 5000 Prix: 25.0	01 0 CHF TVA incluse		



ALÈSE ECONOMY BED PAD

Dimensions: 85x90cm
Largueur de rabat: 43cm
Capacité d'absortion: 3.2L
Poids: 1kg
Lavable en machine à 75°C

· Mise en sèche-linge

UGS: 50002 Prix: 30.00 CHF TVA incluse

MOBILITÉ ACCESSOIRE DE MOBILITÉ



RAMPE AMOVIBLE

- Matière: Fibre de verre renforcée
 Longueur de rampe: 137cm (XL)
 Largeur de rampe: 92cm (XL)
 Poids max. utilisateur: 300kg
 Couleurs contrastées
 Poids: 11kg (XL)

UGS: 20125 **Prix**: 680.00 CHF TVA incluse



ACCESSOIRE POUR CADRE DE MARCHE



PANIER POUR CADRE DE MARCHE

- Longueur: 40.5cmLargeur: 15cmProfondeur: 18cm
- · Poids: 0.4kg
- Poids maximum: 4,5kg

UGS: 20029

Prix: 18.00 CHF TVA incluse



PATINS POUR CADRE DE MARCHE (PAIRE)

- · Pour montage sur tube diamètre 25mm
- Poids: 0.13kg
- Conditionnement: La paire

UGS: 20030

Prix: 20.00 CHF TVA incluse



FILET POUR CADRE DE MARCHE

• Dim. (Lxl): 39x34cm • Poids: 0.06kg

UGS: 20031

Prix: 27.00 CHF TVA incluse



ROUES POUR CADRE DE MARCHE BRIO ET ASTÉRIA

• Diamètre des roues: 7.5cm

UGS: 20035

Prix: 43.00 CHF TVA incluse



SACOCHE POUR CADRE DE MARCHE BRIO

Hauteur: 27cm

• Compatible: Réf. 20033 et 20034

UGS: 20036

Prix: 54.00 CHF TVA incluse



ROUES AVANT FIXES POUR CADRE DE MARCHE ESCORT (PAIRE)

Diamètre des roues: 11.4cmCompatible: Réf. 20078

UGS: 20079

Prix: 38.00 CHF TVA incluse



ROUES AVANT FIXES POUR CADRE DE MARCHE (PAIRE)

• Diamètre des roues: 10cm · Poids max. utilisateur: 160kg • Compatible: Réf. 20013 à 20028

UGS: 20086 Prix: 38.00 CHF TVA incluse



CADDIE BUCKINGHAM POUR CADRE DE MARCHE

Dimensions plateau: 45.5x31cmLargeur sans plateau: 43.5cmHauteur: 20cm

• Poids total: 0.94kg (0.56Kg panier, 0.38Kg plateau)

• Poids max.: 2kg · Couleur: Gris

UGS: 20103

Prix: 60.00 CHF TVA incluse



ACCESSOIRE POUR CANNE



ACCROCHE-CANNE

Aucune spécification

UGS: 20053 Prix: 10.00 CHF TVA incluse



DRAGONNE POUR CANNE

Hauteur: 110-130cmPoids max. utilisateur: 130kg

UGS: 20054 Prix: 10.00 CHF TVA incluse



CRAMPON POUR CANNE (UNITAIRE)

Aucune spécification

UGS: 20065 Prix: 10.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT DE CANNE (PAIRE)

Matière: Néoprène avec fermeture velcro
Couleur: Noir

UGS: 20071

Prix: 25.00 CHF TVA incluse



ACCROCHE-CANNE POUR TABLE

• Diamètre canne: Ø19-23mm • Epaisseur table max.: 3cm

UGS: 20081

Prix: 13.50 CHF TVA incluse





M pour les tailles de chaussures 35-40L pour chaussures de taille 41-46

Image	UGS	Modèle	Prix	
	20082	Large	50.00 CHF TVA incluse	
	20083	Medium	50.00 CHF TVA incluse	
UGS: 20082 Prix: 50.00 CHF TVA incluse				



ACCROCHE-CANNE POUR ROLLATOR BANJO ET ACTIO2

A fixer soi-même

UGS: 20085 **Prix**: 50.00 CHF TVA incluse



ACCESSOIRE POUR ROLLATOR



PORTE CANNE POUR ROLLATOR

- Poids: 0.115kgCompatible: Rollator 103, 105, 106, 110 et 111

Prix: 27.00 CHF TVA incluse



PARAPLUIE AUTOMATIQUE DE Ø104CM POUR ROLLATOR

- Parapluie automatique
- Diamètre: 104cmCouleur: Bleu foncé

UGS: 20095 Prix: 120.00 CHF TVA incluse



SACOCHE DE COURSE "CLASSIC" POUR ROLLATOR BRADO

- Hauteur: 30cm
- Longueur: 30cmLargeur: 15cm
- Poids max.: 5kg
- Couleur: Gris

UGS: 20099 Prix: 90.00 CHF TVA incluse



SKI POUR ROUES DE ROLLATOR

- Plage largeurs de roues 2-7cm
- Plage diamètres de roues 15-30cm

UGS: 20113

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



LAMPE SILVERLUX

- Lampes à LED blanches
- Alimentation: 2 piles AAA 1.5V (non fournies)
- · Largeur: 3.8cm
- Profondeur: 5.9cm
- · Hauteur: 8.5cm
- S'installe sans outil sur toutes formes tubulaires de 20 à 26mm

UGS: 20121

Prix: 45.00 CHF TVA incluse





PORTE BOUTEILLE MOBIO

• Système d'attache de la bouteille par bandes Velcro • S'installe sur toutes formes tubulaires

UGS: 20122 **Prix**: 180.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHE



CADRE DE MARCHE DAYS

- Disponible avec ou sans roues
 Hauteur: Selon modèle
 Largeur: Selon modèle
 Poids max. utilisateur: 160kg
 Compatible: Réf. 20030

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Option	Hauteur	Prix
	20013	Standard	Sans roues	80-88cm	135.00 CHF TVA incluse
	20014	Standard	Avec 2 roues	80-88cm	150.00 CHF TVA incluse
	20015	Standard	Sans roues	90-98cm	135.00 CHF TVA incluse
A	20016	Standard	Avec 2 roues	90-98cm	150.00 CHF TVA incluse
	20017	Profond	Sans roues	70-78cm	135.00 CHF TVA incluse
A	20018	Profond	Avec 2 roues	70-78cm	150.00 CHF TVA incluse
	20019	Profond	Sans roues	80-88cm	135.00 CHF TVA incluse
	20020	Profond	Avec 2 roues	80-88cm	150.00 CHF TVA incluse
	20021	Profond	Sans roues	90-98cm	135.00 CHF TVA incluse
	20022	Profond	Avec 2 roues	90-98cm	150.00 CHF TVA incluse
	20023	Etroit	Sans roues	75-83cm	135.00 CHF TVA incluse
	20024	Etroit	Avec 2 roues	75-83cm	150.00 CHF TVA incluse
AA	20025	Etroit	Sans roues	83-91cm	135.00 CHF TVA incluse

Image	UGS	Modèle	Option	Hauteur	Prix
	20026	Etroit	Avec 2 roues	83-91cm	150.00 CHF TVA incluse
	20027	Etroit	Sans roues	90-98cm	135.00 CHF TVA incluse
	20028	Etroit	Avec 2 roues	90-98cm	150.00 CHF TVA incluse
UGS: 200° Prix: 135.		150.00 CHF	TVA incluse		



CADRE DE MARCHE RENFORCE À ROULETTES

Largeur: 66cmProfondeur: 60cm

Réglage en hauteur: 81 à 99cm
Epaisseur plié: 10cm
Poids cadre: 8.3kg
Poids max. utilisateur: 227kg

UGS: 20032

Prix: 270.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHE BRIO

• Largeur totale: 60cm

Largeur entre poignées: 43cmProfondeur: 43cm

• Profondeur plié: 11cm

Poids max. utilisateur: 135kg

Option • Roues: Réf.20035

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Option	Hauteur	Prix
M	20033	Adulte	Poids: 3kg	77-95cm	128.00 CHF TVA incluse
M	20034	Enfant	Poids: 2.5kg	64-82cm	128.00 CHF TVA incluse

UGS: 20033 **Prix**: 128.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHE LÉGER ESCORT

- Hauteur Sol-Poignées: 77-85cm
 Largeur totale: 62cm
 Largeur entre poignées: 48cm
 Profondeur: 40cm
 Poids: 1.8kg
 Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 20078 **Prix**: 120.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHE LÉGER, PLIABLE, DEUX NIVEAUX

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
 Largeur entre les poignées: 45cm
 Largeur totale: 54cm
 Profondeur: 55cm
 Profondeur plié: 11cm
 Poids: 2.5kg
 Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20080 **Prix**: 129.00 CHF TVA incluse

CANNE

CANNE EN BOIS, POIGNÉE COURBE EN T, 90CM

Hauteur poignée: 90cmDiamètre pieds: 2.2cmPoids: 0.300kg

· Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20045

Prix: 38.00 CHF TVA incluse

CANNE EN BOIS, POIGNÉE COURBE, 102CM

· Hauteurs: 120cm

Diamètre: 2.2cm
Matière: Bois de Hêtre
Finition: Vernis polyuréthane
Poids: 300g
Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20046

Prix: 38.00 CHF TVA incluse

CANNE EN BOIS, POIGNÉE EN T, 97.5CM

· Hauteur poignée: 97.5cm

Diamètre pieds: 2.2cm
Poids: 0.300kg

Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20047

Prix: 38.00 CHF TVA incluse

CANNE SILENCIEUSE 100KG

Hauteur poignée: 79-101.5cmDiamètre pieds: 1.9cmPoids: 0.320kg

Couleur: Noire anodisée

Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20049

Prix: 48.00 CHF TVA incluse

CANNE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Hauteur poignée: 77.5-101cm
Diamètre pieds: 1.9cm
Poids: 0.355kg
Couleur: Noire anodisée

· Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Modèle	Matière	Prix
	20050	Poignée: droite	Aluminium	48.00 CHF TVA incluse

Image	UGS	Modèle	Matière	Prix
	20051	Poignée: gauche	Aluminium	48.00 CHF TVA incluse
UGS: 20050 Prix: 48.00 CHF TVA incluse				



CANNE PLIABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

- Hauteur poignée: 84-94cm Poids: 0.355kg Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20052 Prix: 48.00 CHF TVA incluse



BÉQUILLE AXILLAIRE (PAIRE)

- Hauteur: 112-132cm ou 133-153cmPoids max. utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

UGS: 20055 **Prix**: 95.00 CHF TVA incluse



CANNE AVEC APPUI POUR ARTHRITIQUE (PAIRE)

- Hauteur: 96-121cm
- Poids: 1.4kg
 Conditionnement: Par paire
 Poids max. utilisateur: 160kg

UGS: 20056 **Prix**: 180.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE

- Hauteur poignée: 83-93cmPoids max. utilisateur: 114kg
- · Couleur: Bronze

UGS: 20068

Prix: 48.00 CHF TVA incluse





CANNE SILENCIEUSE 135KG

• Hauteur poignée: 79-106.5cm · Poids max. utilisateur: 135kg

UGS: 20100

Prix: 55.00 CHF TVA incluse



CANNE DE GENOUX MAIN LIBRE

Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1.47 à 1.98m
Réglage au niveau de la cuisse: Ø39 à 71cm

· Hauteur: 42.5cm

· Largeur: 20.5cm

· Longueur: 14cm Poids: 2.3kg

• Charge max. utilisateur: 125kg

UGS: 20124 **Prix**: 370.00 CHF TVA incluse





CANNE TWIST AND LIGHT

Hauteur sol/poignée: 73 à 95cm (personne de 1m45 à 1m90)
Longueur poignée: 14.8cm
2 piles AA non fournies
Eclairage LED: 70 lux 0.5W
Matériaux: aluminium

· Pied anti-bascule

Poids: 590gPoids max. utilisateur: 90kg

UGS: 20131

Prix: 60.00 CHF TVA incluse





CANNE TRIPODE AVEC SIÈGE

• Hauteur sol/poignée: 53.5cm

• Hauteur pliée: 87cm

Dimensions siège: 23x19.5cm
Matériaux: Aluminium

• Poids: 820g

Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20132 **Prix**: 100.00 CHF TVA incluse





CANNE PARAPLUIE

• Hauteur sol/poignée: 83 à 90cm

Poids: 525g
Poids max. utilisateur: 90kg

UGS: 20133

Prix: 80.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE



CANNE ANGLAISE BASIK (PAIRE)

- Hauteur poignée: 73-96cm
 Longueur poignée: 24cm
 Diamètre pieds: 1.7cm
 Poids: 0.515kg

- · Couleur: Noir
- · Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 20.- CHF/mois

UGS: 20037

Prix: 46.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ENFANT (PAIRE)

- Hauteur poignée: 46-73.5cm
- Diamètre pieds: 2cmPoids: 0.380kg
- · Couleur: Gris
- · Poids max. utilisateur: 70kg

UGS: 20040 **Prix**: 70.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE PLIABLE (PIÈCE)

- Hauteur poignée: 73.5-93.5cmDiamètre pieds: 2.5cmPoids: 0.470kg

- · Poids max. utilisateur: 90kg

UGS: 20042

Prix: 70.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE À POIGNÉE SOUPLE

- Hauteur poignée: 73.5 à 96cm
 Longueur poignée: 24cm
 Diamètre: 2.2cm

- · Couleur: Gris
- Poids: 635g
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 20063

Prix: 60.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE DOUBLE RÉGLAGE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 70.5-98cm
 Diamètre pieds: 2.25cm
 Poids: 0.520kg
 Couleur: Gris

- Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 20069

Prix: 60.00 CHF TVA incluse







Hauteur poignée: 85-107cm
Longueur poignée: 24cm
Diamètre pieds: 2.2cm
Poids: 0.635kg

· Couleur: Gris

Poids max. utilisateur: 130kg
Taille min. utilisateur: 1.80m

UGS: 20072 **Prix:** 46.00 CHF TVA incluse

CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE SOUPLE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 76-96cm
 Longueur avant bras: 23cm
 Largeur avant bras: 9cm
 Couleur: Selon modèle
 Poids max. utilisateur: 140kg

- Poignée anatomique souple

Image	UGS	Option	Prix	
-	20074	Couleur: Noir	85.00 CHF TVA incluse	
-	20075	Couleur: Rouge	85.00 CHF TVA incluse	
	20091	Couleur: Gris	85.00 CHF TVA incluse	
UGS: 20074 Prix: 85.00 CHF TVA incluse				





CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE CROISSANT FERMÉ (PAIRE)

• Hauteur poignée: 74-96cm

Double réglage

Appui bras réglable: 24 à 32cm
Poids: 0.86kg l'unité
Poids max. utilisateur: 130kg

UGS: 20076 Prix: 98.00 CHF TVA incluse

CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 76-96cmLongueur avant bras: 23cm
- Largeur avant bras: 9cm
- Couleur: Selon modèle
- · Poids max. utilisateur: 140kg

Image	UGS	Option	Prix
-	20106	Couleur: Bleu	46.00 CHF TVA incluse

Image	UGS	Option	Prix
-	20107	Couleur: Aubergine	46.00 CHF TVA incluse
F	20108	Couleur: Lila	46.00 CHF TVA incluse
UGS : 2010 Prix : 46.0	06 0 CHF TVA incluse		



CANNE QUADRIPODE



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, RÉGLABLE

Hauteur: 69-94cmPoids: 1.2kgEmpreinte au sol: 13x13cm · Poids max. utilisateur: 125kg

UGS: 20057 **Prix**: 70.00 CHF TVA incluse



CANNE QUADRIPODE À BASE LARGE, RÉGLABLE

Hauteur: 74-100cm
Poids: 1.2kg
Empreinte au sol: 38x26x23cm
Poids max. utilisateur: 125kg

UGS: 20058 Prix: 90.00 CHF TVA incluse



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, LÉGÈRE, RÉGLABLE

Hauteur réglable: 83-103cm
 Encombrement sol: 24x31cm
 Poids: 0.7kg
 Poids may utilizateur 1001

• Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20084 **Prix**: 95.00 CHF TVA incluse



CANNE TRIPODE



CANNE TRIPODE RÉGLABLE

- Hauteur poignée: 78-90
 Encombrement pieds: 31x27cm
 Diamètre pieds: 2cm
 Poids: 1.1kg
 Poids max. utilisateur: 90kg

UGS: 20070 Prix: 95.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT



FAUTEUIL ROULANT ACTION3 NG

Largeur d'assise: 380/405/430/455/480/505mm
Profondeur d'assise: 400/450mm
Hauteur d'assise: 360/385/410/435/460/485/510mm
Angle de dossier: 7°/0° à 30°
Hauteur du dossier: 325/510mm
Angle des potences: 80°/0° à 80°
UL: 200-400/330-460/440-510mm
Hauteur des accondairs: 200-280/240/170-300/210-3

• Hauteur des accoudoirs: 200-280/240/170-300/210-350mm

• Largeur hors-tout: Largeur d'assise + 190mm

Largeur pliée hors-tout: 295mm
Largeur hors-tout avec potence: 980-1105mm

Longueur hors-tout sans potence: 835-960mm
Hauteur hors-tout: 820-1050mm
Poids du fauteuil: 14.2kg
Poids de transport: 7.5kg sans roue arr, accoudoirs et repose jambes
Poids max. utilisateur: 125kg

UGS: 20060 **Prix**: 1'296.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT ACTION1 R

Largeur d'assise: 380/405/430/455/480/505mmProfondeur d'assise: 425mm

• Pente d'assise: 3°

· Hauteur d'assise: 495mm

Angle de dossier: 7°

· Hauteur du dossier: 430mm

• Angle des potences: 80° • UL: 330-460mm

Hauteur des accoudoirs: 240mm

Largeur hors-tout: Largeur d'assise + 195mm

Largeur pliée hors-tout: 250mm
Largeur hors-tout avec potence: 1085/1125mm

Longueur hors-tout sans potence: 835/875mm
Hauteur hors-tout: 950mm
Poids du fauteuil: 17,5kg
Poids de transport: 10kg
Poids max. utilisateur: 125kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

UGS: 20062

Prix: 750.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL DE TRANSFERT 53CM

Couleur: RougeProf. Siège: 41cm

Prof. Siège: 41cm
Prof. Totale: avec repose-pieds: 99.5cm (sans: 75cm)
Haut. Siège: à l'avant: 51.5cm (49.5cm à l'arrière)
Haut. Dossier: 40cm
Haut. Accoudoir: 21.5cm
Poids: 12kg (10,5kg sans repose-pied)
Larg. entre accoudoirs: 46cm
Larg. Siège: 53cm
Larg. dépliée: 56cm (23cm replié)
Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 20123

Prix: 320.00 CHF TVA incluse





MONTE-ESCALIERS SUR CHENILLES

- Encombrement maximal: 144x67x99cm
- Puissance du moteur: 300W
- Puissance absorbée par le chargeur de batterie: 80W
- Alimentation du chargeur de batterie: 220 V
 Autonomie: 540 marches

- Autonomie: 540 marches
 Autonomie avec indicateur de charge en réserve: 180 marches
 Mesure minimale de largeur des escaliers: 77cm
 Espace minimal de manœuvre sur palier en L: 98x98cm
 Espace minimal de manœuvre sur palier en U: 98x170cm
 Inclinaison maximum: 70% 35°
 Temp. d'utilisation et stockage: -20° + 50°
 Vitesse maximum: 15 marches/minute
 Poids total: 58kg
 Poids du timon: 12kg
 Poids du corps de la machine: 46kg
 Poids du chargeur de batterie: 0.7kg
 Poids maximum transportable: 130Kg

- Poids maximum transportable: 130Kg
- · Coloris: Bleu

Disponible à la location: 150.- CHF/Semaine

UGS: 20130 **Prix**: 5'200.00 CHF TVA incluse





ROLLATOR À 2 ROUES





ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE

Hauteurs Sol-Poignées: 74-100cm
Largeur totale: 53cm
Hauteur siège: 55cm
Poids: 5kg
Diamètre des roues: 11cm
Poids max. utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

UGS: 20012

Prix: 95.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER

Hauteurs Sol-Poignées: 79-96cm
Largeur totale: 58.5cm
Profondeur: 65cm

· Hauteur siège: 52cm

Couleur: GrisPoids: 5,7kgPoids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20119 **Prix**: 110.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR À 3 ROUES



ROLLATOR 3 ROUES 240

Hauteurs Sol-Poignées: 82,5-93cm
Largeur totale: 66cm
Poids: 7.7kg
Diamètre des roues: 19cm

• Poids max. utilisateur: 125kg

· Couleur: Selon modèle

Image	UGS	Option	Prix
	20008	Couleur: Bleu	164.00 CHF TVA incluse
	20010	Couleur: Bordeaux	164.00 CHF TVA incluse
UGS : 2000 Prix : 164.	08 00 CHF TVA incluse		



ROLLATOR 3 ROUES LÉGER

Hauteurs Sol-Poignées: 83-93cm
Largeur totale: 68,5cm
Poids: 5kg
Diamètre des roues: 19cm
Couleur: Selon modèle

• Poids max. utilisateur: 125kg

Image	UGS	Option	Prix
	20011	Couleur: Bleu	215.00 CHF TVA incluse
	20120	Couleur: Rouge	215.00 CHF TVA incluse
UGS : 200° Prix : 215.	11 00 CHF TVA incluse		



ROLLATOR 3 ROUES DELTA

Hauteurs Sol-Poignées: 81-94cm
Largeur totale: 67cm
Poids: 6kg
Diamètre des roues: 19cm
Couleur: Bordeaux
Poids max. utilisateur: 135kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

UGS: 20039 **Prix**: 162.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR À 4 ROUES



ROLLATOR 4 ROUES BANJO

- Hauteurs Sol-Poignées: 71-98cm
 Largeur totale: 60cm
 Hauteur siège: 61cm

- Poids: 9kgDiamètre des roues: 19cm
- · Couleur: Gris
- · Poids max. utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

UGS: 20001

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER

- Hauteurs Sol-Poignées: 84-94cm
 Largeur totale: 62cm
 Siège (Lxp): 33.5x32cm
 Hauteur siège: 56.5cm
 Poids: 7.2kg
 Diamètre des roues: 20cm
 Poids and the des roues: 165kg

- · Poids max. utilisateur: 165kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

Image	UGS	Option	Prix	
	20002	Couleur: Rouge	266.00 CHF TVA incluse	
	20003	Couleur: Bleu	266.00 CHF TVA incluse	
UGS : 20002 Prix : 266.00 CHF TVA incluse				



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT

- Hauteurs Sol-Poignées: 87.5-99.5cm
 Largeur totale: 62cm
 Siège (Lxp): 33.5x32cm
 Hauteur siège: 62cm

- Poids: 7.3kgDiamètre des roues: 20cm
- · Couleur: Bleu
- · Poids max. utilisateur: 165kg

UGS: 20004 **Prix**: 266.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES DIAMOND

- Hauteurs Sol-Poignées: 77-94.5cm Largeur totale: 61cm
- Siège (Lxp): 45x19cm
 Hauteur siège: 54cm

- Poids: 8kgDiamètre des roues: 20cm
- · Poids max. utilisateur: 136kg

UGS: 20005

Prix: 270.00 CHF TVA incluse









ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE

Hauteurs Sol-Poignées: 83-94cm
Largeur totale: 67cm
Siège (Lxp): 48x35.5cm

Hauteur siège: 59cmPoids: 12.3kg

• Diamètre des roues: 20cm

Couleur: Bleu

· Poids max. utilisateur: 178kg

UGS: 20006 **Prix**: 375.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE

Hauteurs Sol-Poignées: 88.5-99cm
Largeur totale: 77cm
Siège (Lxp): 48x35.5cm
Hauteur siège: 55cm
Poids: 13.5kg
Diamètre des roues: 20cm

· Couleur: Rouge

Poids max. utilisateur: 317kg

UGS: 20007 **Prix**: 375.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES FREINS À PRESSIONS

Hauteur siège: 56cm

Diamètre roues: 12.7cm
Hauteur poignées: 79 à 91.5cm
Couleur: Bordeaux

Poids: 6.6kgPoids max. utilisateur: 114kg

UGS: 20067

Prix: 270.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC CHAISE DE TRANSFERT

• Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm

Largeur totale: 60cm
Siège (Lxp): 33.5x32cm
Hauteur siège: 56cm

Poids: 8.8kgDiamètre des roues: 10cm

Couleur: Gris argentPoids max. utilisateur: 160kg

UGS: 20094 **Prix**: 270.00 CHF TVA incluse









ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC

Hauteurs Sol-Poignées: 85-95cmLargeur totale: 62cm

Siège (Lxp): 45x23cmHauteur siège: 60cm

Poids: 8.2kgRoues gonflées diamètre 31cm

Couleur: Rouge

Poids max. utilisateur: 150kg

UGS: 20096

Prix: 450.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES BRADO

Poids: 7.1kg
Diamètre des roues: 20cm
Poids max. utilisateur: 150kg
Hauteurs Sol-Poignées: Selon modèle
Largeur totale: 60cm
Hauteur siège: Selon modèle
Couleur: Selon modèle

Image	UGS	Modèle	Option	Hauteur	Assise	Prix
	20097	Medium	Couleur: Gris	78-102cm	Hauteur: 62.5cm	395.00 CHF TVA incluse
- 60	20098	Small	Couleur: Blanc	67-82cm	Hauteur: 52.5cm	395.00 CHF TVA incluse
UGS: 20097						

Prix: 395.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR BREEZE

- Hauteurs Sol-Poignées: 83.5-94.5cm
 Largeur totale: 54cm
- Dimensions plateau: 29x39cm

- Poids max. sur plateau: 5kg
 Poids max. dans sac: 5kg
 Diamètre des roues: 17.75cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 20101 **Prix**: 210.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES PULSE

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-95cm
 Largeur totale: 62cm
- Largeur entre poignées: 46cm
 Largeur siège: 43cm
- Siège souple profondeur: 22cm
- Hauteur siège: 56cm
- Poids: 7.9kgDiamètre des roues: 20cm
- Couleur: Bleu
- · Poids max. utilisateur: 136kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

UGS: 20102

Prix: 270.00 CHF TVA incluse



CADDIE DE SHOPPING LETT-800

- Hauteurs totales: 86-89-93cm
 Largeur totale: 49cm
 Siège: 35x28cm
 Poids: 5.2kg
 Limite de charge du sac: 15kg
 Couleur: Selon modèle
 Poids may utilisateur: 100kg
- · Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Option	Prix	
	20104	Couleur: Bleu	225.00 CHF TVA incluse	
	20105	Couleur: Grenat	225.00 CHF TVA incluse	
UGS : 20104 Prix : 225.00 CHF TVA incluse				



ROLLATOR 4 ROUES LIGERO

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-93cm
 Largeur totale: 55cm
 Profondeur totale: 67cm

- Profondeur totale: 67cm
 Largeur entre poignées: 48cm
 Hauteur siège: 56cm
 Siège Largeur: 45cm
 Diamètre de braquage: 71cm
 Poids: 7kg
 Diamètre des roues: 20x3.7cm
 Couleur: Gris métal
 Poids max. dans panier: 3kg
 Poids max. utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

UGS: 20109

Prix: 195.00 CHF TVA incluse



CADDIE DE SHOPPING LETT-700

- Hauteurs totales: 84 à 91cm
 Profondeur: 50cm
 Largeur totale: 49cm
 Siège: 35x28cm
 Poids: 5.2kg
 Limite de charge du sac: 15kg
 Couleur: Selon modèle
 Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Option	Prix	
	20110	Couleur: Noir	200.00 CHF TVA incluse	
	20111	Couleur: Lila	200.00 CHF TVA incluse	
UGS : 20110 Prix : 200.00 CHF TVA incluse				











CADDIE DE SHOPPING LETT-460

Hauteur: 100cmProfondeur: 63cm Largeur totale: 42cm

Poids: 4.8kgLimite de charge du sac: 35kg

· Sacoche: 40L

• Sacoche isotherme: 6L

· Couleur: Lila

UGS: 20112 **Prix**: 175.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES LÉGER MINI VIOLET

Hauteurs Sol-Poignées: 78-90cm
Largeur totale: 62cm
Siège (Lxp): 35x32cm
Hauteurs lège: 53.5cm

• Poids: 7kg • Couleur: Violet

· Diamètre des roues: 20cm

· Poids max. utilisateur: 165kg

UGS: 20115

Prix: 266.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES LÉGER ULTRA MINI VIOLET

• Hauteurs Sol-Poignées: 77-87cm • Largeur totale: 62cm • Couleur: Violet

• Siège (Lxp): 35x32cm

Hauteur siège: 50cm

Poids: 6kgDiamètre des roues: 15cm

• Poids max. utilisateur: 165kg

UGS: 20116

Prix: 266.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER

· Largeur totale: 56cm

Largeur siège: 45cm

• Dimensions plié: 65x16cm

· Poids: 5.6kg

• Diamètre des roues: 20cm

Poids max. utilisateur: 120kg

Siège 53cm

• Hauteurs Sol-Poignées: 77-87cm

• Hauteur siège: 53cm

Couleur: Champagne

Siège 60cm

• Hauteurs Sol-Poignées: 86-98cm

Hauteur siège: 60cm

Couleur: Brun



Image	UGS	Option	Hauteur	Prix
	20117	Couleur: Champagne	Siège: 53cm	320.00 CHF TVA incluse
	20118	Couleur: Brun	Siège: 60cm	320.00 CHF TVA incluse
UGS : 20117 Prix : 320.00 CHF TVA incluse				



ROLLATOR 4 ROUES NIP GLIDE

- Matière: Cadre en aluminium
- Utilisation polyvalente intérieure et extérieure
- 4 roues avec suspension
- 4 roues avec suspension
 Hauteur des poignées: 75 à 95cm
 Rollator Pliable facilement à une main
 Largeur: 53cm
 Profondeur: 60cm
 Hauteur d'assise: 50cm
 Diamètre roues: 16cm
 Encombrement plié: 80x53x26cm
 Poids max. utilisateur: 120kg
 Poids: 7kg

- Poids: 7kgCouleur: Anthracite

UGS: 20126

Prix: 365.00 CHF TVA incluse





ROLLATOR EN POSITION ASSISE

- Hauteur guidon/sol: 80 à 86cm Hauteur selle/sol: 67 à 88cm Longueur selle: 30cm

- Profondeur: 59cm
 Largeur hors tout: 43cm
 Poids max. utilisateur: 130kg
- · Poids: 4kg

UGS: 20127 **Prix**: 425.00 CHF TVA incluse





ROLLATOR 4 ROUES 286B

- Hauteur guidon/sol: 78 à 97cmHauteur siège/sol: 60.5cm
- Largeur assise: 43cm
- Encombrement: 64.4cm
- · Largeur hors tout: 59cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 11kg

UGS: 20128 **Prix**: 180.00 CHF TVA incluse





ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL

- Hauteur poignées/sol: 103 à 115cm
 Hauteur siège/sol: 58cm
 Largeur entre poignées: 44cm
 Longueur: 76cm

- Largeur hors tout: 63cm
 Poids max. utilisateur: 120kg
 Poids: 11kg avec panier et plateau
 Coloris: Gris

UGS: 20129 **Prix**: 500.00 CHF TVA incluse



SCOOTER



SCOOTER COMET®PRO

- Largeur hors tout: 665-685mm
 Longueur hors tout: 1450mm
 Poids du Scooter: 136kg
 Poids Max. utilisateur: 160kg
 Franchissement: 100mm

- Autonomie: 55km
- · Vitesse: 15km/h
- 10 coloris à choix

UGS: 20114 **Prix**: 6'100.00 CHF TVA incluse



REPOS AUTOUR DU LIT











RELÈVE-BUSTE ARESTE

- Hauteur dossier: 59cm
- Largeur: 63cm
- Profondeur cadre: 46.6cm
- Poids min. utilisateur: 50kgPoids max. utilisateur: 110kg

UGS: 30008 **Prix:** 70.00 CHF TVA incluse

ARCEAU DE LIT STATIO

Hauteur: 33cmLargeur: 56cmProfondeur: 36cmCouleur: Blanc

UGS: 30009

Prix: 48.00 CHF TVA incluse

LÈVE-DRAP

- Hauteur: 57cmLargeur: 52cmLargeur sous matelas: 72cmProfondeur: 44cm
- · Couleur: Blanc

UGS: 30010

Prix: 60.00 CHF TVA incluse

BARRE DE REDRESSEMENT

- Longueur base: 70cm
- Largeur base: 62.5cm
- Hauteur: 48cm
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

UGS: 30011 **Prix**: 108.00 CHF TVA incluse

BARRE DE REDRESSEMENT 2 EN 1

- Longueur base: 61.5cmLargeur base: 33.5cm
- Hauteur totale: 51.5cm • Epaisseur base: 1.5cm
- Poids du produit: 3.5kgPoids max. utilisateur: 160kg

UGS: 30012

Prix: 108.00 CHF TVA incluse











POIGNÉES DE LIT

- Longueur: 98-143cmHauteur: 44.5cm
- Poids: 4.5kg
- · Poids max. utilisateur: 106kg

UGS: 30013

Prix: 118.00 CHF TVA incluse

BARRIÈRES DE LIT

- Longueur: 122 à 193cmLargeur réglable: 91.5 à 157.5cmHauteur: 40.6cm

- Poids: 15kgÉcartement entre les rails: 10.1cm
- · Poids max. utilisateur: 106kg

UGS: 30014

Prix: 270.00 CHF TVA incluse

LÈVE-PIED

- Longueur: 91.5cm Poids: 0.12kg

UGS: 30015 **Prix**: 32.00 CHF TVA incluse

ECHELLE DE LIT

- Longueur totale: 300cm
 Poids: 0.285kg
 Longueur échelon: 20cm
 Ø échelon: 2.5cm
 Distance entre chaque échelon: 18cm
 Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 114kg

UGS: 30016

Prix: 32.00 CHF TVA incluse

POTENCE SUR PIED

- Hauteur totale: 200-220cm
- Hauteur de réglage du triangle: 125-148cm
 Largeur totale: 70cm
- Longueur du pied: 120cm
- Poids max. traction: 80kg

UGS: 30017 **Prix:** 250.00 CHF TVA incluse









LÈVE-DRAP PLIABLE

- Hauteur: 51cm
- Longueur: 50cm • Largeur: 21cm
- · Poids max.: 5kg

UGS: 30024

Prix: 60.00 CHF TVA incluse

BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE ET RÉGLABLE

- Hauteur depuis la base matelas: 58.4cm
- Écartement entre les rails: 7.6cm
 Longueur réglable: 66-86.3-106.6cm
- Poids: 6.35kg

UGS: 30039

Prix: 324.00 CHF TVA incluse

RELEVEURS PANDA (KIT 4 PIÈCES)

Poids max.: 380kgHauteur: Selon modèle

Modèle **cube**• Dimensions: 9x9x9cm
• Logements: Ø3.2 / Ø5.1 / Ø7.6cm

Modèle **tour**• Socle: 14.5x14.5cm
• Logement: ø7.6cm

Image	UGS	Hauteur	Prix
	30046	9cm	70.00 CHF TVA incluse
	30051	14cm	90.00 CHF TVA incluse
1166 - 20046			

UGS: 30046 **Prix**: 70.00 CHF – 90.00 CHF TVA incluse

RELEVEUR DE MEUBLE (KIT 4 PIÈCES)

- Hauteurs: Variable de 7.5 / 10 / 12.5cm
- Diamètre minimum: 1.9cm

Poids max.: 500kg
Ø pieds meubles: Selon modèle

Image	UGS	Option	Prix
***	30047	Ø20-38mm	95.00 CHF TVA incluse
888	30048	Ø30-50mm	95.00 CHF TVA incluse

Image UGS	Option	Prix
30049	Ø40-60mm	95.00 CHF TVA incluse
UGS: 30047 Prix: 95.00 CHF TVA incluse		



RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT 4 PIÈCES)

- Hauteur: 10cm
- Logement intérieur: 10x10cm

- Logement Interieur: ToxToch
 Ouvertures coté: 3cm
 Socle: 15.5x15.5cm
 Surélévation: 7cm
 1 logement: Ø7.6cm
 Poids: 178g
 Matière: plastique
 Couleur: Noir
 Poids max.: 460kg (4x115kg)

UGS: 30052

Prix: 70.00 CHF TVA incluse





BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

- Plaque de base à l'extrémité de la main courante: 81cm
- Plaque de base: 51x16.5cm
- Hauteur du cadre (point le plus bas): 40cm
- Hauteur du cadre (point le plus élevé): 74cm
 Réglage de la largeur lit simple: 76.2 à 122cm
 Réglage de la largeur lit double: 137.2 à 152.5cm
- Matière: acier revêtu epoxy
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 127kg

UGS: 30053 **Prix**: 250.00 CHF TVA incluse





BARRE LATÉRALE CANOLI

- Dimensions: 68x42x32cm
- Poids: 2.35kg
 Charge max. utilisateur: 150kg
- Couleur: Blanc

UGS: 30056 **Prix**: 140.00 CHF TVA incluse



COUSSIN



COUSSIN/DISQUE ROTATIF

- · Dimensions: diamètre 38cm
- Poids: 0.26kg • Couleur: Bleu

UGS: 30019 **Prix**: 128.00 CHF TVA incluse



COUSSIN FLO-TECH CONTOUR VISCO

Hauteur assise: 9cm
Profondeur coussin: 40.5, 43, 45.5, 53, 56cm
Largeur coussin: 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm
Poids à partir de: 1.6kg
Revêtement lavable en machine: 80°C
Poids max. utilisateur: 125kg

Prix: 360.00 CHF TVA incluse



COUSSIN À EAU

• Dimensions: 43x48cm

Poids coussin rempli: 9kg
Poids max. utilisateur: 100kg
Livré avec kit de remplissage

UGS: 30032

Prix: 100.00 CHF TVA incluse



COUSSIN POUR FAUTEUIL ROULANT PC12

· Matière: Polyester

• Etanche sur 1 coté

· Couleur: Gris et Bleu ciel

UGS: 30033

Prix: 100.00 CHF TVA incluse



COUSSIN BOUÉE EN MOUSSE

· Hauteur: 9cm

• Profondeur: 43cm

• Ø extérieur: 43cm

· Poids coussin: 1kg

Ø intérieur: 12.5cm
Matière: Polyuréthane Elastoflex

Livré avec housse en coton

UGS: 30034 **Prix:** 95.00 CHF TVA incluse









COUSSIN GEL MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

- · Hauteur: 9cm
- Profondeur: 43cm
- Largeur total: 43cm
- Poids coussin: 1.4kgNormes feu: EN597-1 et 2
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Lavable jusqu'à 90°

UGS: 30040 **Prix**: 214.00 CHF TVA incluse

COUSSIN GELTOP

- Hauteur: 5.5cm
 Profondeur coussin: 40 ou 43cm
 Largeur coussin: 40 ou 45cm
 Poids max. utilisateur: 95kg
 Livré avec housse

Image	UGS	Assise	Prix
	30041	40x40x5.5cm	214.00 CHF TVA incluse
	30042	43x45x5.5cm	245.00 CHF TVA incluse
JGS : 30041 Prix : 214.00 CHF – 245.00 CHF TVA incluse			

COUSSIN FLO-TECH LIGHT VISCO

Largeur: 40.5cm Profondeur: 40.5cm Hauteur: 5.5cm Poids: 0.9 à 1.2kg Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 30043

Prix: 190.00 CHF TVA incluse

COUSSIN BOUÉE EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

- Dimension: diamètre 43cm
- Poids coussin: 0.89kg

UGS: 30045 **Prix:** 135.00 CHF TVA incluse





• Dimensions: 78x50x22cm, pour une personne d'au moins 165cm

UGS: 30055 **Prix:** 149.90 CHF TVA incluse





COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN

Diamètre: 39cmHauteur: 4cm

· Charge max. utilisateur: 90kg

UGS: 30057 Prix: 90.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL RELEVEUR



FAUTEUIL RELEVEUR NOEMIE (2 MOTEURS)

- Hauteur: 106cmProfondeur assise: 52cm
- Hauteur assise: 44cm
- · Largeur assise: 50cm
- Largeur hors tout: 71cm
- · Longueur dépliée: 175cm Poids max. utilisateur: 110kg

UGS: 30036 Prix: 1'700.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL RELEVEUR VALENCIA (1 MOTEUR)

- Hauteur: 101 ou 99cm (Mini) Profondeur assise: 54 ou 52cm (Mini)
- Hauteur assise: 43 ou 41cm (Mini)Largeur assise: 51cm
- Largeur hors tout: 67cmLongueur dépliée: 141cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
 Position CARDIO

UGS: 30037

Prix: 1'450.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL RELEVEUR ULYSSE XXL (3 MOTEURS)

- Profondeur assise: 54cm
- · Hauteur assise: 47cm
- · Largeur assise: 72cm
- Largeur hors tout: 94cmLongueur dépliée: 175cm
- Poids max. utilisateur: 200kg

UGS: 30038

Prix: 2'600.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL RELEVEUR ONTARIO II

- Hauteur totale: 114.5cm
- Profondeur totale: 96cm
- · Largeur totale: 84.5cm Hauteur accoudoirs: 14cm
- Hauteur dossier: 67cm
 Hauteur assise: 50cm
- · Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 53cm
- Poids: 53kg
- Matière: tissu ou simili cuir
- Couleur: a choix
- Poids max. utilisateur: 150kg

UGS: 30054

Prix: 1'545.00 CHF TVA incluse



LIT ÉLECTRIQUE



LIT MÉDICALISÉ MEDLEY ERGO

- Tension: 24V
 Largeur lit: 90cm
 Largeur hors tout: 102cm
 Longueur lit: 208cm
 Longueur hors tout: 224cm
 Hauteur couchage: 40cm/80cm ou 33cm/73cm
 Poids: 64kg
 Poids max. utilisateur: 145kg

UGS: 30058 **Prix**: 2'150.00 CHF TVA incluse



MATELAS



MATELAS EN MOUSSE CLINIC

Hauteur: 14cmDensité: 27kg/m3Dimensions totales: 195x88cm

· Normes feu: EN597-1 et 2 · Poids max. utilisateur: 120kg

UGS: 30002

Prix: 226.00 CHF TVA incluse



MATELAS GAUFRIER AVEC ALÈSE


· Hauteur: 17cm

• Dimensions totales: 195x85cm ou 195x120cm

Densité: 37kg/m3

Poids max. utilisateur: 100kg

UGS: 30003 Prix: 318.00 CHF TVA incluse



MATELAS TRIPORTANCE ANTI-ESCARRE ALOVA

Lit de Dimensions: 90x200cm
Housse: romust PU HD, ouverture 3 cotés Densité: 80kg/m3 (partie viscoélastique)
Normes feu: EN 597-1 et 2

· Poids max. utilisateur: 180kg

UGS: 30004

Prix: 696.00 CHF TVA incluse



COMPRESSEUR POUR SURMATELAS À AIR ESKAL

Hauteur: 14cm
Dimensions totales: 27x15cm
Poids utilisateur: 50 à 100kg
Compatible: Réf. 30006

UGS: 30005

Prix: 275.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR ESKAL

Hauteur: 7cm
Dimensions totales: 194x89cm
Poids min. utilisateur: 50kg
Poids max. utilisateur: 100kg
Compatible: Réf. 30005

UGS: 30006

Prix: 85.00 CHF TVA incluse

TABLE DE LIT











TABLE DE LIT À ROULETTE PAUSA

• Hauteur: 72-116cm

Longueur plateau: 60cm
Largeur plateau: 40cm
Emprise sol: 66x40cm

· Hauteur piètement: 10cm

· Poids max.: 10kg

UGS: 30020

Prix: 156.00 CHF TVA incluse

TABLE DE LIT À ROULETTE

• Hauteur: 70-110cm

· Longueur plateau: 60cm

• Largeur plateau: 40cm

Poids max.: 10kg

UGS: 30021 **Prix:** 156.00 CHF TVA incluse

TABLE DE LIT À ROULETTE KAUMA

• Hauteur: 71-113cm

· Longueur plateau: 76.5cm

• Largeur plateau: 38.5cm

• Emprise sol: 70x39cm

Poids max.: 10kg

UGS: 30022 **Prix:** 185.00 CHF TVA incluse

TABLE DE LIT À ROULETTE BAYA

Hauteur: 70-110cm
Longueur plateau: 60cm
Largeur plateau: 40cm
Emprise sol: 63x40cm

· Hauteur piètement: 8cm

• Poids max.: 10kg

UGS: 30023

Prix: 156.00 CHF TVA incluse

TABLE DE LIT À ROULETTE ASSISTÉE

Hauteur: 74.5-105.5cmLongueur plateau: 70+9.5cmLargeur plateau: 42.5+40cm

Largeur plateau: 42.5+40cm
Poids max.: 25kg
Longueur: 92cm
Largeur: 42cm
Dégagement du lit: 9.5cm
Largeur de la chaise roulante: 72.5cm
Couleur: Bleu

UGS: 30050

Prix: 420.00 CHF TVA incluse



