

Aaz solutions.ch

Moyens auxiliaires & paramédicaux

Spécialiste du maintien à domicile

Votre distributeur en Suisse romande
Clients professionnels et particuliers



CATALOGUE 2021

Contactez-nous au **022 362 80 89** ou
commandez en ligne sur notre shop
www.aazsolutions.ch



Bain / Douche / Toilettes 3



Mobilité 34



Repos 64



Aide / Confort 79



Hygiène / Incontinence 89



Divers 90

SOMMAIRE

1. Bain/Douche/Toilettes	3
<i>Barre d'appui</i>	3
<i>Brosse</i>	8
<i>Cadre de W.C.</i>	9
<i>Chaise de douche</i>	11
<i>Chaise percée</i>	13
<i>Chaise percée à roulette</i>	16
<i>Coussin pour W.C.</i>	17
<i>Marchepied</i>	18
<i>Planche de bain</i>	19
<i>Réhausse W.C.</i>	21
<i>Réhausse W.C. avec accoudoirs</i>	23
<i>Siège de bain</i>	25
<i>Siège de douche à fixer</i>	27
<i>Siège de transfert</i>	29
<i>Tabouret de douche</i>	30
<i>Tapis de bain</i>	33
2. Mobilité	34
<i>Accessoire de mobilité</i>	34
<i>Accessoire pour cadre de marche</i>	35
<i>Accessoire pour canne</i>	37
<i>Accessoire pour rollator</i>	39
<i>Cadre de marche</i>	41
<i>Canne</i>	44
<i>Canne anglaise</i>	47
<i>Canne tripode et quadripode</i>	50
<i>Fauteuil roulant</i>	51
<i>Rollator à 2 roues</i>	54
<i>Rollator à 3 roues</i>	55
<i>Rollator à 4 roues</i>	56
<i>Scooter</i>	63
3. Repos	64
<i>Autour du lit</i>	64
<i>Barre de redressement</i>	66
<i>Barrière de lit</i>	68
<i>Coussin</i>	69

<i>Fauteuil de repos</i>	72
<i>Fauteuil releveur</i>	73
<i>Lit électrique</i>	74
<i>Matelas</i>	75
<i>Releveur de meuble</i>	76
<i>Table de lit</i>	77
4. Aide/Confort	79
<i>Accessoire d'aide/confort</i>	79
<i>Aménagement</i>	82
<i>Chaise confort</i>	83
<i>Enfile chaussettes ou bas</i>	84
<i>Pince</i>	86
<i>Planche de transfert</i>	87
<i>Table roulante</i>	88
5. Hygiène/Incontinence	89
<i>Incontinence</i>	89
9. Divers	90
<i>Complément Alimentaire</i>	90
<i>Lève-personne</i>	91
<i>LuminoThérapie</i>	93
<i>Pédalier d'exercice</i>	94
<i>Vie pratique</i>	95

1. BAIN/DOUCHE/TOILETTES

BARRE D'APPUI



BARRE D'APPUI À VENTOUSES

- Longueur: Selon modèle
- Poids: 0.72kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	SKU	Longueur	Prix
	10029	26cm	75.00 CHF TVA incluse
	10030	40cm	75.00 CHF TVA incluse
	10094	60cm	75.00 CHF TVA incluse

Prix: 75.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI ACIER PLASTIFIÉ

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	SKU	Longueur	Hauteur	Prix
	10022	30cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse
	10023	40cm	3.8cm	35.00 CHF TVA incluse
	10024	60cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10086	60cm	8.9cm	40.00 CHF TVA incluse
	10103	45cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse

Prix: 35.00 CHF – 40.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI CHROMÉE ANTIGLISSÉ

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	SKU	Longueur	Hauteur	Prix
	10018	30cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10019	40cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10020	45cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10021	60cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10126	81cm	3.8cm	50.00 CHF TVA include
	10082	30cm	7.5cm	40.00 CHF TVA include
	10083	40cm	7.5cm	40.00 CHF TVA include

Prix: 40.00 CHF – 50.00 CHF TVA include



BARRE D'APPUI CHROMÉE ANTIGLISSÉ LISSE

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	SKU	Longueur	Hauteur	Prix
	10085	45cm	7.5cm	40.00 CHF TVA include
	10100	90cm	7.5cm	50.00 CHF TVA include
	10162	60cm	7.5cm	40.00 CHF TVA include



Prix: 40.00 CHF – 50.00 CHF TVA include



BARRE D'APPUI COUDÉE 90°

- Largeur: 48cm
- Hauteur: 84cm
- Profondeur: 7cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.1kg
- Matériaux: acier + peinture époxy
- Poids maxi utilisateur: 130kg



Image	SKU	Modèle	Prix
	10150	Droite	60.00 CHF TVA incluse
	10151	Gauche	60.00 CHF TVA incluse

Prix: 60.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI COUDÉE PLASTIQUE 30CM

- Poids: 0.18kg
- Longueur: 33cm
- Poids max. utilisateur: 115kg
- Angle: 135°
- Couleur: Blanc



SKU: 10028

Prix: 38.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI EN ACIER PEINT ETROITE

- Longueur: 45cm
- Dégagement de la main: 6.5cm
- Diamètre du tube: 2.5cm
- Couleur: Blanc

Image	SKU	Longueur	Prix
	10080	45cm	30.00 CHF TVA incluse
	10143	30cm	25.00 CHF TVA incluse

Prix: 25.00 CHF – 30.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELÉ

- Hauteur: 5cm
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 3.8cm
- Ø disques: 9.1cm

Image	SKU	Longueur	Prix
	10025	30cm	35.00 CHF TVA incluse
	10026	45cm	35.00 CHF TVA incluse
	10027	60cm	35.00 CHF TVA incluse

Prix: 35.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE

- Dimensions: 70x20x10cm
- Longueur: 70cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10032

Prix: 140.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED

- Poids: 4kg
- Longueur: 74cm
- Poids max. utilisateur: 125kg
- Réglable en hauteur: 72-92cm
- Plaque de fixation: 23x10.5cm
- Couleur: Blanc

SKU: 10031

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE COURTE

- Poids: 2.6kg
- Longueur: 55cm
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max.: 67kg
- Plaque de fixation: 30x12.5cm
- Couleur: Blanc

SKU: 10129

Prix: 140.00 CHF TVA incluse



BARRE POUR ACCÈS À LA BAIGNOIRE

- Poids: 2.5kg
- Hauteur: 40.6cm
- Réglable de 73 à 150mm d'épaisseur
- Couleur: Blanche
- Poids max. utilisateur: 120kg

SKU: 10075

Prix: 140.00 CHF TVA incluse

BROSSE



EPONGE À LONG MANCHE

- Longueur totale: 56cm
- Poids: 60g

SKU: 10137
Prix: 15.00 CHF TVA incluse



SHOWER SANDAL

- Couleur: Bleue
- Taille unique
- Largeur totale: 14cm
- Longueur: 27cm

SKU: 10128
Prix: 50.00 CHF TVA incluse

CADRE DE W.C.



CADRE DE W.C. ASHBRAY

- Hauteur totale: 68 à 83cm
- Hauteur mini - maxi du siège: 46 à 61cm
- Profondeur totale: 48cm
- Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Siège (L x l): 45 x 38,5cm
- Ouverture lunette: 17x25cm
- Poids max.: 190kg

SKU: 10058

Prix: 200.00 CHF TVA incluse



CADRE DE W.C. BLUE STEEL

- Largeur hors tout: 55cm
- Largeur entre accoudoirs: 47.5cm
- Hauteur totale: 63-78.5cm
- Hauteur assise: 43-58cm
- Profondeur assise: 42cm
- Profondeur hors tout: 50cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 7.5kg
- Matériaux: acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur: 110kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

SKU: 10060

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



CADRE DE W.C. PRIMA

- Réglage tous les 2.5cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 48cm
- Hauteur d'assise: 39 à 59cm
- Hauteur des accoudoirs: 61 à 81cm
- Largeur entre accoudoirs: 52cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Largeur assise: 41cm
- Ouverture lunette: 20x28cm
- Matériaux: acier époxy, Polypropylène
- Poids: 4.1kg
- Poids maxi utilisateur: 190kg

Image	SKU	Option	Prix
	10146	Assise: Standard	200.00 CHF TVA incluse
	10147	Assise: Ouverte	200.00 CHF TVA incluse

Prix: 200.00 CHF TVA incluse



CADRE DE W.C. SÉCURISÉ

- Largeur entre accoudoirs: 61-65cm
- Hauteur totale: 65-79cm
- Profondeur hors tout: 47cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 4.9kg
- Matériaux: acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur: 128kg

SKU: 10059

Prix: 120.00 CHF TVA incluse



CADRE W.C. À FIXER

- Largeur: 56cm
- Hauteur: 63-74cm
- Profondeur: 47cm
- Poids: 1.45kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

SKU: 10152

Prix: 70.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE



CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES CASCADE

- Hauteur assise: 54cm
- Largeur hors tout: 57cm
- Hauteur totale: 95cm
- Profondeur assise: 42cm
- Profondeur hors tout: 94cm
- Largeur d'assise: 43cm
- Hauteur dossier: 41cm
- Poids: 13kg
- Poids max.: 120kg

SKU: 10072
Prix: 520.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE (ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES)

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 50-56cm
- Encombrement total: 48x59cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7,5kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10042
Prix: 240.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 5"

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs relevables amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Largeur totale: (roues 5" 56cm) (roues 24" 67.5cm)
- Profondeur sans repose pieds: (roues 5" 70cm) (roues 24" 85.5cm)
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Largeur entre les accoudoirs: 46cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Poids: (roues 5" 14.5kg) (roues 24" 19.5kg)
- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C

SKU: 10133
Prix: 850.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE BARIATRIQUE RÉGLABLE

- Dimensions assise: 61x43cm
- Réglage hauteur: 51-69cm
- Dimensions entre accoudoirs: 67cm
- Hauteur entre siège et accoudoirs: 23cm
- Encombrement pieds max.: 66x77cm
- Poids: 8kg
- Poids max. utilisateur: 255kg

SKU: 10041
Prix: 480.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE (DÉCOUPE DE SIÈGE)

- Dimensions assise: 41 x 37cm
- Réglage hauteur: 35.5-51cm
- Poids max.: 114kg
- Couleur: Blanc
- Pieds hauts sur demande

SKU: 10037

Prix: 150.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE (DOSSIER AMOVIBLE)

- Dimensions assise: 50x37cm
- Réglage hauteur: 38-55cm
- Encombrement pieds: 42x43cm
- Poids max. utilisateur: 180kg
- Poids: 4,5kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10039

Prix: 140.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE (RÉGLABLE EN HAUTEUR, DOSSIER)

- Dimensions assise: 50x30cm
- Réglage hauteur: 38-48cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

SKU: 10033

Prix: 150.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL D'AISANCE

- Poids: 11.6kg
- Poids maximum supporté: 130kg
- Fabriqué en matière plastique avec des composants innovants
- Parties métalliques en acier inox

Dimensions ouvert:

- Largeur: 48cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Profondeur: 67cm
- Profondeur d'assise: 43cm
- Hauteur d'assise: 53cm
- Hauteur du dossier: 39cm
- Hauteur totale: 92cm

Dimensions plié:

- Largeur: 23cm
- Hauteur: 54cm
- Longueur: 67cm

Options (non comprises):

- Seau pour chaise
- Sac de transport
- Assise de siège

SKU: 10130

Prix: 1'250.00 CHF TVA incluse

CHAISE PERCÉE



CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE

- Hauteur totale: 90cm
- Largeur totale: 87cm
- Profondeur totale: 53cm
- Hauteur d'assise: 52cm
- Largeur d'assise: 75cm
- Profondeur d'assise: 45cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Poids: 9.5kg
- Poids maxi utilisateur: 160kg

SKU: 10145
Prix: 280.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE RENFORCÉE

- Hauteur assise: 52cm
- Hauteur totale: 93cm
- Profondeur assise: 46cm
- Largeur totale: 65cm
- Largeur entre accoudoirs: 58cm
- Poids max: 180kg

SKU: 10065
Prix: 380.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE DE TOILETTE AUTONOME

- Profondeur: 55cm
- Largeur: 61cm
- Hauteur: 64 à 69cm
- Poids: 19kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc
- Réservoir eau de 3.5L suffisant pour 2 à 3 utilisations

SKU: 10134
Prix: 1'780.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE DE TOILETTE DUBAI

- Profondeur: 92cm
- Largeur: 63cm
- Hauteur siège: 56cm
- Largeur d'assise: 52cm
- Poids: 25kg

SKU: 10138
Prix: 4'500.00 CHF TVA incluse




CHAISE PERCÉE EN BOIS

Standard

- Hauteur assise: 46cm
- Largeur hors tout: 56cm
- Largeur entre accoudoirs: 44cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

Luxe

- Hauteur assise: 48cm
- Largeur hors tout: 53cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

Image	SKU	Modèle	Prix
	10066	Standard	450.00 CHF TVA incluse
	10067	Luxe	480.00 CHF TVA incluse

Prix: 450.00 CHF – 480.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE GR STANDARD

- Accoudoirs escamotables
- Hauteur assise: 43-61cm
- Profondeur assise: 47cm
- Largeur totale: 63cm
- Profondeur totale: 57cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Hauteur total: 79-96cm
- Poids: 10.5kg
- Poids max.: 130kg

SKU: 10087

Prix: 290.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE MODULAIRE

- Hauteur assise: 42-57cm
- Largeur hors tout: 57cm
- Profondeur hors tout: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 43cm
- Profondeur assise: 42cm
- Hauteur totale: 82-97cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 4.8kg
- Poids max. utilisateur: 160kg

SKU: 10068

Prix: 240.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE OMEGA ECO

- Hauteur assise: 40-58cm
- Largeur assise: 45cm
- Profondeur assise: 43cm
- Largeur totale: 58cm
- Largeur entre accoudoirs: 47cm
- Couleur: Lavande
- Poids max. utilisateur: 140kg

SKU: 10063

Prix: 220.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE PLIANTE

- Hauteur assise: 45cm
- Largeur assise: 44cm
- Profondeur assise: 42cm
- Largeur totale: 58cm
- Profondeur totale: 56cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Hauteur totale: 91cm
- Couleur: Lavande
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 10097

Prix: 240.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE RÉGLABLE

- Hauteur totale: 81 / 96cm
- Largeur totale: 62cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Profondeur totale: 51cm
- Hauteur d'assise: 47 / 62cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Couleur: Gris
- Poids: 6.3kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

SKU: 10144

Prix: 220.00 CHF TVA incluse

CHAISE PERCÉE À ROULETTE



CHAISE PERCÉE À ROULETTES CASCATA

- Hauteur assise: 52cm
- Largeur hors tout: 58.5cm
- Largeur assise: 45cm
- Couleur: Anthracite
- Poids: 18kg
- Poids max. utilisateur: 130kg
- 4 roues ø12.5cm freinées

SKU: 10069

Prix: 380.00 CHF TVA incluse

COUSSIN POUR W.C.



COUSSIN ANNULAIRE POUR W.C. OU CHAISE PERCÉE

- Ø extérieur: 40.6cm
- Ø intérieur: 27cm
- Couleur: Bleu ciel
- Poids: 425g

SKU: 10098
Prix: 150.00 CHF TVA incluse



COUSSIN DE SIÈGE DE TOILETTES

- Hauteur: 4cm
- Couleur: Blanc
- Matière : Polyuréthane
- Nettoyage : A l'eau chaude ou avec des nettoyeurs neutres

SKU: 10160
Prix: 90.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED



ACCÈS BAIGNOIRE (MARCHEPIED ET BARRE D'ACCÈS)

- Hauteur totale: 105cm
- Largeur: 69cm
- Profondeur: 57.5cm
- Largeur marche: 37cm
- Hauteur marche: 20cm
- Profondeur marche: 34cm
- Encombrement au sol: 34x37cm
- Matériaux: acier époxy, lattes bois
- Poids: 5.9kg
- Poids max. utilisateur: 150kg

SKU: 10079
Prix: 200.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED

- Dimensions: 45x35cm
- Hauteur: 19cm
- Poids: 2.1kg

SKU: 10088
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED ASHBY STEP-2

- Dimensions de la plaque: 52x33cm
- Hauteur possible: 10 ou 15cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

SKU: 10013
Prix: 140.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EMPILABLE

- Dimensions de la plaque: 45x35cm
- Hauteur de chaque plaque: 2.5cm
- Hauteur possible: 2.5 / 5 / 7.5 / 10cm
- Poids max. utilisateur: 500kg

SKU: 10012
Prix: 120.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EN BAMBOU

- Dimensions: 45,4x35,4cm
- Hauteur: 10cm
- Poids max. utilisateur: 318kg

SKU: 10122
Prix: 120.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE BAIN



PLANCHE DE BAIN 80CM

- Largeur d'assise: 37cm
- Longueur totale: 78.5cm
- Matériaux: plastique
- Poids: 2.6kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg

SKU: 10148
Prix: 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN À LATTES SAVANAH 76CM

- Planche à 6 lattes
- Largeur du siège: 35cm
- Longueur: 76.2cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

SKU: 10005
Prix: 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN MARINA

- Assise ergonomique
- Longueur: selon modèle
- Poids max. utilisateur: selon modèle

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	SKU	Modèle	Longueur	Prix
	10006	Max. 150kg	69cm	80.00 CHF TVA incluse
	10007	Max. 200kg	74cm	95.00 CHF TVA incluse

Prix: 80.00 CHF – 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN MOULÉE AVEC POIGNÉE 71CM

- Longueur: 71.1cm
- Largeur extérieure: 31.8cm
- Largeur intérieure: 40.6 à 66cm
- Poids: 2.5kg
- Poids max. utilisateur: 190kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

SKU: 10102
Prix: 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN NUVO

- Longueur: selon modèle
- Planche à **5 lattes**
- Largeur du siège: 35cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	SKU	Longueur	Prix
	10001	67.3cm	95.00 CHF TVA incluse
	10002	69.8cm	95.00 CHF TVA incluse
	10003	72.4cm	95.00 CHF TVA incluse

Prix: 95.00 CHF TVA incluse

POIGNÉE POUR PLANCHE DE BAIN NUVO

- Longueur: 16.5cm
- Compatible: Réf. 10001, 10002 et 10003

SKU: 10004

Prix: 20.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSES W.C.



RÉHAUSSE W.C. CLIPSÉ

- Hauteur réhausse: 10cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 190kg

SKU: 10077

Prix: 80.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. COLORÉ

NOUVEAU

- Poids maxi utilisateur: 190kg





Image	SKU	Modèle	Hauteur	Prix
	10155	Bleu	5cm	110.00 CHF TVA incluse
	10156	Bleu	10cm	110.00 CHF TVA incluse
	10157	Rouge	10cm	110.00 CHF TVA incluse

Prix: 110.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. DERBY

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse: selon modèle
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Crème

Image	SKU	Modèle	Hauteur	Prix
	10046	Sans couvercle	5cm	100.00 CHF TVA incluse
	10047	Avec couvercle	5cm	150.00 CHF TVA incluse
	10048	Sans couvercle	10cm	100.00 CHF TVA incluse
	10049	Avec couvercle	10cm	150.00 CHF TVA incluse






Prix: 100.00 CHF – 150.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. PRIMA

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse: selon modèle
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	SKU	Modèle	Hauteur	Prix
	10050	Sans couvercle	5cm	80.00 CHF TVA incluse
	10051	Avec couvercle	5cm	100.00 CHF TVA incluse
	10052	Sans couvercle	10cm	80.00 CHF TVA incluse
	10053	Avec couvercle	10cm	100.00 CHF TVA incluse
	10054	Sans couvercle	15cm	80.00 CHF TVA incluse

Prix: 80.00 CHF – 100.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. SOUPLE (EN MOUSSE)

- Hauteur réhausse: 11cm
- Découpe intime: 21x26cm
- Poids max. utilisateur: 185kg
- Poids: 2kg
- Couleur: Gris

SKU: 10055

Prix: 120.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE TOILETTE BARIATRIQUE

- Hauteur réhausse: 3.8cm
- Largeur assise: 48cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 380kg

SKU: 10095

Prix: 280.00 CHF TVA incluse

RÉHAUSSES W.C. AVEC ACCOUDOIRS



RÉHAUSSE W.C. AQUATEC 900

- Hauteur réhausse réglable: 6 / 10 / 15cm
- Poids: 5kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10057
Prix: 200.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. AQUATEC 90000

- Poids: 4.4kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 150kg





Image	SKU	Option	Prix
	10124	2cm	200.00 CHF TVA incluse
	10142	10cm	210.00 CHF TVA incluse

Prix: 200.00 CHF – 210.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. HI LOO

- Accoudoirs: polypropylène et tube acier peinture époxy
- Siège: polypropylène
- Fixation: Aluminium
- Poids: 4.9kg
- Poids maxi: 130kg

Image	SKU	Modèle	Option	Prix
	10101	Avec accoudoirs	6cm	320.00 CHF TVA incluse
	10139	Avec accoudoirs	10cm	320.00 CHF TVA incluse
	10140	Sans accoudoir	6cm	125.00 CHF TVA incluse
	10141	Sans accoudoir	10cm	145.00 CHF TVA incluse

Prix: 125.00 CHF – 320.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. MY-LOO FIX

- Hauteur: 2cm
- Couleur: Blanc
- Poids maxi utilisateur: 150kg

SKU: 10159
Prix: 226.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. RÉGLABLE AVITA H430A/2

- Hauteur réhausse réglable: 6 / 10 / 14cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10056
Prix: 240.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE W.C. TSE120

- Hauteur: 9, 12.5 ou 15cm
- Matière: Polypropylène blanc
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Longueur totale: 49cm
- Hauteur total: 38cm
- Dimension ouverture lunette: 20x27cm
- Poids: 3.6kg
- Couleur: Blanc
- Poids max.: 120kg

SKU: 10127
Prix: 240.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE BAIN



ELÉVATEUR DE BAIN

- Poids: 10.8kg
- Hauteur de l'élevateur max.: 107.5cm
- Assise réglable en hauteur de 6 à 42cm
- Hauteur de dossier: 66.5cm
- Profondeur du socle: 58cm
- Dimensions du socle: 29.5x58cm
- Dimensions assise: 49x37.5cm
- Dimensions dossier: 36x66.5cm
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10132

Prix: 930.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN COSBY

- Assise: 46x29cm
- Hauteur: 20cm
- Poids: 800g
- Poids max. utilisateur: 190kg

SKU: 10011

Prix: 70.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

- Dimensions du siège: 40x33cm
- Hauteur du dossier: 30cm
- Profondeur hors-tout: 55cm
- Largeur hors-tout: 69 à 79cm
- Poids: 6.6kg
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Bleu lavande

SKU: 10010

Prix: 300.00 CHF TVA incluse





SIÈGE DE BAIN SUSPENDU DAYS

- Dimensions du siège: 40x40cm
- Hauteur du siège sous appuis: 20.5cm
- Dimensions de la découpe: 12x15cm
- Largeur totale réglable: 60 à 72cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Version avec dossier:

- Taille du dossier: 47x15cm
- Hauteur du dossier: 36cm

Image	SKU	Option	Prix
	10008	Avec dossier	150.00 CHF TVA incluse
	10009	Sans dossier	120.00 CHF TVA incluse

Prix: 120.00 CHF – 150.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER



SIÈGE DE DOUCHE D'ANGLE GAUCHE RABATTABLE AVEC PIED

- Dimensions assise: 40x40cm
- Dimensions totales: 44x52cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids: 3.2kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 10096
Prix: 200.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
- Distance replié depuis mur: 12cm
- Poids: 4.5kg
- Poids max. utilisateur: 114kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10043
Prix: 160.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC ACCOUDOIRS

- Largeur entre les accoudoirs: 54cm
- Largeur d'assise: 46cm
- Hauteur du siège: 52 à 60cm
- Profondeur d'assise: 37cm
- Encombrement depuis mur: Ouvert 55cm. Fermé: 21cm
- Poids du produit: 6.25kg
- Hauteur: 90 à 98cm
- Largeur totale: 61cm
- Largeur totale, y compris les supports muraux: 70cm
- Poids maxi utilisateur: 160kg

SKU: 10135
Prix: 380.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE

- Hauteur du siège: 44 à 54cm
- Profondeur d'assise: 50cm
- Largeur d'assise: 44cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 10136
Prix: 200.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABBATABLE AVEC PIEDS

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
- Distance replié depuis le mur: 14,5cm
- Réglage hauteur: 40-54cm
- Poids: 4,6kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10036

Prix: 200.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE TRANSFERT



SIÈGE DE TRANSFERT

- Dimensions assise: 40x67cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10045
Prix: 220.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT

- Poids: 6.5kg
- Matière: Structure en aluminium, siège, dossier et porte-savon en plastique
- Longueur du banc: 106cm
- Hauteur du banc: de 79.5cm à 89.5cm
- Profondeur du banc: 46.5cm
- Hauteur du siège: de 46 à 56cm
- Largeur du siège: 50cm
- Profondeur du siège: 39.5cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10131
Prix: 320.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE



TABOURET DE DOUCHE AVEC DÉCOUPE DE SIÈGE

- Dimensions assise: 41x37cm
- Réglage hauteur: 35.5-51cm
- Poids max. utilisateur: 114kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10038
Prix: 110.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE BARIATRIQUE

- Dimensions assise: 61x43cm
- Réglage hauteur: 51-69cm
- Dimensions entre accoudoirs: 67cm
- Hauteur entre siège et accoudoirs: 23cm
- Encombrement pieds max.: 66x77cm
- Poids: 8kg
- Poids max. utilisateur: 255kg

SKU: 10040
Prix: 480.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 47-55cm
- Encombrement total: 45x50cm
- Poids: 4.5kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 120kg

SKU: 10092
Prix: 140.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC POIGNÉES

- Dimensions assise: 37x27cm
- Dimension hors-tout (lxp): 55x37.5cm
- Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Réglage hauteur: 46-58.5cm
- Poids: 2.8kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

SKU: 10035
Prix: 140.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE CONFORT

- Hauteur: 45-56cm
- Siège: 52x34cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 2.4kg
- Poids maxi utilisateur: 150kg

SKU: 10161
Prix: 180.00 CHF TVA incluse





TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR

- Dimensions assise: 50x30cm
- Réglage hauteur: 38-48cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

SKU: 10034
Prix: 140.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE ROND

- Largeur: 40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: aluminium
- Couleur: bleu
- Poids: 2.7kg
- Poids maxi utilisateur: 200kg



SKU: 10158
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE ROND PH

- Assise: Ø34.3cm
- Hauteur: 40.5-51cm
- Distance entre chaque pied: 45cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.5kg
- Poids max. utilisateur: 113kg

SKU: 10084
Prix: 105.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE BAS

- Encombrement : sol 49-50cm
- Largeur assise: 40x40x40cm
- Hauteur: 35-42cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: Aluminium
- Couleur: gris
- Poids: 2.4kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg



SKU: 10154
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE STANDARD

- Encombrement : sol 50-52cm
- Largeur siège: 40x40x40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: Aluminium
- Couleur: gris
- Poids: 2.6kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg



SKU: 10153

Prix: 100.00 CHF TVA incluse


TAPIS DE BAIN



TAPIS DE BAIN BLEU

- Tapis de bain antidérapant
- Fixation au fond de la baignoire par multiples ventouses
- Dimensions: 90x40cm
- Résistant et lavable en machine à 40°C


SKU: 10017
Prix: 40.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE BAIN BLEU TURQUOISE 40X70CM

- Dimensions de la plaque: 70x40cm
- Couleur: Bleu turquoise

SKU: 10125
Prix: 15.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE DOUCHE BLEU

- Dimensions: 53 x 53cm
- Couleur: bleu
- Lavable en machine à 40°
- Matériaux: 100% caoutchouc naturel

SKU: 10149
Prix: 40.00 CHF TVA incluse



2. MOBILITÉ

ACCESSOIRE DE MOBILITÉ



RAMPE AMOVIBLE

- Disponible en Standard, L, XL ou XXL
- Matière: Fibre de verre renforcée
- Longueur de rampe: 137cm (XL)
- Largeur hors tout: 92cm (XL)
- Largeur intérieure: 80cm (XL)
- Capacité max.: 300kg
- Couleurs contrastées
- Poids: 11kg (XL)



SKU: 20125

Prix: 680.00 CHF TVA incluse



TALONNETTE ANTI-GLISSE CLOUTÉE (PAIRE)

- M pour les tailles de chaussures 35-40
- L pour chaussures de taille 41-46

Image	SKU	Modèle	Prix
	20082	Large	50.00 CHF TVA incluse
	20083	Medium	50.00 CHF TVA incluse

Prix: 50.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR CADRE DE MARCHÉ



CADDIE BUCKINGHAM POUR CADRE DE MARCHÉ

- Dimensions plateau: 45,5x31 cm
- Largeur sans plateau: 43,5cm
- Hauteur: 20cm
- Poids total: 0,94kg (0,56Kg panier, 0,38Kg plateau)
- Poids max.: 2kg
- Couleur: Gris


SKU: 20103
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



FILET POUR CADRE DE MARCHÉ

- Dim. (Lxl): 39x34cm
- Poids: 0,06kg

SKU: 20031
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



PANIER POUR CADRE DE MARCHÉ

- Longueur: 40,5cm
- Largeur: 15cm
- Profondeur: 18cm
- Poids: 0,4kg
- Poids max.: 4,5kg

SKU: 20029
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



PATINS POUR CADRE DE MARCHÉ (PAIRE)

- Pour montage sur tube diamètre 25mm
- Poids: 0,13kg
- Conditionnement: La paire

SKU: 20030
Prix: 20.00 CHF TVA incluse



ROUES AVANT FIXES POUR CADRE DE MARCHÉ ESCORT (PAIRE)

- Diamètre des roues: 11,4cm
- Compatible: Réf. 20078

SKU: 20079
Prix: 40.00 CHF TVA incluse



ROUES AVANT FIXES POUR CADRE DE MARCHÉ (PAIRE)

- Diamètre des roues: 10cm
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Compatible: Réf. 20013 à 20028

SKU: 20086

Prix: 40.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR CANNE



ACCROCHE-CANNE

Aucune spécification

SKU: 20053
Prix: 10.00 CHF TVA incluse



CRAMPON POUR CANNE (UNITAIRE)

Aucune spécification

SKU: 20065
Prix: 10.00 CHF TVA incluse



DRAGONNE POUR CANNE

- Hauteur: 110-130cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 20054
Prix: 10.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT AVEC AIMANT INTÉGRÉ

- Restriction utilisateur: non utilisable par enfant -12ans et personne ayant un pacemaker
- Matière: Silicone (sans Latex)
- Couleur: Noir

SKU: 20139
Prix: 50.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT DE CANNE (PAIRE)

- Matière: Néoprène avec fermeture velcro
- Couleur: Noir

SKU: 20071
Prix: 25.00 CHF TVA incluse



SUPPORT BÉQUILLES OU CANNES

- Diamètre de pied : 22.5 x 14.5cm
- Hauteur : 67.5cm
- Poids: 3kg

SKU: 20150

Prix: 85.00 CHF TVA incluse



ACCESSOIRE POUR ROLLATOR



ACCROCHE-CANNE POUR ROLLATOR BANJO ET ACTIO2

A fixer soi-même

SKU: 20085
Prix: 50.00 CHF TVA incluse



LAMPE SILVERLUX

- Lampes à LED blanches
- Alimentation: 2 piles AAA 1.5V (non fournies)
- Largeur: 3.8cm
- Profondeur: 5.9cm
- Hauteur: 8.5cm
- S'installe sans outil sur toutes formes tubulaires de 20 à 26mm

SKU: 20121
Prix: 45.00 CHF TVA incluse



PARAPLUIE AUTOMATIQUE DE Ø104CM POUR ROLLATOR

- Parapluie automatique
- Diamètre: 104cm
- Couleur: Bleu foncé


SKU: 20095
Prix: 120.00 CHF TVA incluse



PORTE BOUTEILLE MOBIO

- Système d'attache de la bouteille par bandes Velcro
- S'installe sur toutes formes tubulaires

SKU: 20122
Prix: 180.00 CHF TVA incluse



PORTE CANNE POUR ROLLATOR

- Poids: 0.115kg
- Compatible: Rollator 103, 105, 106, 110 et 111

SKU: 20092
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



SACOCHÉ DE COURSE "CLASSIC" POUR ROLLATOR BRADO

- Hauteur: 30cm
- Longueur: 30cm
- Largeur: 15cm
- Poids max.: 5kg
- Couleur: Gris

SKU: 20099

Prix: 90.00 CHF TVA incluse



SKI POUR ROUES DE ROLLATOR

- Plage largeurs de roues 2-7cm
- Plage diamètres de roues 15-30cm

SKU: 20113

Prix: 180.00 CHF TVA incluse

CADRE DE MARCHÉ



CADRE DE MARCHÉ BRIO

- Largeur totale: 60cm
- Largeur entre poignées: 43cm
- Profondeur: 43cm
- Profondeur plié: 11cm
- Poids max. utilisateur: 135kg

Option

- Roues: Réf.20035

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	SKU	Modèle	Option	Hauteur	Prix
	20033	Adulte	Poids: 3kg	77-95cm	140.00 CHF TVA incluse
	20034	Enfant	Poids: 2.5kg	64-82cm	140.00 CHF TVA incluse

Prix: 140.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHÉ DAYS

- Disponible avec ou sans roues
- Hauteur: Selon modèle
- Largeur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Compatible: Réf. 20030

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	SKU	Modèle	Option	Hauteur	Largeur	Prix
	20013	Standard	Sans roues	80-88cm	66cm	140.00 CHF TVA incluse
	20014	Standard	Avec 2 roues	80-88cm	66cm	160.00 CHF TVA incluse
	20015	Standard	Sans roues	90-98cm	67cm	140.00 CHF TVA incluse
	20016	Standard	Avec 2 roues	90-98cm	67cm	160.00 CHF TVA incluse
	20017	Profond	Sans roues	70-78cm	65cm	140.00 CHF TVA incluse
	20018	Profond	Avec 2 roues	70-78cm	65cm	160.00 CHF TVA incluse
	20019	Profond	Sans roues	80-88cm	66cm	140.00 CHF TVA incluse

Image	SKU	Modèle	Option	Hauteur	Largeur	Prix
	20020	Profond	Avec 2 roues	80-88cm	66cm	160.00 CHF TVA incluse
	20021	Profond	Sans roues	90-98cm	67cm	140.00 CHF TVA incluse
	20022	Profond	Avec 2 roues	90-98cm	67cm	160.00 CHF TVA incluse
	20023	Etroit	Sans roues	72-80cm	48cm	140.00 CHF TVA incluse
	20024	Etroit	Avec 2 roues	72-80cm	48cm	160.00 CHF TVA incluse
	20025	Etroit	Sans roues	83-91cm	48cm	140.00 CHF TVA incluse
	20026	Etroit	Avec 2 roues	83-91cm	48cm	160.00 CHF TVA incluse
	20027	Etroit	Sans roues	90-98cm	51cm	140.00 CHF TVA incluse
	20028	Etroit	Avec 2 roues	90-98cm	51cm	160.00 CHF TVA incluse

Prix: 140.00 CHF – 160.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHÉ LÉGER ESCORT

- Hauteur Sol-Poignées: 77-85cm
- Largeur totale: 62cm
- Largeur entre poignées: 48cm
- Profondeur: 40cm
- Poids: 1.8kg
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 20078

Prix: 140.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHÉ LÉGER, PLIABLE, DEUX NIVEAUX

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur entre les poignées: 45cm
- Largeur totale: 54cm
- Profondeur: 55cm
- Profondeur plié: 11cm
- Poids: 2.5kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20080

Prix: 140.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHÉ RENFORCE À ROULETTES

- Largeur: 66cm
- Profondeur: 60cm
- Réglage en hauteur: 81 à 99cm
- Epaisseur plié: 10cm
- Poids cadre: 8.3kg
- Poids max. utilisateur: 227kg

SKU: 20032


Prix: 270.00 CHF TVA incluse

CANNE



BATON DE MARCHÉ

- Hauteur réglable: 64 à 135cm
- Capsule en caoutchouc: Ø intérieur 1.2cm
- Poids maxi utilisateur: 100kg
- Poids: 0.33kg

Image	SKU	Option	Prix
	20134	Couleur: Noir	50.00 CHF TVA incluse
	20135	Couleur: Rouge	50.00 CHF TVA incluse

Prix: 50.00 CHF TVA incluse



BÉQUILLE AXILLAIRE (PAIRE)

- Hauteur: 112-132cm ou 133-153cm
- Poids max. utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

SKU: 20055
Prix: 95.00 CHF TVA incluse



CANNE AVEC APPUI POUR ARTHRITIQUE (PAIRE)



- Hauteur: 96-121cm
- Poids: 1.4kg
- Conditionnement: Par paire
- Poids max. utilisateur: 160kg

SKU: 20056
Prix: 180.00 CHF TVA incluse



CANNE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Hauteur poignée: 77.5-91cm
- Diamètre pieds: 1.9cm
- Poids: 0.355kg
- Couleur: Noire anodisée
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	SKU	Modèle	Matière	Prix
	20050	Poignée: droite	Aluminium	48.00 CHF TVA incluse
	20051	Poignée: gauche	Aluminium	48.00 CHF TVA incluse

Prix: 48.00 CHF TVA incluse



CANNE DE GENOUX MAIN LIBRE

- Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1.47 à 1.98m
- Réglage au niveau de la cuisse: Ø39 à 71cm
- Hauteur: 42.5cm
- Largeur: 20.5cm
- Longueur: 14cm
- Poids: 2.3kg
- Charge max. utilisateur: 125kg

SKU: 20124

Prix: 370.00 CHF TVA incluse



CANNE EN BOIS, POIGNÉE COURBE EN T, 90CM

- Hauteur poignée: 90cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.300kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20045

Prix: 38.00 CHF TVA incluse



CANNE EN BOIS, POIGNÉE EN T, 97.5CM

- Hauteur poignée: 97.5cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.300kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20047

Prix: 38.00 CHF TVA incluse



CANNE PARAPLUIE

- Hauteur sol/poignée: 83 à 90cm
- Poids: 525g
- Poids max. utilisateur: 90kg

SKU: 20133

Prix: 80.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE

- Hauteur poignée: 82-92cm
- Pliage en 4 morceaux
- Longueur pliée 30cm
- Poids 345g
- Poids maxi utilisateur: 100kg

SKU: 20068

Prix: 48.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR



- Hauteur poignée: 84-94cm
- Poids: 0.355kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20052
Prix: 48.00 CHF TVA incluse



CANNE SILENCIEUSE

- Hauteur poignée: 79-101.5cm
- Diamètre pieds: 1.9cm
- Poids: 0.320kg
- Couleur: Noire anodisée
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	SKU	Modèle	Matière	Prix
	20049	Poids: 100kg	Aluminium	48.00 CHF TVA incluse
	20100	Poids: 135kg	Aluminium	55.00 CHF TVA incluse

Prix: 48.00 CHF – 55.00 CHF TVA incluse



CANNE TRIPODE AVEC SIÈGE

- Hauteur sol/poignée: 53.5cm
- Hauteur pliée: 87cm
- Dimensions siège: 23x19.5cm
- Matériaux: Aluminium
- Poids: 820g
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20132
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



CANNE TWIST AND LIGHT

- Hauteur sol/poignée: 73 à 95cm (personne de 1m45 à 1m90)
- Longueur poignée: 14.8cm
- 2 piles AA non fournies
- Eclairage LED: 70 lux 0.5W
- Matériaux: aluminium
- Pied anti-bascule
- Poids: 590g
- Poids max. utilisateur: 90kg

SKU: 20131
Prix: 60.00 CHF TVA incluse

CANNE ANGLAISE



CANNE ANGLAISE À POIGNÉE SOUPLE

- Hauteur poignée: 73.5 à 96cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre: 2.2cm
- Couleur: Gris
- Poids: 635g
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 20063
Prix: 60.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE CROISSANT FERMÉ (PAIRE)

- Hauteur poignée: 74-96cm
- Double réglage
- Appui bras réglable: 24 à 32cm
- Poids: 0.86kg l'unité
- Poids max. utilisateur: 130kg

SKU: 20076
Prix: 98.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE SOUPLE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 76-96cm
- Longueur avant bras: 23cm
- Largeur avant bras: 9cm
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Poignée anatomique souple

Image	SKU	Option	Prix
	20074	Couleur: Noir	85.00 CHF TVA incluse
	20075	Couleur: Rouge	85.00 CHF TVA incluse
	20091	Couleur: Gris	85.00 CHF TVA incluse

Prix: 85.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE BASIK (PAIRE)

- Hauteur poignée: 73-96cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 1.7cm
- Poids: 0.515kg
- Couleur: Noir
- Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 20.- CHF/mois

SKU: 20037
Prix: 46.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 76-96cm
- Longueur avant bras: 23cm
- Largeur avant bras: 9cm
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 140kg

Image	SKU	Option	Prix
	20106	Couleur: Bleu	46.00 CHF TVA incluse
	20107	Couleur: Aubergine	46.00 CHF TVA incluse
	20108	Couleur: Lila	46.00 CHF TVA incluse

Prix: 46.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE DOUBLE RÉGLAGE (PAIRE)



- Hauteur poignée: 70,5-98cm
- Diamètre pieds: 2.25cm
- Poids: 0.520kg
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 120kg

SKU: 20069
Prix: 60.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ENFANT (PAIRE)

- Croissant fermé
- Hauteur poignée: 46-73.5cm
- Diamètre pieds: 2cm
- Poids: 0.380kg
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 70kg

Image	SKU	Option	Prix
	20040	Croissant fermé	70.00 CHF TVA incluse
	20138	Croissant ouvert	70.00 CHF TVA incluse

Prix: 70.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE GRANDE TAILLE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 85-107cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.635kg
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Taille min. utilisateur: 1.80m

SKU: 20072

Prix: 46.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE PLIABLE (PIÈCE)

- Hauteur poignée: 73.5-93.5cm
- Diamètre pieds: 2.5cm
- Poids: 0.470kg
- Poids max. utilisateur: 90kg

SKU: 20042

Prix: 70.00 CHF TVA incluse


CANNE TRIPODE ET QUADRIPODE



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, LÉGÈRE, RÉGLABLE

- Hauteur réglable: 83-103cm
- Encombrement sol: 24x31cm
- Poids: 0.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20084
Prix: 95.00 CHF TVA incluse



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, RÉGLABLE

- Hauteur: 69-94cm
- Poids: 1.2kg
- Empreinte au sol: 13x13cm
- Poids max. utilisateur: 125kg

SKU: 20057
Prix: 70.00 CHF TVA incluse



CANNE QUADRIPODE À BASE LARGE, RÉGLABLE

- Hauteur: 74-100cm
- Poids: 1.2kg
- Empreinte au sol: 38x26x23cm
- Poids max. utilisateur: 125kg

SKU: 20058
Prix: 90.00 CHF TVA incluse



CANNE TRIPODE RÉGLABLE

- Hauteur poignée: 78-90
- Encombrement pieds: 31x27cm
- Diamètre pieds: 2cm
- Poids: 1.1kg
- Poids max. utilisateur: 90kg

SKU: 20070
Prix: 95.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL ROULANT



FAUTEUIL DE TRANSFERT 53CM

- Couleur: Rouge
- Prof. Siège: 41cm
- Prof. Totale: avec repose-pieds: 99.5cm (sans: 75cm)
- Haut. Siège: à l'avant: 51.5cm (49.5cm à l'arrière)
- Haut. Dossier: 40cm
- Haut. Accoudoir: 21.5cm
- Poids: 12kg (10.5kg sans repose-pied)
- Larg. entre accoudoirs: 46cm
- Larg. Siège: 53cm
- Larg. dépliée: 56cm (23cm replié)
- Poids max. utilisateur: 120kg

SKU: 20123

Prix: 320.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT ACTION1 R

- Largeur d'assise: 380/405/430/455/480/505mm
- Profondeur d'assise: 425mm
- Pente d'assise: 3°
- Hauteur d'assise: 495mm
- Angle de dossier: 7°
- Hauteur du dossier: 430mm
- Angle des potences: 80°
- UL: 330-460mm
- Hauteur des accoudoirs: 240mm
- Largeur hors-tout: Largeur d'assise + 195mm
- Largeur pliée hors-tout: 250mm
- Largeur hors-tout avec potence: 1085/1125mm
- Longueur hors-tout sans potence: 835/875mm
- Hauteur hors-tout: 950mm
- Poids du fauteuil: 17.5kg
- Poids de transport: 10kg
- Poids max. utilisateur: 125kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

SKU: 20062

Prix: 750.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT D200

- Largeur d'assise: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52cm
- Largeur totale: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72cm
- Longueur totale: 99.5, 104.5cm
- Hauteur réglable d'assise: 47, 50, 53cm
- Profondeur assise: 39.5 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 22, 24cm
- Hauteur dossier: 45-51cm
- Inclinaison dossier: 5°
- Largeur plié 30cm
- Matériaux: aluminium
- Poids: 16.5kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

SKU: 20060

Prix: 1'055.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE

- Largeur totale: 60.5cm
- Longueur totale: 95cm
- Hauteur totale: 85.5cm
- Hauteur plié: 34cm
- Roues AV: 17.5cm
- Roues ARR: 25cm
- Cercle retournement: 120cm
- Couleur: Aluminium
- Moteur: 24V, 200W
- Vitesse max: 6km/h
- Temps chargement: 5h
- Poids: 19.5kg Ss batterie
- Poids batterie: 3.3kg
- Poids max utilisateur: 100kg



SKU: 20149
Prix: 3'290.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER

- Largeur d'assise: 40, 45cm
- Largeur totale: 60, 65cm.
- Longueur totale: 105cm
- Hauteur d'assise: 50cm
- Profondeur assise: 43cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 68cm
- Hauteur dossier: 40cm
- Matériaux: aluminium
- Couleur: Argent métallisé
- Poids: 13kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg



SKU: 20142
Prix: 580.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT V100

- Largeur d'assise: 39, 42, 44, 46, 48, 50cm
- Largeur totale: 57, 60, 62, 64, 66, 68cm
- Longueur totale: 101cm
- Hauteur réglable d'assise: 48, 51, 54cm
- Profondeur assise: 43 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 22, 23, 24cm
- Hauteur dossier: 42cm
- Inclinaison dossier: 5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 18kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Freins tambours: inclus



SKU: 20143
Prix: 935.00 CHF TVA incluse



MONTE-ESCALIERS SUR CHENILLES

- Encombrement maximal: 144x67x99cm
- Puissance du moteur: 300W
- Puissance absorbée par le chargeur de batterie: 80W
- Alimentation du chargeur de batterie: 220 V
- Autonomie: 540 marches
- Autonomie avec indicateur de charge en réserve: 180 marches
- Mesure minimale de largeur des escaliers: 77cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en L: 98x98cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en U: 98x170cm
- Inclinaison maximum: 70% 35°
- Temp. d'utilisation et stockage: -20° + 50°
- Vitesse maximum: 15 marches/minute
- Poids total: 58kg
- Poids du timon: 12kg
- Poids du corps de la machine: 46kg
- Poids du chargeur de batterie: 0.7kg
- Poids maximum transportable: 130Kg
- Coloris: Bleu

Disponible à la location: 150.- CHF/Semaine

SKU: 20130

Prix: 4'600.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR À 2 ROUES



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE

- Hauteurs Sol-Poignées: 74-100cm
- Largeur totale: 53cm
- Hauteur siège: 55cm
- Poids: 5kg
- Diamètre des roues: 11cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

SKU: 20012
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER

- Hauteurs Sol-Poignées: 79-96cm
- Largeur totale: 58.5cm
- Profondeur: 65cm
- Hauteur siège: 52cm
- Couleur: Gris
- Poids: 5.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20119
Prix: 110.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE BARIATRIQUE

- Hauteurs Sol-Poignées: 76-94cm
- Largeur totale: 70cm
- Profondeur: 66cm
- Hauteur siège: 54cm
- Couleur: Rouge
- Poids: 5.6kg
- Poids maxi utilisateur: 227kg

SKU: 20140
Prix: 185.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR À 3 ROUES



ROLLATOR 3 ROUES 240

- Hauteurs Sol-Poignées: 82.5-93cm
- Largeur totale: 66cm
- Poids: 7.7kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Poids max. utilisateur: 125kg
- Couleur: Selon modèle

SKU: 20008

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 3 ROUES DELTA

- Hauteurs Sol-Poignées: 81-94cm
- Largeur totale: 67cm
- Poids: 6kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Couleur: Bordeaux
- Poids max. utilisateur: 135kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

SKU: 20039

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 3 ROUES LÉGER

- Hauteurs Sol-Poignées: 83-93cm
- Largeur totale: 68.5cm
- Poids: 5kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 125kg

Image	SKU	Option	Prix
	20011	Couleur: Bleu	225.00 CHF TVA incluse
	20120	Couleur: Rouge	225.00 CHF TVA incluse

Prix: 225.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR À 4 ROUES



CADDIE DE SHOPPING LETT-460

- Hauteur: 100cm
- Profondeur: 63cm
- Largeur totale: 42cm
- Poids: 4,8kg
- Limite de charge du sac: 35kg
- Sacoche: 40L
- Sacoche isotherme: 6L
- Couleur: Lila

SKU: 20112
Prix: 175.00 CHF TVA incluse



CADDIE DE SHOPPING LETT-800

- Hauteurs totales: 86-89-93cm
- Largeur totale: 49cm
- Siège: 35x28cm
- Poids: 5.2kg
- Limite de charge du sac: 15kg
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	SKU	Option	Prix
	20104	Couleur: Bleu	225.00 CHF TVA incluse
	20105	Couleur: Grenat	225.00 CHF TVA incluse

Prix: 225.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES 286B

- Hauteur guidon/sol: 77 à 101cm
- Hauteur siège/sol: 61cm
- Largeur assise: 40cm
- Profondeur: 64.5cm
- Largeur hors tout: 61cm
- Roues: 190 x 47mm
- Poids maxi utilisateur: 120kg
- Poids avec panier: 11kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

SKU: 20128
Prix: 200.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL

- Hauteur poignées/sol: 103 à 115cm
- Hauteur siège/sol: 58cm
- Largeur entre poignées: 44cm
- Longueur: 76cm
- Largeur hors tout: 63cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 11kg avec panier et plateau
- Coloris: Gris

SKU: 20129
Prix: 520.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE 200KG

- Hauteur d'assise: 49-56cm
- Largeur d'assise: 55cm
- Largeur totale: 65cm
- Longueur totale: 75cm
- Profondeur assise: 41cm
- Hauteur réglable poignées: 83 à 102cm
- Poids maxi dans panier: 5kg
- Pente maxi: 15°
- Freins multifonctions
- Roues: 20cm
- Poids: 10.7kg
- Poids maxi utilisateur: 200kg



SKU: 20145

Prix: 530.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES BRADO

- Poids: 7.1kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids max. utilisateur: 150kg
- Hauteurs Sol-Poignées: Selon modèle
- Largeur totale: 60cm
- Hauteur siège et couleur: Selon modèle
- Livré avec sangle dorsale

Image	SKU	Modèle	Option	Hauteur	Assise	Prix
	20097	Medium	Couleur: Gris	78-102cm	Hauteur: 62.5cm	395.00 CHF TVA incluse
	20098	Small	Couleur: Blanc	67-82cm	Hauteur: 52.5cm	395.00 CHF TVA incluse

SKU: 20097

Prix: 395.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC CHAISE DE TRANSFERT

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur totale: 60cm
- Siège (Lxp): 33.5x32cm
- Hauteur siège: 56cm
- Poids: 8.8kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris argent
- Poids max. utilisateur: 160kg

SKU: 20094

Prix: 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR BREEZE

- Hauteurs Sol-Poignées: 83.5-94.5cm
- Largeur totale: 54cm
- Dimensions plateau: 29x39cm
- Poids max. sur plateau: 5kg
- Poids max. dans sac: 5kg
- Diamètre des roues: 17.75cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 100kg

SKU: 20101

Prix: 225.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR LET'S DREAM

- Largeur totale: 55cm
- Longueur totale: 63cm
- Hauteur plateau: 68cm
- Hauteur réglable poignées: 83 à 95cm
- Couleur: Noir
- Poids: 6.5kg

NOUVEAU

SKU: 20147

Prix: 410.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ECO LIGHT

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-95cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 76cm
- Hauteur d'assise: 55cm
- Profondeur d'assise: 34cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Poids inclus panier: 7.6kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

SKU: 20109

Prix: 205.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ÉLÉGANT

- Largeur totale: 57cm
- Largeur assise: 40.5cm
- Longueur totale: 64cm
- Hauteur assise: 59.5cm
- Hauteur réglable poignées: 78 à 96cm
- Roues AV: 24.5cm
- Roues ARR: 20cm
- Couleur: beige
- Poids: 6.2kg
- Poids max utilisateur: 130kg

NOUVEAU

SKU: 20148

Prix: 440.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES EN POSITION ASSISE

- Hauteur guidon/sol: 80 à 86cm
- Hauteur selle/sol: 67 à 88cm
- Longueur selle: 30cm
- Profondeur: 59cm
- Largeur hors tout: 43cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Poids: 4kg

SKU: 20127
Prix: 425.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER

- Hauteurs Sol-Poignées: 84-94cm
- Largeur totale: 62cm
- Siège (Lxp): 33.5x32cm
- Hauteur siège: 56.5cm
- Poids: 7.2kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids max. utilisateur: 165kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

Image	SKU	Option	Prix
	20002	Couleur: Rouge	280.00 CHF TVA incluse
	20003	Couleur: Bleu	280.00 CHF TVA incluse

Prix: 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT

- Hauteurs Sol-Poignées: 87.5-99.5cm
- Largeur totale: 62cm
- Siège (Lxp): 33.5x32cm
- Hauteur siège: 62cm
- Poids: 7.3kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Bleu
- Poids max. utilisateur: 165kg

SKU: 20004
Prix: 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER MINI VIOLET

- Hauteurs Sol-Poignées: 78-90cm
- Largeur totale: 62cm
- Siège (Lxp): 35x32cm
- Hauteur siège: 53.5cm
- Poids: 7kg
- Couleur: Violet
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids max. utilisateur: 165kg

SKU: 20115
Prix: 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER ULTRA MINI VIOLET

- Hauteurs Sol-Poignées: 77-87cm
- Largeur totale: 62cm
- Couleur: Violet
- Siège (Lxp): 35x32cm
- Hauteur siège: 50cm
- Poids: 6kg
- Diamètre des roues: 15cm
- Poids max. utilisateur: 165kg

SKU: 20116

Prix: 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES NIP GLIDE

- Matière: Cadre en aluminium
- Utilisation polyvalente intérieure et extérieure
- 4 roues avec suspension
- Hauteur des poignées: 75 à 95cm
- Rollator Pliable facilement à une main
- Largeur: 53cm
- Profondeur: 60cm
- Hauteur d'assise: 50cm
- Diamètre roues: 16cm
- Encombrement plié: 80x53x26cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7kg
- Couleur: Anthracite

SKU: 20126

Prix: 365.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES PULSE

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-95cm
- Largeur totale: 62cm
- Largeur entre poignées: 46cm
- Largeur siège: 43cm
- Siège souple profondeur: 22cm
- Hauteur siège: 56cm
- Poids: 7.9kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Bleu
- Poids max. utilisateur: 136kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

SKU: 20102

Prix: 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES QUAVA

- Hauteur d'assise: 54cm
- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 65.5cm
- Largeur totale plié: 28cm
- Longueur totale: 71cm
- Profondeur assise: 22.5cm
- Hauteur réglable poignées: 81 à 95.5cm
- Largeur entre poignées: 49cm
- Poids maxi dans panier: 5kg
- Pente maxi: 8.5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 7.7kg
- Poids maxi utilisateur: 136kg

SKU: 20144

Prix: 340.00 CHF TVA incluse





ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE

- Hauteurs Sol-Poignées: 83-94cm
- Largeur totale: 67cm
- Siège (Lxp): 48x35.5cm
- Hauteur siège: 59cm
- Poids: 12.3kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Bleu
- Poids max. utilisateur: 178kg

SKU: 20006

Prix: 375.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE

- Hauteurs Sol-Poignées: 88.5-99cm
- Largeur totale: 77cm
- Siège (Lxp): 48x35.5cm
- Hauteur siège: 55cm
- Poids: 13.5kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Rouge
- Poids max. utilisateur: 317kg

SKU: 20007

Prix: 375.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-95cm
- Largeur totale: 62cm
- Siège (Lxp): 45x23cm
- Hauteur siège: 60cm
- Poids: 8.2kg
- Roues PU diamètre 31cm
- Couleur: Vert
- Poids max. utilisateur: 150kg



SKU: 20096

Prix: 450.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER CARBON

- Hauteur d'assise: 60cm
- Largeur d'assise: 42cm
- Largeur totale: 63cm
- Largeur replié: 25cm
- Longueur totale: 74cm
- Ecartement poignées: 35.5cm
- Hauteur réglable poignées: 79 à 91cm
- Freins multifonctions
- Couleur: Noir
- Roues: 20cm
- Poids: 4.8kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg



SKU: 20146

Prix: 756.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER MEDIUM

- Hauteurs Sol-Poignées: 87-97cm
- Largeur totale: 63cm
- Largeur siège: 45cm
- Hauteur siège: 60cm
- Dimensions plié: 65x16cm
- Poids: 5,6kg
- Couleur: Brun
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids maxi utilisateur: 120kg

SKU: 20118

Prix: 320.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER SMALL

- Hauteurs Sol-Poignées: 77-87cm
- Largeur totale: 61cm
- Largeur siège: 45cm
- Hauteur siège: 53cm
- Dimensions plié: 65x16cm
- Poids: 5,6kg
- Couleur: Champagne
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids maxi utilisateur: 120kg

SKU: 20117

Prix: 320.00 CHF TVA incluse

SCOOTER



SCOOTER COMET®PRO

- Largeur hors tout: 665-685mm
- Longueur hors tout: 1450mm
- Poids du Scooter: 136kg
- Poids Max. utilisateur: 160kg
- Franchissement: 100mm
- Autonomie: 55km
- Vitesse: 15km/h
- 10 coloris à choix

SKU: 20114

Prix: 4'850.00 CHF TVA incluse



SCOOTER ORION METRO


- Largeur hors tout: 660mm
- Longueur hors tout: 1240mm
- Poids du Scooter: 103kg
- Poids Max. utilisateur: 136kg
- Franchissement: 80mm
- Autonomie: 54km
- Vitesse: 10km/h
- 10 coloris à choix

SKU: 20141

Prix: 3'950.00 CHF TVA incluse

3. REPOS

AUTOUR DU LIT



ARCEAU DE LIT STATIO

- Hauteur: 33cm
- Largeur: 56cm
- Profondeur: 36cm
- Couleur: Blanc

SKU: 30009
Prix: 48.00 CHF TVA incluse



ECHELLE DE LIT

- Longueur totale: 300cm
- Poids: 0.285kg
- Longueur échelon: 20cm
- Ø échelon: 2.5cm
- Distance entre chaque échelon: 18cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 114kg

SKU: 30016
Prix: 32.00 CHF TVA incluse



LÈVE-DRAP

- Hauteur: 57cm
- Largeur: 52cm
- Largeur sous matelas: 72cm
- Profondeur: 44cm
- Couleur: Blanc

SKU: 30010
Prix: 60.00 CHF TVA incluse



LÈVE-DRAP PLIABLE

- Hauteur: 51cm
- Longueur: 50cm
- Largeur: 21cm
- Poids max.: 5kg

SKU: 30024
Prix: 60.00 CHF TVA incluse



LÈVE-PIED

- Longueur: 91.5cm
- Poids: 0.12kg

SKU: 30015
Prix: 32.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-BUSTE ARESTE

- Hauteur dossier: 59cm
- Largeur: 63cm
- Profondeur cadre: 46.6cm
- Poids min. utilisateur: 50kg
- Poids max. utilisateur: 110kg

SKU: 30008

Prix: 70.00 CHF TVA incluse


BARRE DE REDRESSEMENT



BARRE DE REDRESSEMENT

- Longueur base: 70cm
- Largeur base: 62.5cm
- Hauteur: 48cm
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc


SKU: 30011
Prix: 120.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT 2 EN 1

- Longueur base: 61.5cm
- Largeur base: 33.5cm
- Hauteur totale: 51.5cm
- Epaisseur base: 1.5cm
- Poids du produit: 3.5kg
- Poids max. utilisateur: 160kg

SKU: 30012
Prix: 120.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

- Plaque de base à l'extrémité de la main courante: 81cm
- Plaque de base: 51x16.5cm
- Hauteur du cadre (point le plus bas): 40cm
- Hauteur du cadre (point le plus élevé): 74cm
- Réglage de la largeur lit simple: 76.2 à 122cm
- Réglage de la largeur lit double: 137.2 à 152.5cm
- Matière: acier revêtu epoxy
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 127kg

SKU: 30053
Prix: 250.00 CHF TVA incluse



BARRE LATÉRALE CANOLI

- Dimensions: 68x42x32cm
- Poids: 2.35kg
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Couleur: Blanc

SKU: 30056
Prix: 140.00 CHF TVA incluse



POIGNÉES DE LIT

- Longueur: 98-143cm
- Hauteur: 44.5cm
- Poids: 4.5kg
- Poids max. utilisateur: 106kg

SKU: 30013
Prix: 120.00 CHF TVA incluse



POTENCE SUR PIED

- Hauteur totale: 200-220cm
- Hauteur de réglage du triangle: 125-148cm
- Largeur totale: 70cm
- Longueur du pied: 120cm
- Poids max. traction: 80kg

SKU: 30017

Prix: 250.00 CHF TVA incluse

BARRIÈRE DE LIT



BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE ET RÉGLABLE

- Hauteur depuis la base matelas: 58.4cm
- Écartement entre les rails: 7.6cm
- Longueur réglable: 66-86.3-106.6cm
- Poids: 6.35kg

SKU: 30039
Prix: 324.00 CHF TVA incluse




BARRIÈRE DE LIT ESCAMOTABLE

- Hauteur dessus matelas: 41cm
- Dimensions cadre sous matelas: 90x40cm
- Couleur: acier laqué Blanc
- Longueur barrière: 90cm

SKU: 30061
Prix: 280.00 CHF TVA incluse

COUSSIN



COUSSIN À CELLULES PNEUMATIQUES

- Dimensions: 40x40cm ou 40x45cm
- Hauteur: 7cm
- Poids max. utilisateur: 120kg

SKU: 30031
Prix: 480.00 CHF TVA incluse



COUSSIN À EAU

- Dimensions: 43x48cm
- Poids coussin rempli: 9kg
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Livré avec kit de remplissage


SKU: 30032
Prix: 100.00 CHF TVA incluse



COUSSIN BOUÉE EN MOUSSE

- Hauteur: 9cm
- Profondeur: 43cm
- Ø extérieur: 43cm
- Poids coussin: 1kg
- Ø intérieur: 12.5cm
- Matière: Polyuréthane Elastoflex
- Livré avec housse en coton

SKU: 30034
Prix: 95.00 CHF TVA incluse



COUSSIN BOUÉE EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

- Dimension: diamètre 43cm
- Poids coussin: 0.89kg

SKU: 30045
Prix: 135.00 CHF TVA incluse



COUSSIN/DISQUE ROTATIF

- Dimensions: diamètre 38cm
- Poids: 0.26kg
- Couleur: Bleu

SKU: 30019
Prix: 128.00 CHF TVA incluse



COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN

- Diamètre: 39cm
- Hauteur: 4cm
- Charge max. utilisateur: 90kg

SKU: 30057
Prix: 90.00 CHF TVA incluse



COUSSIN FLO-TECH CONTOUR VISCO

- Hauteur assise: 9cm
- Profondeur coussin: 40,5, 43, 45,5, 53, 56cm
- Largeur coussin: 35,5, 38, 40,5, 43, 45,5, 48, 50,5, 60cm
- Poids à partir de: 1,6kg
- Revêtement lavable en machine: 80°C
- Poids max. utilisateur: 125kg

SKU: 30027
Prix: 360.00 CHF TVA incluse



COUSSIN GEL MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

- Hauteur: 9cm
- Profondeur: 43cm
- Largeur total: 43cm
- Poids coussin: 1,4kg
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Housse Pu/Jersey
- Housse lavable jusqu'à 90°

SKU: 30040
Prix: 214.00 CHF TVA incluse



COUSSIN GELTOP

- Hauteur: 5,5cm
- Profondeur coussin: 40 ou 43cm
- Largeur coussin: 40 ou 45cm
- Poids max. utilisateur: 95kg
- Livré avec housse

Image	SKU	Assise	Prix
	30041	40x40x5,5cm	214.00 CHF TVA incluse
	30042	43x45x5,5cm	245.00 CHF TVA incluse

Prix: 214.00 CHF – 245.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE ALOVA GALBÉ

- Hauteur: 9 et 10cm
- Hauteur au fond du galbe: 6 à 7cm
- Profondeur: 40, 41, 43, 44, 47, 50cm
- Largeur total: 38, 40, 43, 45, 50, 52, 54 56, 60cm
- Poids max. utilisateur: 90 à 200kg selon taille
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Lavable jusqu'à 90°
- Livré avec housse

Image	SKU	Modèle	Longueur	Largeur	Prix
	30028	Poids: 90kg	41cm	40cm	200.00 CHF TVA incluse
	30029	Poids: 120kg	44cm	45cm	200.00 CHF TVA incluse
	30030	Poids: 100kg	43cm	43cm	200.00 CHF TVA incluse

Prix: 200.00 CHF TVA incluse



COUSSIN RELÈVE-JAMBES

- Dimensions: 78x50x22cm, pour une personne d'au moins 165cm

SKU: 30055

Prix: 160.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL DE REPOS



FAUTEUIL DE REPOS ALTITUDE

- Largeur siège: 38, 40, 42, 44, 48cm
- Largeur siège XXL: 55, 60cm
- Largeur hors tout: 71cm
- Largeur hors tout XXL: 79cm
- Profondeur siège: 44, 46, 48cm
- Profondeur siège XXL: 51cm
- Profondeur hors tout: 109cm
- Profondeur hors tout XXL: 115cm
- Inclinaison siège: 0 à 40°
- Hauteur dossier: 79, 81, 83cm selon Ht de coussin 10, 8, 6cm
- Hauteur totale: 129 à 134cm
- Poids: 34kg
- Poids XXL: 38kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids max. utilisateur XXL: 150kg



SKU: 30064

Prix: 1'880.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE

- Largeur siège: 50cm
- Largeur hors tout: 63.5cm
- Profondeur siège: 48cm
- Profondeur hors tout: 88.5cm (y compris poignée)
- Hauteur siège: 50cm
- Hauteur dossier: 75cm
- Hauteur totale: 126cm
- Inclinaison dossier: 0 à 45°
- Accoudoirs réglables: 15 à 21cm
- Poids: 34.7kg
- Poids max. utilisateur: 130kg



SKU: 30063



Prix: 1'720.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL RELEVEUR



FAUTEUIL RELEVEUR ONTARIO

- Réglage synchrone du dossier et repose-jambes
- Angle de dossier réglable de 26° à 43°
- Télécommande a fil
- Poche latérale
- Largeur 80cm, Profondeur 84cm, Hauteur 116cm
- Hauteur accoudoirs: 15cm
- Hauteur dossier: 69.5cm
- Hauteur assise: 50cm
- Largeur assise: 46.5cm
- Profondeur assise: 45cm
- Poids: 49.6kg
- Matière: tissu ou simili cuir (skai)
- Couleur: Tissu: Brun, Beige, Rouge ou Bleu / Skai: Brun, Noir ou Taupe
- Poids max.: 150kg

Image	SKU	Modèle	Prix
	30037	1 moteur	1'420.00 CHF TVA incluse
	30054	2 moteurs	1'620.00 CHF TVA incluse

Prix: 1'420.00 CHF – 1'620.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL RELEVEUR ULYSSE XL (2 MOTEURS)

- Hauteur: 107cm
- Profondeur assise: 53cm
- Hauteur assise: 46cm
- Largeur assise: 57cm
- Largeur hors tout: 77cm
- Longueur dépliée: 168cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

SKU: 30038

Prix: 1'990.00 CHF TVA incluse

LIT ÉLECTRIQUE



LIT ÉLECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL XXL

- Lit à trois moteurs
- Réglage électrique de la hauteur: 370 à 805mm
- Surface de couchage: 1200mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1330mm x 2080mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 275kg

SKU: 30025
Prix: 3'910.00 CHF TVA incluse



LIT ÉLECTRIQUE LUNA 2 - SOMMIER BOIS OU MÉTAL

- Lit à quatre moteurs
- Hauteur sommier: 330mm ou 400mm
- Réglage électrique de la hauteur: 400 à 800mm ou 330 à 730mm
- Surface de couchage: 900mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1020mm x 2170mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 175kg

SKU: 30001
Prix: 1'910.00 CHF TVA incluse



LIT MÉDICALISÉ ULTRA BAS

- Tension: 24V
- Largeur lit: 90cm
- Largeur hors tout: 102.5cm
- Longueur lit: 200cm
- Longueur hors tout: 218cm
- Hauteur couchage: 205 mm à 615 mm
- Poids: 96kg
- Poids max. utilisateur: 175kg

SKU: 30058
Prix: 2'950.00 CHF TVA incluse




MATELAS



COMPRESSEUR POUR SURMATELAS À AIR

- Hauteur: 14cm
- Dimensions totales: 27x15cm
- Poids utilisateur: 50 à 100kg
- Vendu sans Surmatelas (Utilisable avec réf: 30006)


SKU: 30005
Prix: 275.00 CHF TVA incluse



MATELAS À AIR PROTECTOR 3

- Hauteur: 11cm
- Largeur: 85cm
- Longueur: 280cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC – PU – PA
- Poids: 4.7kg
- Poids maxi utilisateur: 140kg
- Avec Compresseur

SKU: 30060
Prix: 720.00 CHF TVA incluse



MATELAS TRIPORTANCE ANTI-ESCARRE ALOVA

- Lit de Dimensions: 90x200cm
- Housse: romust PU HD, ouverture 3 cotés
- Densité: 80kg/m³ (partie viscoélastique)
- Normes feu: EN 597-1 et 2
- Poids max. utilisateur: 180kg

SKU: 30004
Prix: 696.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR ESKAL

- Hauteur: 7cm
- Dimensions totales: 194 x 89cm
- Poids mini utilisateur: 50kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg
- Sans Compresseur (Utilisable avec réf: 30005)

SKU: 30006
Prix: 85.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR PROTECTOR 1

- Hauteur: 6.5cm
- Largeur: 90cm
- Longueur: 200cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Avec Compresseur

SKU: 30062
Prix: 280.00 CHF TVA incluse

RELEVEUR DE MEUBLE



RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT 4 PIÈCES)

- Hauteur: 10cm
- Logement intérieur: 9x9cm
- Ouvertures coté: 3cm
- Socle: 15.5x15.5cm
- Surélévation: 7cm
- Poids: 178g
- Matière: plastique
- Couleur: Noir
- Poids max.: 150kg

SKU: 30052
Prix: 80.00 CHF TVA incluse



RELEVEUR DE MEUBLE (KIT 4 PIÈCES)

- Hauteurs: Variable de 7.5 / 10 / 12.5cm
- Diamètre minimum: 1.9cm
- Poids max.: 500kg
- Ø pieds meubles: Selon modèle

Image	SKU	Option	Prix
	30047	Ø20-38mm	95.00 CHF TVA incluse
	30048	Ø30-50mm	95.00 CHF TVA incluse
	30049	Ø40-60mm	95.00 CHF TVA incluse

Prix: 95.00 CHF TVA incluse



RELEVEUR DE MEUBLE PANDA (KIT 4 PIÈCES)

- Poids max.: 380kg
- Hauteur: Selon modèle

Modèle **cube**

- Dimensions: 9x9x9cm
- Logements: ø3.2 / ø5.1 / ø7.6cm

Modèle **tour**

- Socle: 14.5x14.5cm
- Logement: ø7.6cm

Image	SKU	Hauteur	Prix
	30046	9cm	80.00 CHF TVA incluse
	30051	14cm	90.00 CHF TVA incluse

Prix: 80.00 CHF – 90.00 CHF TVA incluse

TABLE DE LIT



TABLE DE LIT À ROULETTES

- Hauteur: 70-110cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Dimension piétement: 40x60cm
- Hauteur piétement: 10.5cm
- Couleur: Plateau mélaminé imitation bois hêtre
- Poids: 7kg
- Poids max.: 10kg

SKU: 30021

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES ASSISTÉES

- Hauteur: 74.5-105.5cm
- Longueur: 92cm
- Largeur: 42cm
- Dimensions plateau fixe: 19x40cm
- Dimensions plateau relevable: 70x42cm
- Poids max.: 25kg
- Dégagement du lit: 9.5cm
- Largeur pour la chaise roulante: 70cm
- Couleur: Bleu

SKU: 30050

Prix: 420.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES BAYA

- Hauteur: 70-110cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Couleur: Plateau mélaminé Gris
- Emprise sol: 63 x 40cm
- Hauteur piétement: 8cm
- Poids max.: 10kg

SKU: 30023

Prix: 180.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES CERUSÉE

- Réglage hauteur plateau/sol: 61 à 94cm
- Dimensions plateau: 40x60cm
- Couleur: Piétement en U acier laqué blanc, plateau mélaminé cérusé Gris.
- Poids table: 8kg
- Poids maxi supporté: 10kg

SKU: 30059

Prix: 190.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES KAUMA

- Hauteur: 71-113cm
- Longueur plateau: 76.5cm
- Largeur plateau: 38.5cm
- Emprise sol: 70x39cm
- Poids max.: 10kg
- Plateau fixe
- Assistance hauteur

SKU: 30022

Prix: 190.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES PAUSA


- Hauteur: 72-116cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Couleur: Plateau mélaminé Gris
- Emprise sol: 66 x 40cm
- Hauteur piètement: 10cm
- Poids max.: 10kg

SKU: 30020

Prix: 180.00 CHF TVA incluse

4. AIDE/CONFORT

ACCESSOIRE D'AIDE/CONFORT



BARRE DE POCHE HANDY BAR

- Longueur: 23cm
- Matière: Acier inoxydable
- Poids: 300g
- Poids max. utilisateur: 159kg

SKU: 40024
Prix: 75.00 CHF TVA incluse



CEINTURE DE TRANSFERT TRANSAC

- Dimension: 105cm (6 sangles verticales et 5 horizontales)
- Matière: Polyester, boucle nylon
- Taille: S
- Poids: 300g

Image	SKU	Option	Prix
	40026	Taille S	160.00 CHF TVA incluse
	40027	Taille M	160.00 CHF TVA incluse
	40028	Taille L	160.00 CHF TVA incluse

Prix: 160.00 CHF TVA incluse



CHAUSSE PIED & ENLÈVE CHAUSSURE

- Hauteur: 75.5cm
- Largeur: 17cm
- Matière: Plastique


SKU: 40039
Prix: 45.00 CHF TVA incluse



CHAUSSE-PIED EXTRA LONG

- Matière: Plastique
- Longueur du manche: 78cm
- Poids: 79g

SKU: 40023
Prix: 25.00 CHF TVA incluse



CROCHET D'HABILLAGE

- Longueur: 52cm
- Poids: 260g

SKU: 40021
Prix: 20.00 CHF TVA incluse



DISQUE DE TRANSFERT TOURNANT

- Couleur: Noir
- Diamètre: 40.5cm
- Poids: 1kg
- Poids max. utilisateur: 115kg

SKU: 40011
Prix: 80.00 CHF TVA incluse



ENFILE BOUTON KINGS

- Poignée en plastique blanc profilée
- Longueur du fil: 9.7cm
- Longueur du manche: 12cm
- Poids: 80g

SKU: 40022
Prix: 20.00 CHF TVA incluse



OUVRE BOCAL

- Diamètre pots: 2.5 à 10cm
- Matière: plastique
- Couleur: blanc

SKU: 40038
Prix: 45.00 CHF TVA incluse



PLANCHE EN PLASTIQUE

- Dimensions: 18x25.5cm
- Matière: Plastique
- Poids: 190g
- Couleur: Blanc

SKU: 40025
Prix: 40.00 CHF TVA incluse



TALONNIÈRES (PAIRE)

- Dimensions: 26x18x14cm
- Sans latex

SKU: 40005
Prix: 86.00 CHF TVA incluse



TOURNE CLÉ DOUBLE

- Maximum 2 clés
- Manche ergonomique
- Couleur: Bleu
- Manche: 12cm

SKU: 40018
Prix: 20.00 CHF TVA incluse

AMÉNAGEMENT



BARRE DE SOUTIEN EXTÉRIEURE

- Longueur: 45cm
- Matériaux: Aluminium et plastique
- Couleur: marron
- Poids maxi utilisateur: 160 kg

SKU: 40037
Prix: 45.00 CHF TVA incluse



BARRE DE SOUTIEN TÉLÉSCOPIQUE GRIPO

- Longueur réglable: 210 à 300cm
- Longueur version courte: pour moins de 210cm
- Longueur version longue: pour moins de 260 à 320cm
- Diamètre Barre: 40mm
- Matériaux: Aluminium et plastique
- Poids: 4.5kg sans accessoire
- Charge maxi: 100kg horizontale au milieu
- Poids maxi utilisateur: 150kg

SKU: 40036
Prix: 528.00 CHF TVA incluse



BOITIER POUR CLÉ MASTER-LOCK

- Hauteur: 118mm
- Largeur: 90mm
- Profondeur: 34mm
- Volume intérieur: 91 x 64 x 28mm
- Poids: 400 g
- Matière: Aluminium

SKU: 40032
Prix: 60.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EXTÉRIEUR

- Hauteur réglable: 8.8 à 12.5cm
- Largeur marche: 75.5cm
- Profondeur marche: 44.5cm
- Matériaux: plastique noir
- Poids: 5.5kg
- Poids maxi: 318kg

Image	SKU	Option	Prix
	40034	Marchepied	210.00 CHF TVA incluse
	40035	Poignée	50.00 CHF TVA incluse

Prix: 50.00 CHF – 210.00 CHF TVA incluse

CHAISE CONFORT



CHAISE DE THÉRAPIE TANGO 100

- Embase: 55 x 55cm
- Assises: 44 x 44cm
- Hauteur d'assise: 40 à 67cm en 4 niveaux
- Rotation du siège: 360°
- Poids: 20kg
- Poids maxi: 160kg

SKU: 40031

Prix: 1'993.00 CHF TVA incluse



CHAISE HAUTE

- Encombrement des pieds au sol: 58x41cm
- Passage entre accoudoirs: 47cm
- Hauteur assise: 52 à 67cm
- Dimension assise (l x p): 36x29cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 5.3kg
- Poids maxi: 172kg

SKU: 40001

Prix: 220.00 CHF TVA incluse



CHAISE WIND AVEC ACCOUDOIRS

- Hauteur: 88cm
- Hauteur d'assise: 48cm
- Profondeur: 60cm
- Poids: 7.5kg
- Poids maxi: 200kg

SKU: 40033

Prix: 420.00 CHF TVA incluse

ENFILE CHAUSSETTES OU BAS



ENFILE BAS DE COMPRESSION DONNER

- Largeur: 20,5cm
- Hauteur: 31cm
- Couleur: Blanc
- Matière: Acier revêtu Epoxy

SKU: 40017
Prix: 70.00 CHF TVA incluse



ENFILE BAS DE COMPRESSION ROLYAN®

- Modèle: Grand
- Largeur: 15cm
- Hauteur: 14.5cm
- Poids: 200gr
- Couleur: Blanc

SKU: 40015
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE BAS ET CHAUSSETTES

- Matière: ABS

SKU: 40009
Prix: 20.00 CHF TVA incluse



ENFILE CHAUSSETTES

- Longueur: 23cm
- Poids: 0.08kg

SKU: 40029
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE COLLANT

- Matière: ABS

SKU: 40010
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE ET ENLÈVE CHAUSSETTES SOCK AID SET

Embout avec encoche:

- Longueur: 24cm
- Largeur: 10.5cm
- Epaisseur: 17cm
- Couleur: Bleue

Bâtonnet avec découpe:

- Longueur: 47.5cm
- Largeur: 15cm
- Epaisseur: 3.5cm
- Couleur: Bleue

SKU: 40014

Prix: 70.00 CHF TVA incluse



ENLÈVE BAS ET BAS DE COMPRESSION

- Patient: Mobile ou immobile
- Stable, robuste
- Très facile à utiliser
- Couleur: Magenta

SKU: 40016



Prix: 40.00 CHF TVA incluse

PINCE



PINCE ACCROCHEUSE

- Longueur: Selon modèle
- Poids: 0.3kg
- Extrémité crantée et aimantée

Image	SKU	Longueur	Prix
	40007	80cm	30.00 CHF TVA incluse
	40008	65cm	30.00 CHF TVA incluse

Prix: 30.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE TRANSFERT



PLANCHE DE TRANSFERT À 2 DÉCOUPES POUR LES MAINS

- Longueur: 76cm
- Largeur: 21cm
- Poids: 1.38kg
- Poids max. utilisateur: 190kg

SKU: 40012
Prix: 88.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE TRANSFERT COURBE

- Longueur: 77cm
- Largeur: 32.5cm
- Epaisseur: 0.45cm
- Poids: 1.1kg
- Poids maxi: 150kg

SKU: 40030
Prix: 125.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE TRANSFERT POLYVALENTE

- Largeur: 27cm
- Longueur: 60cm
- Poids maximum utilisateur: 127kg

SKU: 40020
Prix: 80.00 CHF TVA incluse

TABLE ROULANTE



TABLE ROULANTE AVEC FREINS

- Ø roulettes: 15cm
- Dimensions plateaux: 47x33cm
- Hauteur sol - poignée: 75,5 à 90.5cm
- Dimension totales (Lxl): 58.5x56cm
- Dimension plateaux (Lxl): 46x33cm
- Poids: 8kg
- Couleur: Beige
- Poids maxi: 125kg

SKU: 40003

Prix: 240.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE EN BOIS

- Ø roulettes: 7.5cm
- Hauteur totale: 97cm
- Largeur: 40cm
- Profondeur: 40cm
- Poids max.: 15kg

SKU: 40004

Prix: 240.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR

- Plateau: 46x33cm
- Hauteur min.-max.: 88-105cm
- Poids max. utilisateur: 125kg

SKU: 40002

Prix: 240.00 CHF TVA incluse

5. HYGIÈNE/INCONTINENCE

INCONTINENCE



ALÈSE ECONOMY BED PAD

- Dimensions: 85x90cm
- Largueur de rabat: 43cm
- Capacité d'absortion: 3.2L
- Poids: 1kg
- Lavable en machine à 75°C
- Mise en sèche-linge



SKU: 50002
Prix: 30.00 CHF TVA incluse



URINAL ANTI-REFLUX

- Capacité: 1L
- Matériaux: Polypropylène
- Couleur: Transparent
- Stérilisable: 130°C ou eau de javel

NOUVEAU

Image	SKU	Modèle	Prix
	50004	Homme	55.00 CHF TVA incluse
	50005	Femme	15.00 CHF TVA incluse

Prix: 15.00 CHF – 55.00 CHF TVA incluse



URINAL FEMME

- Couleur: Blanc
- Contenance: 1 litre

SKU: 50003
Prix: 30.00 CHF TVA incluse

9. DIVERS

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



PROTÉINE EASY PROT'99

- Ne contient pas d'additif artificiel
- Dissolution instantanée
- Garantie sans résidu, sans goût ni odeur après dissolution
- Conservation 24 mois à température ambiante
- Compatible Gluten, Diabète, Halal

SKU: 90016

Prix: 55.00 CHF TVA incluse



LÈVE-PERSONNE



GUIDON DE TRANSFERT TINA

- Diamètre du disque: 48cm
- Poids max.: 130kg
- Poids: 16kg

Disponible à la location: 65.- CHF/mois

SKU: 90015
Prix: 740.00 CHF TVA incluse



LÈVE-PERSONNE ÉLECTRIQUE BIRDIE EVO

- Longueur entraxe roues: 122cm
- Largeur intérieur pieds avants fermés: 64cm
- Largeur intérieur pieds avants ouverts: 102cm
- Hauteur sol-potence: 41.5-166cm
- Diamètre roues: 10cm
- Poids: 40kg
- Autonomie batterie: 40 cycles
- Rayon mini de rotation: 1.4m
- Hauteur cadre: 11.5cm
- Hauteur sol/sous cadre: 3.5cm
- Poids maxi: 180kg

SKU: 90001
Prix: 2'300.00 CHF TVA incluse



LÈVE PERSONNES VERTICALISATEURS ISA

- Longueur hors tout: 108cm
- Largeur hors tout fermé: 63.5cm
- Largeur intérieur pieds ouverts: 96cm
- Largeur intérieur pieds fermés: 49.5cm
- Diamètre roues: 10cm
- Autonomie batterie: 82 cycles
- Rayon mini de rotation: 1.26m
- Hauteur cadre: 11cm
- Hauteur sol/sous-cadre: 3.5cm
- Taille patient recommandée: 140-190cm
- Poids max.: 160kg
- Poids: 48kg

SKU: 90002
Prix: 2'600.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-PERSONNE PORTABLE HEBIX

- Poids 10.5kg

SKU: 90009
Prix: 1'300.00 CHF TVA incluse



SANGLES POUR LÈVE PERSONNE

- Lavable à 95°C
- Poids max.: Selon type (25 à 250kg)

SKU: 90003

Prix: 180.00 CHF TVA incluse

LUMINOTHÉRAPIE



LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TURBO

- Dist. traitement 40cm (2500lux), 20cm (10'000lux)
- Temps de traitement 30 à 120 minutes
- Dimensions H51.5xL19.5xP15cm
- Variateur de lumière (luminothérapie ou ambiance)
- Poids 3.15kg
- Indications: Blues de l'hiver, Déprime
- Indications: Troubles du sommeil, diff. d'endormissement
- Indications: Fatigue, hypersomnie, somnolence
- Indications: Manque d'énergie, diff. de concentration

SKU: 90007



Prix: 369.00 CHF TVA incluse

PÉDALIER D'EXERCICE



PÉDALIER D'EXERCICE

- Poids: 8kg
- Energie: 60W
- Dimensions: 50x46x38cm

Image	SKU	Option	Prix
	90011	Patient passif	375.00 CHF TVA include
	90013	Patient actif et passif	660.00 CHF TVA include

Prix: 375.00 CHF – 660.00 CHF TVA include



PÉDALIER D'EXERCICE AVEC DISPLAY

- Largeur: 47cm
- Profondeur: 37cm
- Hauteur: 24cm
- Poids: 2kg

SKU: 90004
Prix: 90.00 CHF TVA include



PÉDALIER D'EXERCICE DELUXE

- Largeur: 40cm
- Profondeur: 50cm
- Hauteur: 24cm
- Poids: 2kg

SKU: 90005
Prix: 80.00 CHF TVA include

VIE PRATIQUE



BALLE DE MASSAGE À PICOTS

- Diamètre: 9cm
- Couleur: Rouge

SKU: 90014

Prix: 15.00 CHF TVA incluse



PILULIER ÉLECTRONIQUE SUPER 8

- Longueur: 11cm
- Largeur: 6cm
- Profondeur: 3cm
- Poids: 130g
- Compartiments: 8
- Alarmes par jour: 8 (max.)

SKU: 90012

Prix: 80.00 CHF TVA incluse

