

Aaz solutions.ch

Moyens auxiliaires & paramédicaux

Spécialiste du maintien à domicile

Votre distributeur en Suisse romande
Clients professionnels et particuliers



CATALOGUE 2025

Contactez-nous au **022 362 80 89** ou
commandez en ligne sur notre shop
www.aazsolutions.ch

	<u>Bain / Douche / Toilettes</u>	<u>3</u>
	<u>Mobilité</u>	<u>29</u>
	<u>Repos</u>	<u>54</u>
	<u>Aide / Confort</u>	<u>68</u>
	<u>Hygiène / Incontinence</u>	<u>78</u>
	<u>Divers</u>	<u>79</u>

SOMMAIRE

1. Bain/Douche/Toilettes	3
<i>Barre d'appui</i>	3
<i>Brosse</i>	7
<i>Cadre de WC</i>	8
<i>Chaise de douche</i>	10
<i>Chaise percée</i>	12
<i>Chaise percée à roulette</i>	14
<i>Coussin pour WC</i>	15
<i>Marchepied</i>	16
<i>Planche de bain</i>	17
<i>Réhausse WC</i>	19
<i>Réhausse WC avec accoudoirs</i>	21
<i>Siège de bain</i>	23
<i>Siège de douche à fixer</i>	24
<i>Siège de transfert</i>	25
<i>Tabouret de douche</i>	26
<i>Tapis de bain</i>	28
2. Mobilité	29
<i>Accessoire de mobilité</i>	29
<i>Accessoire pour cadre de marche</i>	30
<i>Accessoire pour canne</i>	31
<i>Accessoire pour rollator</i>	32
<i>Cadre de marche</i>	34
<i>Canne</i>	36
<i>Canne anglaise</i>	40
<i>Canne tripode et quadripode</i>	42
<i>Fauteuil roulant</i>	43
<i>Rollator à 2 ou 3 roues</i>	46
<i>Rollator à 4 roues</i>	47
<i>Scooter</i>	53

3. Repos	54
<i>Autour du lit</i>	54
<i>Barre de redressement</i>	56
<i>Barrière de lit</i>	58
<i>Coussin</i>	59
<i>Fauteuil de repos</i>	62
<i>Fauteuil releveur</i>	63
<i>Lit électrique</i>	64
<i>Matelas</i>	65
<i>Releveur de meuble</i>	66
<i>Table de lit</i>	67
4. Aide/Confort	68
<i>Accessoire d'aide/confort</i>	68
<i>Aménagement</i>	70
<i>Chaise confort</i>	72
<i>Enfile chaussettes ou bas</i>	73
<i>Pince</i>	75
<i>Planche de transfert</i>	76
<i>Table roulante</i>	77
5. Hygiène/Incontinence	78
<i>Incontinence</i>	78
6. Divers	79
<i>Lève-personne</i>	79
<i>Pédalier d'exercice</i>	81
<i>Vie pratique</i>	82

1. BAIN/DOUCHE/TOILETTES

BARRE D'APPUI



BARRE D'APPUI À VENTOUSES STILEO

- Longueur: Selon modèle
- Capacité 30kg
- Couleur: Blanc

Image	UGS	Longueur	Prix
	10029	26cm	110.00 CHF TVA include
	10030	40cm	120.00 CHF TVA include
	10094	55cm	130.00 CHF TVA include

Prix : 110.00 CHF – 130.00 CHF TVA include



BARRE D'APPUI ACIER PLASTIFIÉ BLANC

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2,5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg



Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10022	30cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10023	40cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10024	60cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10086	60cm	8.9cm	40.00 CHF TVA include
	10103	45cm	3.8cm	40.00 CHF TVA include
	10174	80cm	3.8cm	45.00 CHF TVA include

Prix : 40.00 CHF – 45.00 CHF TVA include



BARRE D'APPUI CHROMÉE ANTIGLISSÉ

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10018	30cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10019	40cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10020	45cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10021	60cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10085	45cm	7.5cm	40.00 CHF TVA incluse
	10126	81cm	3.8cm	50.00 CHF TVA incluse
	10082	30cm	7.5cm	40.00 CHF TVA incluse
	10083	40cm	7.5cm	40.00 CHF TVA incluse

Prix : 40.00 CHF – 50.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI CHROMÉE LISSE

- Hauteur: Selon modèle
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10100	90cm	7.5cm	50.00 CHF TVA incluse
	10162	60cm	7.5cm	50.00 CHF TVA incluse

Prix : 50.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI COUDÉE 90° SYMÉTRIQUE

- Largeur: 55cm
- Hauteur: 55cm
- Profondeur: 9.3cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.1kg
- Matériaux: acier + peinture époxy
- Poids maxi utilisateur: 130kg



UGS : 10150
Prix : 65.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI EN ACIER PEINT ETROITE

- Longueur: 45cm
- Dégagement de la main: 6.5cm
- Diamètre du tube: 2.5cm
- Couleur: Blanc

Image	UGS	Longueur	Prix
	10080	45cm	30.00 CHF TVA incluse
	10143	30cm	25.00 CHF TVA incluse

Prix : 25.00 CHF – 30.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELÉ

- Hauteur: 5cm
- Longueur: Selon modèle
- Ø tube: 3.8cm
- Ø disques: 9.1cm

Image	UGS	Longueur	Prix
	10025	30cm	40.00 CHF TVA incluse
	10026	45cm	40.00 CHF TVA incluse
	10027	60cm	40.00 CHF TVA incluse

Prix : 40.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI PLASTIQUE COUDÉE 30CM

- Poids: 0.18kg
- Longueur: 33cm
- Poids max. utilisateur: 115kg
- Angle: 135°
- Couleur: Blanc

UGS : 10028
Prix : 50.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE

- Dimensions: 70x20x10cm
- Longueur: 70cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10032
Prix : 160.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED

- Poids: 4.1kg
- Longueur: 76cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Réglable en hauteur: 81-104cm
- Plaque de fixation: 30x12.5cm
- Couleur: Blanc

UGS : 10031
Prix : 200.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE COURTE

- Poids: 2.6kg
- Longueur: 55cm
- Ø tube: 2.5cm
- Poids max.: 67kg
- Plaque de fixation: 30x12.5cm
- Couleur: Blanc

UGS : 10129
Prix : 160.00 CHF TVA incluse



BARRE POUR ACCÈS À LA BAIGNOIRE IVY

- Poids: 1.6kg
- Hauteur: 48cm
- Réglable de 60 à 115mm d'épaisseur
- Couleur: Blanche
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS : 10075
Prix : 140.00 CHF TVA incluse

BROSSE



EPONGE À LONG MANCHE ANATOMIQUE

- Longueur totale: 57cm
- Manche adaptable à l'eau chaude

UGS : 10137

Prix : 15.00 CHF TVA incluse



SHOWER SANDAL

- Couleur: Bleue
- Taille unique

UGS : 10128

Prix : 60.00 CHF TVA incluse

CADRE DE WC



CADRE DE WC BLUE STEEL

- Largeur hors tout: 54cm
- Largeur entre accoudoirs: 45cm
- Hauteur totale: 63-78.5cm
- Hauteur assise: 43-58cm
- Profondeur assise: 42cm
- Profondeur hors tout: 54cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 7.5kg
- Matériaux: acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur: 110kg

UGS : 10060

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



CADRE DE WC PRIMA

- Réglage tous les 2.5cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 48cm
- Hauteur d'assise: 39 à 59cm
- Hauteur des accoudoirs: 61 à 81cm
- Largeur entre accoudoirs: 52cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Largeur assise: 41cm
- Ouverture lunette: 20x28cm
- Matériaux: acier époxy, Polypropylène
- Poids: 4.1kg
- Poids maxi utilisateur: 190kg

Image	UGS	Option	Prix
	10146	Assise: Standard	200.00 CHF TVA incluse
	10147	Assise: Ouverte	200.00 CHF TVA incluse

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



CADRE DE WC RÉGLABLE ASHBRAY

- Hauteur totale: 68 à 83cm
- Hauteur mini - maxi du siège: 46 à 61cm
- Profondeur totale: 48cm
- Largeur entre accoudoirs: 50cm
- Siège (L x l): 45 x 38.5cm
- Ouverture lunette: 17x25cm
- Poids max.: 190kg

UGS : 10058

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



CADRE DE WC SÉCURISÉ

- Largeur entre accoudoirs: 61-65cm
- Hauteur totale: 65-79cm
- Profondeur hors tout: 47.5cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 4.9kg
- Matériaux: acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur: 138kg

UGS : 10059H

Prix : 160.00 CHF TVA incluse



CADRE WC À FIXER LIDDY

- Largeur: 56cm
- Hauteur: 63-74cm
- Profondeur: 47cm
- Poids: 1.45kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

UGS : 10152

Prix : 85.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE



CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES ASTON

- Hauteur d'assise (réglable) 51 / 56 cm
- Largeur totale: 56cm
- Hauteur totale: 99 - 103cm
- Profondeur assise: 42cm
- Largeur d'assise: 46cm
- Longueur totale: 90cm
- Couleur: blanc-bleu
- Poids: 13.4kg
- Poids max.: 160kg

UGS : 10072
Prix : 575.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE (ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES)

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 50-56cm
- Encombrement total: 48x59cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7.5kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10042
Prix : 240.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO 5"

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs relevables amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Largeur totale: (roues 5" 56cm) (roues 24" 67.5cm)
- Profondeur sans repose pieds: (roues 5" 70cm) (roues 24" 85.5cm)
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 45cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Largeur entre les accoudoirs: 46cm
- Hauteur d'assise: 47.5 à 60cm
- Poids: (roues 5" 14.5kg) (roues 24" 19.5kg)
- Couleur: Blanc
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C

UGS : 10133
Prix : 990.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS

- Dimensions assise: 54x41cm
- Hauteur totale: 80-95cm
- Largeur entre accoudoirs : 45cm
- Largeur totale avec accoudoirs: 56cm
- Profondeur totale: 47/50cm
- Poids: 4.7kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10165
Prix : 200.00 CHF TVA incluse





CHAISE DE DOUCHE (DOSSIER AMOVIBLE)

- Dimensions assise: 50x37cm
- Réglage hauteur: 38-55cm
- EnCombrement pieds: 42x43cm
- Poids max. utilisateur: 180kg
- Poids: 4,5kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10039
Prix : 160.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE PLIANTE ET À ROULETTES

- Largeur du siège: 43cm
- Profondeur du siège: 43cm
- Hauteur du siège: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 49cm
- Dimensions hors tout (LxPxH): 61x75x95cm
- Poids: 9,9kg
- Poids utilisateur: 125kg



UGS : 10167
Prix : 480.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL D'AISANCE WHEELABLE

- Poids: 11,6kg
- Poids maximum supporté: 130kg
- Fabriqué en matière plastique avec des composants innovants
- Parties métalliques en acier inox

Dimensions ouvert:

- Largeur: 48cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Profondeur: 67cm
- Profondeur d'assise: 43cm
- Hauteur d'assise: 53cm
- Hauteur du dossier: 39cm
- Hauteur totale: 92cm

Dimensions plié:

- Largeur: 23cm
- Hauteur: 54cm
- Longueur: 67cm

Options (non comprises):

- Seau pour chaise
- Sac de transport
- Assise de siège

UGS : 10130
Prix : 1'600.00 CHF TVA incluse

CHAISE PERCÉE



CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE

- Hauteur totale: 90cm
- Largeur totale: 87cm
- Profondeur totale: 53cm
- Hauteur d'assise: 52cm
- Largeur d'assise: 75cm
- Profondeur d'assise: 45cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Poids: 9.5kg
- Poids maxi utilisateur: 160kg

UGS : 10145

Prix : 280.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE DE TOILETTE AUTONOME

- Profondeur: 55cm
- Largeur: 61cm
- Hauteur: 64 à 69cm
- Poids: 19kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc
- Réservoir eau de 3.5L suffisant pour 2 à 3 utilisations

UGS : 10134

Prix : 1'990.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE EN BOIS

Standard

- Hauteur assise: 46cm
- Largeur hors tout: 56cm
- Largeur entre accoudoirs: 44cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

Luxe

- Hauteur assise: 48cm
- Largeur hors tout: 53cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Poids max. utilisateur: 160kg

Image	UGS	Modèle	Prix
	10066	Standard	450.00 CHF TVA incluse
	10067	Luxe	480.00 CHF TVA incluse

UGS : 10066

Prix : 450.00 CHF – 480.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE MODULAIRE AQUATEC PICO

- Hauteur assise: 42-57cm
- Largeur hors tout: 57cm
- Profondeur hors tout: 52cm
- Largeur entre accoudoirs: 43cm
- Profondeur assise: 42cm
- Hauteur totale: 82-97cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 4.8kg
- Poids max. utilisateur: 160kg

UGS : 10068
Prix : 320.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE OMEGA ECO

- Hauteur assise: 40-58cm
- Largeur assise: 45cm
- Profondeur assise: 43cm
- Largeur totale: 58cm
- Largeur entre accoudoirs: 47cm
- Couleur: Lavande
- Poids max. utilisateur: 140kg

UGS : 10063
Prix : 280.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE RÉGLABLE

- Hauteur totale: 81 / 96cm
- Largeur totale: 62cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Profondeur totale: 51cm
- Hauteur d'assise: 47 / 62cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Couleur: Gris
- Poids: 6.3kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

UGS : 10144
Prix : 280.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE STANDARD GR 15

- Accoudoirs escamotables
- Hauteur assise: 43-61cm
- Profondeur assise: 47cm
- Largeur totale: 63cm
- Profondeur totale: 57cm
- Largeur entre accoudoirs: 46cm
- Hauteur total: 79-96cm
- Poids: 10.5kg
- Poids max.: 130kg

UGS : 10087
Prix : 290.00 CHF TVA incluse

CHAISE PERCÉE À ROULETTE



CHAISE PERCÉE À ROULETTES CASCATA

- Hauteur assise: 48cm
- Largeur hors tout: 57.5cm
- Largeur assise: 45cm
- Couleur: Anthracite
- Poids: 14kg
- Poids max. utilisateur: 130kg
- 2 roues ø12.5cm freinées

Disponible à la location: 50.- CHF/mois

UGS : 10069

Prix : 380.00 CHF TVA incluse

COUSSIN POUR WC



COUSSIN DE SIÈGE DE TOILETTES

- Hauteur: 4cm
- Couleur: Blanc
- Matière : Polyuréthane
- Nettoyage : A l'eau chaude ou avec des nettoyeurs neutres
- Ouverture: 27.5x22cm

Image	UGS	Option	Prix
	10160B	Couleur: Blanc	120.00 CHF TVA incluse
	10160T	Couleur: Turquoise	120.00 CHF TVA incluse

Prix : 120.00 CHF TVA incluse

MARCHEPIED



MARCHEPIED ASHBY STEP-2

- Dimensions de la plaque: 52x33cm
- Hauteur possible: 10 ou 15cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

Image	UGS	Option	Prix
	10013B	Couleur: Blanc	140.00 CHF TVA incluse
	10013R	Couleur: Rouge	140.00 CHF TVA incluse

Prix : 140.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EMPILABLE

- Dimensions de la plaque: 45x35cm
- Hauteur de chaque plaque: 2.5cm
- Hauteur possible: 2.5 / 5 / 7.5 / 10cm
- Poids max. utilisateur: 500kg

UGS : 10012
Prix : 140.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EN BAMBOU

- Dimensions: 45.4x35.4cm
- Hauteur: 10cm
- Poids max. utilisateur: 318kg

UGS : 10122
Prix : 140.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED HYSEA

- Dimensions: 45x35cm
- Hauteur: 19cm
- Poids: 2.1kg

UGS : 10088
Prix : 100.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE BAIN



PLANCHE DE BAIN 6 LATTES

- Longueur: selon modèle
- Planche à **6 lattes**
- Largeur du siège: 35cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

NOUVEAU

Image	UGS	Longueur	Prix
	10171	66cm	85.00 CHF TVA incluse
	10172	69cm	85.00 CHF TVA incluse
	10173	71cm	85.00 CHF TVA incluse

Prix : 85.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE BAIN À LATTES SAVANAH

- Planche à 6 lattes
- Largeur du siège: 35cm
- Longueur: 76.2cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

Prix : 125.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE BAIN MARINA

- Assise ergonomique
- Longueur: selon modèle
- Poids max. utilisateur: selon modèle

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Longueur	Prix
	10006	Max. 150kg	69cm	90.00 CHF TVA incluse
	10007	Max. 200kg	74cm	95.00 CHF TVA incluse

Prix : 90.00 CHF – 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN MOULÉE AVEC POIGNÉE 71CM

- Longueur: 71.1cm
- Largeur extérieure: 31.8cm
- Largeur intérieure: 40.6 à 66cm
- Poids: 2.5kg
- Poids max. utilisateur: 190kg

UGS : 10102

Prix : 95.00 CHF TVA incluse

RÉHAUSSES WC



RÉHAUSSE WC CLIPSÉ

- Hauteur réhausse: 10cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 190kg

UGS : 10077
Prix : 80.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC COLORÉ

- Poids maxi utilisateur: 190kg

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10156	Bleu	10cm	110.00 CHF TVA incluse
	10157	Rouge	10cm	110.00 CHF TVA incluse

Prix : 110.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC DERBY

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse: selon modèle
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Crème

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10046	Sans couvercle	5cm	100.00 CHF TVA incluse
	10047	Avec couvercle	5cm	150.00 CHF TVA incluse
	10048	Sans couvercle	10cm	100.00 CHF TVA incluse
	10049	Avec couvercle	10cm	150.00 CHF TVA incluse

Prix : 100.00 CHF – 150.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC IBIZA

- Fixation par 2 molettes très rapide
- Forme anatomique moulée confortable
- Hauteur: 15cm
- Poids max. utilisateur: 225kg
- Couleur: Blanc



UGS : 10054
Prix : 100.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC PRIMA

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse: selon modèle
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10050	Sans couvercle	5cm	80.00 CHF TVA incluse
	10051	Avec couvercle	5cm	100.00 CHF TVA incluse
	10052	Sans couvercle	10cm	80.00 CHF TVA incluse
	10053	Avec couvercle	10cm	100.00 CHF TVA incluse

Prix : 80.00 CHF – 100.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC SOUPLE (EN MOUSSE)

- Hauteur réhausse: 11cm
- Découpe intime: 21x26cm
- Poids max. utilisateur: 185kg
- Poids: 2kg
- Couleur: Gris

UGS : 10055
Prix : 120.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE TOILETTE BARIATRIQUE BIG JOHN

- Hauteur réhausse: 3.8cm
- Largueur assise: 48cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 380kg

UGS : 10095
Prix : 280.00 CHF TVA incluse

RÉHAUSSES WC AVEC ACCOUDOIRS



RÉHAUSSE WC AQUATEC 900

- Hauteur réhausse réglable: 6 / 10 / 15cm
- Poids: 5kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10057
Prix : 255.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC AQUATEC 90000

- Poids: 4.4kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 150kg

Image	UGS	Option	Prix
	10124	2cm	270.00 CHF TVA incluse
	10142	10cm	270.00 CHF TVA incluse

Prix : 270.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC HI LOO

- Accoudoirs: polypropylène et tube acier peinture époxy
- Siège: polypropylène
- Fixation: Aluminium
- Poids: 4.9kg
- Poids maxi: 130kg

Image	UGS	Modèle	Option	Prix
	10101	Avec accoudoirs	6cm	350.00 CHF TVA incluse
	10139	Avec accoudoirs	10cm	350.00 CHF TVA incluse
	10140	Sans accoudoir	6cm	135.00 CHF TVA incluse
	10141	Sans accoudoir	10cm	155.00 CHF TVA incluse

Prix : 135.00 CHF – 350.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC MY-LOO FIX

- Hauteur: 2cm
- Couleur: Blanc
- Poids maxi utilisateur: 150kg

UGS : 10159
Prix : 260.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC SMARTFIX

- Montage rapide et facile
- Convient à tous les WC usuels - notamment aussi en cas de céramique de forme fermée
- Réglage en hauteur facile - 8, 12 ou 15 cm
- Ouverture (Lx): 25.5 x 19.5 cm
- Charge max.: 120 Kg

UGS : 10168
Prix : 255.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC TINA

- Largeur totale: 52cm
- Profondeur: 43cm
- Hauteur totale: 38cm
- Hauteur du siège: 11cm
- Poids utilisateur: 130kg

UGS : 10166
Prix : 145.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN



ELÉVATEUR DE BAIN ORCA

- Poids: 10.8kg
- Hauteur de l'élevateur max.: 107.5cm
- Assise réglable en hauteur de 6 à 42cm
- Dimensions du socle: 29.5x58cm
- Dimensions assise: 49x37.5cm
- Dimensions dossier: 36x66.5cm
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10132

Prix : 1'090.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN COSBY

- Assise: 46x29cm
- Hauteur: 20cm
- Poids: 800g
- Poids max. utilisateur: 190kg

UGS : 10011

Prix : 100.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT MERCURY

- Dimensions du siège: 40x33cm
- Hauteur du dossier: 30cm
- Profondeur hors-tout: 55cm
- Largeur hors-tout: 69 à 79cm
- Poids: 6.6kg
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Bleu lavande

UGS : 10010

Prix : 300.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE

- Hauteur du siège: 44 à 54cm
- Profondeur d'assise: 50cm
- Largeur d'assise: 44cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS : 10136
Prix : 200.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIEDS GRACE

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
- Distance replié depuis le mur: 14,5cm
- Réglage hauteur: 40-54cm
- Poids: 4,6kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10036
Prix : 200.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE REMBOURRÉ RABATTABLE AVEC ACCOUDOIRS

- Largeur d'assise: 46cm
- Hauteur du siège: 47.5 à 60cm
- Profondeur d'assise: 38cm
- Encombrement depuis mur: Ouvert 50cm. Fermé: 17,5cm
- Poids du produit: 5,8kg
- Hauteur: 89 à 120cm
- Largeur totale: 61cm
- Poids maxi utilisateur: 160kg

UGS : 10135
Prix : 250.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE TRANSFERT



SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT SLIDO

- Poids: 6.5kg
- Matière: Structure en aluminium, siège, dossier et porte-savon en plastique
- Longueur du banc: 106cm
- Hauteur du banc: de 79.5cm à 89.5cm
- Profondeur du banc: 46.5cm
- Hauteur du siège: de 46 à 56cm
- Largeur du siège: 50cm
- Profondeur du siège: 39.5cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10131

Prix : 320.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE TRANSFERT KATE

- Dimensions assise: 40x67cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10045

Prix : 220.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 47-55cm
- Encombrement total: 45x50cm
- Poids: 4.5kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 120kg

UGS : 10092
Prix : 160.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC POIGNÉES

- Dimensions assise: 38x28cm
- Largeur entre accoudoirs: 48.5cm
- Réglage hauteur: 48-63cm
- Poids: 5kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

UGS : 10035
Prix : 140.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR JILL

- Dimensions assise: 49x29cm
- Réglage hauteur: 35-53cm
- Poids max. utilisateur: 150kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

UGS : 10034
Prix : 140.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE ROND EASY (MAX 200KG)

- Largeur: 40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: aluminium
- Couleur: bleu
- Poids: 2.7kg
- Poids maxi utilisateur: 200kg

UGS : 10158
Prix : 120.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE ROND (MAX 136KG)

- Assise: Ø32.5cm
- Hauteur: 35.6-53.4cm
- Distance entre chaque pied: 38.5cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.46kg
- Poids max. utilisateur: 136kg

UGS : 10084
Prix : 140.00 CHF TVA incluse





TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE EDGE

- Encombrement : sol 50-52cm
- Largeur siège: 40x40x40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: Aluminium
- Couleur: gris
- Poids: 2.6kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Image	UGS	Hauteur	Prix
	10153	Standard	120.00 CHF TVA incluse
	10154	Bas	120.00 CHF TVA incluse

Prix : 120.00 CHF TVA incluse

TAPIS DE BAIN



JEU DE 20 BANDES ANTI-DÉRAPENTES

Longueur d'une bandelette : 1.9cm x 21.6 cm

UGS : 10163
Prix : 20.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



TAPIS DE BAIN 76X35CM

- Dimensions de la plaque: 76x35cm
- Couleur possible: Selon modèle
- Poids: 0.720kg

UGS : 10014
Prix : 25.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE BAIN BLEU

- Tapis de bain antidérapant
- Fixation au fond de la baignoire par multiples ventouses
- Dimensions: 90x40cm
- Résistant et lavable en machine à 40°C

UGS : 10017
Prix : 50.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE BAIN BLEU TURQUOISE 40X70CM

- Dimensions de la plaque: 70x40cm
- Couleur: Bleu turquoise

UGS : 10125
Prix : 15.00 CHF TVA incluse



TAPIS DE DOUCHE BLEU

- Dimensions: 53 x 53cm
- Couleur: bleu
- Lavable en machine à 40°
- Matériaux: 100% caoutchouc naturel

UGS : 10149
Prix : 50.00 CHF TVA incluse

2. MOBILITÉ

ACCESSOIRE DE MOBILITÉ



RAMPE AMOVIBLE XL

- Disponible en Standard, L, XL ou XXL
- Matière: Fibre de verre renforcée
- Longueur de rampe: 137cm (XL)
- Largeur hors tout: 92cm (XL)
- Largeur intérieure: 80cm (XL)
- Capacité max.: 300kg
- Couleurs contrastées
- Poids: 11kg (XL)

UGS : 20125

Prix : 680.00 CHF TVA incluse



TALONNETTE ANTI-GLISSE CLOUTÉE (PAIRE)

- M pour les tailles de chaussures 35-40
- L pour chaussures de taille 41-46

Image	UGS	Modèle	Prix
	20082	Large	55.00 CHF TVA incluse
	20083	Medium	55.00 CHF TVA incluse

Prix : 55.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR CADRE DE MARCHÉ



CADDIE BUCKINGHAM POUR CADRE DE MARCHÉ

- Dimensions plateau: 45,5x31 cm
- Largeur sans plateau: 43,5cm
- Hauteur: 20cm
- Poids total: 0,94kg (0,56Kg panier, 0,38Kg plateau)
- Poids max.: 2kg
- Couleur: Gris

UGS : 20103
Prix : 130.00 CHF TVA incluse



FILET POUR CADRE DE MARCHÉ

- Dim. (Lxl): 39x34cm
- Poids: 0,06kg

UGS : 20031
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



PANIER POUR CADRE DE MARCHÉ

- Longueur: 40,5cm
- Largeur: 15cm
- Profondeur: 18cm
- Poids: 0,4kg
- Poids max.: 4,5kg

UGS : 20029
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



PATINS POUR CADRE DE MARCHÉ (PAIRE)

- Pour montage sur tube diamètre 25mm
- Poids: 0,13kg
- Conditionnement: La paire

UGS : 20030
Prix : 25.00 CHF TVA incluse



ROUES POUR CADRE DE MARCHÉ LYNÀ 2

UGS : 20035
Prix : 40.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

ACCESSOIRE POUR CANNE



CRAMPON POUR CANNE (UNITAIRE)

Aucune spécification

UGS : 20065
Prix : 15.00 CHF TVA incluse



DRAGONNE POUR CANNE

- Hauteur: 110-130cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS : 20054
Prix : 15.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT AVEC AIMANT INTÉGRÉ MYSLEEVE

- Restriction utilisateur: non utilisable par enfant -12ans et personne ayant un pacemaker
- Matière: Silicone (sans Latex)
- Couleur: Noir

UGS : 20139
Prix : 60.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT DE CANNE (PAIRE)

- Matière: Néoprène avec fermeture velcro
- Couleur: Noir

UGS : 20071
Prix : 25.00 CHF TVA incluse



SUPPORT BÉQUILLES OU CANNES

- Diamètre de pied : 22.5 x 14.5cm
- Hauteur : 67.5cm
- Poids: 3kg

UGS : 20150
Prix : 100.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR ROLLATOR



LAMPE SILVERLUX

- Lampes à LED blanches
- Alimentation: 2 piles AAA 1.5V (non fournies)
- Largeur: 3.8cm
- Profondeur: 5.9cm
- Hauteur: 8.5cm
- S'installe sans outil sur toutes formes tubulaires de 20 à 26mm

UGS : 20121
Prix : 45.00 CHF TVA incluse



PANIER ET PLATEAU POUR ROLLATOR 20152

- Hauteur: 26.5cm
- Longueur: 23.9cm
- Largeur: 27.5cm
- Charge max.: 1kg
- Poids: 1kg

UGS : 20153
Prix : 50.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



PARAPLUIE AUTOMATIQUE DE Ø104CM POUR ROLLATOR

- Parapluie automatique
- Diamètre: 104cm
- Couleur: Bleu foncé

UGS : 20095
Prix : 120.00 CHF TVA incluse



PORTE BOUTEILLE MOBIO

- Système d'attache de la bouteille par bandes Velcro
- S'installe sur toutes formes tubulaires

UGS : 20122
Prix : 180.00 CHF TVA incluse



PORTE CANNE POUR ROLLATOR

- Poids: 0.115kg
- Compatible: Rollator 103, 105, 106, 110 et 111

UGS : 20092
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



SACOCHÉ DE COURSE "CLASSIC" POUR ROLLATOR BRADO

- Hauteur: 30cm
- Longueur: 30cm
- Largeur: 15cm
- Poids max.: 5kg
- Couleur: Gris

UGS : 20099

Prix : 90.00 CHF TVA incluse



SKI POUR ROUES DE ROLLATOR WHEELBLADES XL

- Plage largeurs de roues 2-7cm
- Plage diamètres de roues 15-30cm

UGS : 20113

Prix : 180.00 CHF TVA incluse

CADRE DE MARCHÉ



CADRE DE MARCHÉ DRIVE

- Disponible avec ou sans roues
- Hauteur: Selon modèle
- Largeur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Compatible: Réf. 20030

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Option	Hauteur	Largeur	Prix
	20013	Standard	Sans roues	77-84cm	60cm	150.00 CHF TVA incluse
	20014	Standard	Avec 2 roues	78-85cm	60cm	190.00 CHF TVA incluse
	20015	Standard	Sans roues	87-94cm	60cm	150.00 CHF TVA incluse
	20016	Standard	Avec 2 roues	88-95cm	60cm	190.00 CHF TVA incluse
	20023	Etroit	Sans roues	78-85cm	51cm	150.00 CHF TVA incluse
	20024	Etroit	Avec 2 roues	79-86cm	51cm	190.00 CHF TVA incluse
	20025	Etroit	Sans roues	86-93cm	53cm	150.00 CHF TVA incluse
	20026	Etroit	Avec 2 roues	87-94cm	53cm	190.00 CHF TVA incluse

Prix : 150.00 CHF – 190.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHÉ LÉGER, Pliable, DEUX NIVEAUX

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur entre les poignées: 45cm
- Largeur totale: 54cm
- Profondeur: 55cm
- Profondeur plié: 11cm
- Poids: 2.5kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20080

Prix : 150.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHE LYNA 2

Déambulateur fixe et articulé

- Largeur totale: 56cm
- Poignées réglables en hauteur: 78 - 95.5cm
- Profondeur: 47cm
- Profondeur plié: 12cm
- Poids max. utilisateur: 130kg



Disponible à la location: 25.- CHF/mois

UGS : 20033

Prix : 150.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHE RENFORCE

- Largeur: 66cm
- Profondeur: 59cm
- Réglage en hauteur: 82 à 99,5cm
- Epaisseur plié: 10cm
- Poids cadre: 3.4kg
- Poids max. utilisateur: 227kg

UGS : 20032

Prix : 270.00 CHF TVA incluse

CANNE



BATON DE MARCHÉ

- Hauteur réglable: 64 à 135cm
- Capsule en caoutchouc: Ø intérieur 1.2cm
- Poids maxi utilisateur: 100kg
- Poids: 0.33kg

Image	UGS	Option	Prix
	20134	Couleur: Noir	50.00 CHF TVA incluse
	20135	Couleur: Rouge	50.00 CHF TVA incluse

Prix : 50.00 CHF TVA incluse



BÉQUILLE AXILLAIRE (PAIRE)

- Hauteur: 130-150cm patient 175-195cm
- Poids max. utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

Image	UGS	Hauteur	Prix
	20055L	130-150cm	95.00 CHF TVA incluse
	20055M	110-130cm	95.00 CHF TVA incluse

Prix : 95.00 CHF TVA incluse



CANNE AVEC APPUI POUR ARTHRIQUE (PAIRE)

- Hauteur: 96-121cm
- Poids: 1.4kg
- Conditionnement: Par paire
- Poids max. utilisateur: 160kg

UGS : 20056

Prix : 180.00 CHF TVA incluse



CANNE AVEC EMBOUT STABILISATEUR

- Tient debout seule
- Hauteur réglable de 77 à 95 cm
- Matériaux: aluminium
- Pliable
- Poids: 460g
- Poids max. utilisateur: 150kg

UGS : 20131

Prix : 60.00 CHF TVA incluse





CANNE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Hauteur poignée: 77.5-91cm
- Diamètre pieds: 1.9cm
- Poids: 0.355kg
- Couleur: Noire anodisée
- Poids max. utilisateur: 100kg

Image	UGS	Modèle	Prix
	20050	Poignée: droite	48.00 CHF TVA incluse
	20051	Poignée: gauche	48.00 CHF TVA incluse

Prix : 48.00 CHF TVA incluse



CANNE DE GENOUX MAIN LIBRE IWALK 2.0

- Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1.47 à 1.98m
- Réglage au niveau de la cuisse: Ø39 à 71cm
- Hauteur: 42.5cm
- Largeur: 20.5cm
- Longueur: 14cm
- Poids: 2.3kg
- Charge max. utilisateur: 125kg

UGS : 20124

Prix : 370.00 CHF TVA incluse



CANNE EN BOIS, POIGNÉE COURBE EN T, 90CM

- Hauteur poignée: 90cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.300kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20045

Prix : 38.00 CHF TVA incluse



CANNE EN BOIS, POIGNÉE EN T, 97.5CM

- Hauteur poignée: 97.5cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.300kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20047

Prix : 38.00 CHF TVA incluse



CANNE PARAPLUIE

- Hauteur sol/poignée: 83 à 90cm
- Poids: 525g
- Poids max. utilisateur: 90kg

UGS : 20133

Prix : 80.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE BRONZE

- Hauteur poignée: 82-92cm
- Pliage en 4 morceaux
- Longueur pliée 30cm
- Poids 345g
- Poids maxi utilisateur: 100kg

UGS : 20068

Prix : 60.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE NOIRE

- Hauteur poignée: 82-92cm
- Poids: 0.345kg
- Pliable en 4 (longueur 30cm)

- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20052

Prix : 60.00 CHF TVA incluse



CANNE SILENCIEUSE

- Hauteur poignée: 79-106,5cm
- Poids max. utilisateur: 135kg

Image	UGS	Modèle	Option	Prix
	20100	Poids: 135kg	Couleur: Alu	55.00 CHF TVA incluse
	20049B	Poids: 100kg	Couleur: Bois	48.00 CHF TVA incluse
	20049N	Poids: 100kg	Couleur: Noir	48.00 CHF TVA incluse

Prix : 48.00 CHF – 55.00 CHF TVA incluse



CANNE TRIPODE AVEC SIÈGE

- Hauteur siège: 53.5cm
- Hauteur pliée: 87cm
- Dimensions siège: 23x19.5cm
- Matériaux: Aluminium
- Poids: 820g
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20132

Prix : 100.00 CHF TVA incluse

CANNE ANGLAISE



CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE CROISSANT FERMÉ (PAIRE)

- Hauteur poignée: 74-96cm
- Double réglage
- Appui bras réglable: 24 à 32cm
- Poids: 0,86kg l'unité
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS : 20076
Prix : 98.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ANATOMIQUE SOUPLE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 76-96cm
- Longueur avant bras: 23cm
- Largeur avant bras: 9cm
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Poignée anatomique souple

Image	UGS	Option	Prix
	20074	Couleur: Noir	85.00 CHF TVA incluse
	20091	Couleur: Gris	85.00 CHF TVA incluse

Prix : 85.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 73-96cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 1.7cm
- Poids: 0,515kg
- Couleur: Noir
- Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 20.- CHF/mois (noir uniquement)

Image	UGS	Option	Prix
	20037	Couleur: Noir	46.00 CHF TVA incluse
	20106	Couleur: Bleu	46.00 CHF TVA incluse
	20107	Couleur: Aubergine	46.00 CHF TVA incluse
	20108	Couleur: Lila	46.00 CHF TVA incluse

Prix : 46.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (SEULE)

- Hauteur poignée: 73-96cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 1.7cm
- Poids: 0.515kg
- Couleur: Noir
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20151
Prix : 25.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ENFANT (PAIRE)

- Croissant fermé
- Hauteur poignée: 46-73.5cm
- Diamètre pieds: 2cm
- Poids: 0.380kg
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 70kg

Image	UGS	Option	Prix
	20040	Croissant fermé	70.00 CHF TVA incluse
	20138	Croissant ouvert	70.00 CHF TVA incluse

Prix : 70.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE GRANDE TAILLE (PAIRE)

- Hauteur poignée: 85-107cm
- Longueur poignée: 24cm
- Diamètre pieds: 2.2cm
- Poids: 0.635kg
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Taille min. utilisateur: 1.80m

UGS : 20072
Prix : 70.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE PLIABLE (PIÈCE)

- Hauteur poignée: 73.5-93.5cm
- Diamètre pieds: 2.5cm
- Poids: 0.470kg
- Poids max. utilisateur: 90kg

UGS : 20042
Prix : 70.00 CHF TVA incluse

CANNE TRIPODE ET QUADRIPODE



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, LÉGÈRE, RÉGLABLE

- Hauteur réglable: 83-103cm
- Encombrement sol: 24x31cm
- Poids: 0.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20084
Prix : 95.00 CHF TVA incluse



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, RÉGLABLE

- Hauteur: 67-90.5cm
- Poids: 460g
- Empreinte au sol: 14.5x14.5cm
- Poids max. utilisateur: 1113kg

UGS : 20057
Prix : 90.00 CHF TVA incluse



CANNE QUADRIPODE À BASE LARGE, RÉGLABLE

- Hauteur: 74-100cm
- Poids: 1.2kg
- Empreinte au sol: 38x26x23cm
- Poids max. utilisateur: 125kg

UGS : 20058
Prix : 90.00 CHF TVA incluse



CANNE TRIPODE RÉGLABLE

- Hauteur poignée: 78-90
- Encombrement pieds: 31x27cm
- Diamètre pieds: 2cm
- Poids: 1.1kg
- Poids max. utilisateur: 90kg

UGS : 20070
Prix : 95.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL ROULANT



FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY

- Couleur: Bleu
- Prof. Siège: 42cm
- Prof. Totale: avec repose-pieds: 95cm
- Haut. Dossier: 38cm
- Haut. Accoudoir: 22cm
- Poids: 9.4 ou 10kg (sans repose-pied)
- Larg. Siège: 42 ou 48cm
- Larg. totale: 59 ou 64cm
- Poids max. utilisateur: 115kg

UGS : 20123

Prix : 450.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT ACTION1 R

- Largeur d'assise: 380/405/430/455/480/505mm
- Profondeur d'assise: 425mm
- Pente d'assise: 3°
- Hauteur d'assise: 495mm
- Angle de dossier: 7°
- Hauteur du dossier: 430mm
- Angle des potences: 70°
- Longueur des potences: 330-460mm
- Hauteur des accoudoirs: 240mm
- Largeur hors-tout: Largeur d'assise + 195mm
- Largeur pliée hors-tout: 250mm
- Largeur hors-tout avec potence: 1085/1125mm
- Longueur hors-tout sans potence: 835/875mm
- Hauteur hors-tout: 950mm
- Poids du fauteuil: 17.5kg
- Poids de transport: 10kg
- Poids max. utilisateur: 125kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

Image	UGS	Assise	Prix
	20062-38	38cm	890.00 CHF TVA incluse
	20062-40	40cm	890.00 CHF TVA incluse
	20062-43	43cm	890.00 CHF TVA incluse
	20062-45	45cm	890.00 CHF TVA incluse
	20062-48	48cm	890.00 CHF TVA incluse
	20062-50	50cm	890.00 CHF TVA incluse

Prix : 890.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT D200-V

- Largeur d'assise: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52cm
- Largeur totale: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72cm
- Longueur totale: 99.5, 104.5cm
- Hauteur réglable d'assise: 47, 50, 53cm
- Profondeur assise: 39.5 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 22, 24cm
- Hauteur dossier: 45-51cm
- Largeur plié 30cm
- Poids: 16.2kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Image	UGS	Assise	Prix
	20060-38	38cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-40	40cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-42	42cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-44	44cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-46	46cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-48	48cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-50	50cm	1'200.00 CHF TVA include
	20060-52	52cm	1'200.00 CHF TVA include

Prix : 1'200.00 CHF TVA include



FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE LÉGER VERSO

- Largeur totale: 59.8cm
- Longueur totale: 107.8cm
- Hauteur totale: 93.7-100.2cm
- Largeur assise: 44 à 50cm
- Hauteur de dossier: 40 à 48cm
- Profondeur d'assise 42 à 48cm
- Vitesse 6km/h
- Autonomie 15km
- Poids: 26kg
- Couleur de cadre: noir ou blanc
- Avec roues 24" incluses
- Poids max utilisateur: 130kg

UGS : 20149

Prix : 4'520.00 CHF TVA include

NOUVEAU



FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER VIDA

- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 68cm.
- Longueur totale: 103cm
- Hauteur d'assise: 46cm
- Profondeur assise: 39cm
- Hauteur dossier: 43cm
- Couleur: Gris
- Poids: 11,4kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

UGS : 20142

Prix : 680.00 CHF TVA incluse



MONTE-ESCALIERS SUR CHENILLES LG2004

- Encombrement maximal: 144x67x99cm
- Puissance du moteur: 300W
- Puissance absorbée par le chargeur de batterie: 80W
- Alimentation du chargeur de batterie: 220 V
- Autonomie: 540 marches
- Autonomie avec indicateur de charge en réserve: 180 marches
- Mesure minimale de largeur des escaliers: 77cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en L: 98x98cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en U: 98x170cm
- Inclinaison maximum: 70% 35°
- Temp. d'utilisation et stockage: -20° + 50°
- Vitesse maximum: 15 marches/minute
- Poids total: 58kg
- Poids du timon: 12kg
- Poids du corps de la machine: 46kg
- Poids du chargeur de batterie: 0.7kg
- Poids maximum transportable: 130Kg
- Coloris: Bleu

Disponible à la location: 150.- CHF/Semaine

UGS : 20130

Prix : 4'600.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR À 2 OU 3 ROUES



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER

- Hauteurs Sol-Poignées: 79-96cm
- Largeur totale: 58.5cm
- Profondeur: 65cm
- Hauteur siège: 52cm
- Couleur: Gris
- Poids: 5.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

UGS : 20119

Prix : 110.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE BARIATRIQUE

- Hauteurs Sol-Poignées: 76-94cm
- Largeur totale: 70cm
- Profondeur: 66cm
- Hauteur siège: 54cm
- Couleur: Rouge
- Poids: 5.6kg
- Poids maxi utilisateur: 227kg

UGS : 20140

Prix : 185.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 3 ROUES LÉGER

- Hauteurs Sol-Poignées: 81-92cm
- Largeur totale: 66cm
- Longueur: 57.6cm
- Poids: 4.7kg
- Couleur: Orange
- Poids max. utilisateur: 125kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

UGS : 20152

Prix : 235.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

ROLLATOR À 4 ROUES



CADDIE DE SHOPPING GO UP

- Hauteur: 100cm
- Longueur: 40cm
- Largeur totale: 48cm
- Charge max: 30kg
- Sacoche: 39.5L
- Sacoche isotherme: 6L
- Couleur: Gris

UGS : 20112
Prix : 200.00 CHF TVA incluse



CADDIE DE SHOPPING LETT-800

- Hauteurs totales: 86-89-93cm
- Largeur totale: 49cm
- Siège: 35x28cm
- Poids: 5.2kg
- Limite de charge du sac: 15kg
- Couleur: Selon modèle
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20105
Prix : 225.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES 286B

- Hauteur guidon/sol: 77 à 101cm
- Hauteur siège/sol: 61cm
- Largeur assise: 40cm
- Profondeur: 64.5cm
- Largeur hors tout: 61cm
- Roues: 190 x 47mm
- Poids maxi utilisateur: 120kg
- Poids avec panier: 11kg

Disponible à la location: 30.- CHF/mois

UGS : 20128
Prix : 235.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL

- Hauteur poignées/sol: 103 à 115cm
- Hauteur siège/sol: 58cm
- Largeur entre poignées: 44cm
- Longueur: 76cm
- Largeur hors tout: 63cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 11kg avec panier et plateau
- Coloris: Gris

UGS : 20129
Prix : 610.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE GOLIATH (MAX 200KG)

- Hauteur d'assise: 49-56cm
- Largeur d'assise: 55cm
- Largeur totale: 65cm
- Longueur totale: 75cm
- Profondeur assise: 41cm
- Hauteur réglable poignées: 83 à 102cm
- Poids maxi dans panier: 5kg
- Pente maxi: 15°
- Freins multifonctions
- Roues: 20cm
- Poids: 10.7kg
- Poids maxi utilisateur: 200kg

NOUVEAU

UGS : 20145
Prix : 610.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC CHAISE DE TRANSFERT

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur totale: 60cm
- Siège (Lxp): 33.5x32cm
- Hauteur siège: 56cm
- Poids: 8.8kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris argent
- Poids max. utilisateur: 160kg

UGS : 20094
Prix : 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR BLANC JAGUAR

- Hauteurs Sol-Poignées: 83.5-94.5cm
- Largeur totale: 54cm
- Dimensions plateau: 29x39cm
- Poids max. sur plateau: 5kg
- Poids max. dans sac: 5kg
- Diamètre des roues: 17.75cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 20101
Prix : 280.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR LET'S DREAM

- Largeur totale: 55cm
- Longueur totale: 63cm
- Hauteur plateau: 68cm
- Hauteur réglable poignées: 83 à 95cm
- Couleur: Noir
- Poids: 6.5kg

UGS : 20147
Prix : 410.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ECO LIGHT

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-95cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 76cm
- Hauteur d'assise: 55cm
- Profondeur d'assise: 34cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Poids inclus panier: 7.6kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

UGS : 20109

Prix : 265.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ÉLÉGANT LET'S GO OUT

- Largeur totale: 57cm
- Largeur assise: 40.5cm
- Longueur totale: 64cm
- Hauteur assise: 59.5cm
- Hauteur réglable poignées: 78 à 96cm
- Roues AV: 24.5cm
- Roues ARR: 20cm
- Couleur: beige
- Poids: 6.2kg
- Poids max utilisateur: 130kg

UGS : 20148

Prix : 528.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER

- Hauteurs Sol-Poignées: 83-98cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 58cm
- Poids: 6.5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Poids max. utilisateur: 135kg

Image	UGS	Option	Prix
	20002	Couleur: Rouge	300.00 CHF TVA incluse
	20003	Couleur: Bleu	300.00 CHF TVA incluse

Prix : 300.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT

- Hauteurs Sol-Poignées: 88-103.5cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 65cm
- Poids: 6.5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 135kg

NOUVEAU

UGS : 20004
Prix : 300.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER MINI GRIS

- Hauteurs Sol-Poignées: 74-87cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 51cm
- Poids: 6.5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 135kg

UGS : 20115
Prix : 300.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES NIP GLIDE

- Matière: Cadre en aluminium
- Utilisation polyvalente intérieure et extérieure
- 4 roues avec suspension
- Hauteur des poignées: 75 à 95cm
- Rollator Pliable facilement à une main
- Largeur de siège: 53cm
- Largeur totale: 61 cm
- Profondeur: 60cm
- Hauteur d'assise: 50cm
- Diamètre roues: 16cm
- Encombrement plié: 80x53x26cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7kg
- Couleur: Anthracite

UGS : 20126
Prix : 365.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES POSITION ASSISE

- Hauteur guidon/sol: 80 à 86cm
- Hauteur selle/sol: 67 à 88cm
- Longueur selle: 30cm
- Profondeur: 59cm
- Largeur hors tout: 43cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Poids: 4kg

UGS : 20127
Prix : 425.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES QUADRI-LIGHT

- Hauteurs Sol-Poignées: 80.5-93cm
- Largeur totale: 65cm
- Largeur pliée: 29cm
- Largeur d'assise: 45cm
- Profondeur d'assise: 20cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Poids inclus panier: 7.25kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: gris argent
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

UGS : 20102

Prix : 320.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-98cm
- Largeur totale: 74cm
- Siège (Lxp): 50x35cm
- Hauteur siège: 55cm
- Poids: 9.2kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Couleur: Gris
- Panier inclus
- Poids max. utilisateur: 227kg

UGS : 20007

Prix : 380.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-95cm
- Largeur totale: 62cm
- Siège (Lxp): 45x23cm
- Hauteur siège: 60cm
- Poids: 8.2kg
- Roues PU diamètre 31cm
- Couleur: Vert
- Poids max. utilisateur: 150kg

UGS : 20096

Prix : 510.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER MEDIUM

- Hauteurs Sol-Poignées: 87-97cm
- Largeur totale: 63cm
- Largeur siège: 45cm
- Hauteur siège: 60cm
- Dimensions plié: 65x16cm
- Poids: 5.6kg
- Couleur: Brun
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids maxi utilisateur: 120kg

UGS : 20118

Prix : 350.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER SMALL

- Hauteurs Sol-Poignées: 77-87cm
- Largeur totale: 61cm
- Largeur siège: 45cm
- Hauteur siège: 53cm
- Dimensions plié: 65x16cm
- Poids: 5,6kg
- Couleur: Champagne
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids maxi utilisateur: 120kg

UGS : 20117

Prix : 350.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR PLIANT 4 ROUES QUAVA

- Hauteur d'assise: 54cm
- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 65,5cm
- Largeur totale plié: 28cm
- Longueur totale: 71cm
- Profondeur assise: 22,5cm
- Hauteur réglable poignées: 81 à 95,5cm
- Largeur entre poignées: 49cm
- Poids maxi dans panier: 5kg
- Pente maxi: 8,5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 7,7kg
- Poids maxi utilisateur: 136kg

UGS : 20144

Prix : 380.00 CHF TVA incluse

SCOOTER



SCOOTER ÉLECTRIQUE COMET PRO

- Largeur hors tout: 665-685mm
- Longueur hors tout: 1450mm
- Poids du Scooter: 136kg
- Poids Max. utilisateur: 160kg
- Franchissement: 100mm
- Autonomie: 55km
- Vitesse: 10km/h
- 10 coloris à choix

UGS : 20114

Prix : 5'950.00 CHF TVA incluse



SCOOTER ÉLECTRIQUE ORION PRO

- Largeur hors tout: 650mm
- Longueur hors tout: 1320mm
- Poids du Scooter: 62kg
- Poids Max. utilisateur: 160kg
- Franchissement: 100mm
- Autonomie: 54km
- Vitesse: 10km/h
- 10 coloris à choix

UGS : 20141

Prix : 5'450.00 CHF TVA incluse

3. REPOS

AUTOUR DU LIT



ARCEAU DE LIT STATIO

- Hauteur: 33cm
- Largeur: 56cm
- Profondeur: 36cm
- Couleur: Blanc

UGS : 30009
Prix : 48.00 CHF TVA incluse



ECHELLE DE LIT

- Longueur totale: 300cm
- Poids: 0.285kg
- Longueur échelon: 20cm
- Ø échelon: 2.5cm
- Distance entre chaque échelon: 18cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 114kg

UGS : 30016
Prix : 32.00 CHF TVA incluse



LÈVE-DRAP

- Hauteur: 57cm
- Largeur: 52cm
- Largeur sous matelas: 72cm
- Profondeur: 44cm
- Couleur: Blanc

UGS : 30010
Prix : 60.00 CHF TVA incluse



LÈVE-DRAP PLIABLE

- Hauteur: 51cm
- Longueur: 50cm
- Largeur: 21cm
- Poids max.: 5kg

UGS : 30024
Prix : 60.00 CHF TVA incluse



LÈVE-PIED

- Longueur: 91.5cm
- Poids: 0.12kg

UGS : 30015
Prix : 32.00 CHF TVA incluse



POTENCE SUR PIED

- Hauteur totale: 200-220cm
- Hauteur de réglage du triangle: 125-148cm
- Largeur totale: 70cm
- Longueur du pied: 120cm
- Poids max. traction: 80kg

UGS : 30017

Prix : 250.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-BUSTE ARESTE

- Hauteur dossier: 59cm
- Largeur: 63cm
- Profondeur cadre: 46.6cm
- Poids min. utilisateur: 50kg
- Poids max. utilisateur: 110kg

UGS : 30008

Prix : 70.00 CHF TVA incluse

BARRE DE REDRESSEMENT



BARRE DE REDRESSEMENT

- Longueur base: 60cm
- Largeur base: 70cm
- Hauteur: 50cm
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

NOUVEAU

UGS : 30011
Prix : 140.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT 2 EN 1

- Longueur base: 61,5cm
- Largeur base: 33,5cm
- Hauteur totale: 51,5cm
- Epaisseur base: 1,5cm
- Poids du produit: 3,5kg
- Poids max. utilisateur: 160kg

UGS : 30012
Prix : 140.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

- Plaque de base à l'extrémité de la main courante: 81cm
- Plaque de base: 51x16,5cm
- Hauteur du cadre (point le plus bas): 40cm
- Hauteur du cadre (point le plus élevé): 74cm
- Réglage de la largeur lit simple: 76,2 à 122cm
- Réglage de la largeur lit double: 137,2 à 152,5cm
- Matière: acier revêtu epoxy
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 127kg

UGS : 30053
Prix : 250.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT PROTECT ULTRA

- Hauteur réglable: 38 à 52 cm
- Longueur: 80 cm
- Poids de la barre: 2.7 Kg

NOUVEAU

UGS : 30065
Prix : 150.00 CHF TVA incluse



BARRE LATÉRALE CANOLI

- Dimensions: 68x42x32cm
- Poids: 2,35kg
- Charge max. utilisateur: 150kg
- Couleur: Blanc

UGS : 30056
Prix : 150.00 CHF TVA incluse



POIGNÉES DE LIT PROTECT PLUS

- Longueur: 94-140cm
- Hauteur: 47.3cm
- Poids: 4.1kg
- Poids max. utilisateur: 106kg

UGS : 30013

Prix : 180.00 CHF TVA incluse

BARRIÈRE DE LIT



BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE ET RÉGLABLE

- Hauteur depuis la base matelas: 58.4cm
- Écartement entre les rails: 7.6cm
- Longueur réglable: 66-86.3-106.6cm
- Poids: 6.35kg

UGS : 30039

Prix : 324.00 CHF TVA incluse

COUSSIN



COUSSIN BOUÉE EN MOUSSE AVEC HOUSSE EN VELOUR BLEU

- Hauteur: 11.8cm
- Profondeur: 43.3cm
- Longueur: 42.5cm
- Poids coussin: 854g
- Matière: Viscoélastique mémoire de forme
- Livré avec housse en velour bleu



UGS : 30034
Prix : 120.00 CHF TVA incluse



COUSSIN/DISQUE ROTATIF

- Dimensions: diamètre 38cm
- Poids: 0.26kg
- Couleur: Bleu

UGS : 30019
Prix : 128.00 CHF TVA incluse



COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN

- Diamètre: 39cm
- Hauteur: 4cm
- Charge max. utilisateur: 90kg

UGS : 30057
Prix : 90.00 CHF TVA incluse



COUSSIN GELTOP

- Hauteur: 5.5cm
- Profondeur coussin: 40 ou 43cm
- Largeur coussin: 40 ou 45cm
- Poids max. utilisateur: 95kg
- Livré avec housse

Image	UGS	Assise	Prix
	30041	40x40x5.5cm	240.00 CHF TVA incluse
	30042	43x45x5.5cm	260.00 CHF TVA incluse

Prix : 240.00 CHF – 260.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

- Hauteur: 9cm
- Profondeur: 43cm
- Largeur total: 43cm
- Poids coussin: 1.4kg
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Housse Pu/Jersey
- Housse lavable jusqu'à 90°

UGS : 30040

Prix : 214.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE ALOVA GALBÉ

- Hauteur: 9 et 10cm
- Hauteur au fond du galbe: 6 à 7cm
- Profondeur: 41, 43, 44cm
- Profondeur: 40, 47, 50cm **sur commande**
- Largeur total: 40, 43, 45cm
- Largeur total: 38, 50, 52, 54 56, 60cm **sur commande**
- Poids max. utilisateur: 90 à 200kg selon taille
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Lavable jusqu'à 90°
- Livré avec housse

Image	UGS	Modèle	Longueur	Largeur	Prix
	30028	Poids: 90kg	41cm	40cm	240.00 CHF TVA incluse
	30029	Poids: 120kg	44cm	45cm	240.00 CHF TVA incluse
	30030	Poids: 100kg	43cm	43cm	240.00 CHF TVA incluse

Prix : 240.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE FLO-TECH CONTOUR VISCO

- Hauteur assise: 9cm
- Profondeur coussin: 40.5, 43, 45.5, 53, 56cm
- Largeur coussin: 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm
- Poids à partir de: 1.6kg
- Revêtement lavable en machine: 80°C
- Poids max. utilisateur: 125kg

UGS : 30027

Prix : 360.00 CHF TVA incluse



COUSSIN RELÈVE-JAMBES VENOSOFT

• Dimensions: 78x50x22cm, pour une personne d'au moins 165cm

UGS : 30055

Prix : 200.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL DE REPOS



FAUTEUIL COQUILLE DE REPOS ALTITUDE

- Largeur siège: 38, 40, 42, 44, 48cm
- Largeur hors tout: 71cm
- Profondeur siège: 44, 46, 48cm
- Profondeur hors tout: 109cm
- Inclinaison siège: 0 à 40°
- Hauteur dossier: 79, 81, 83cm selon Ht de coussin 10, 8, 6cm
- Hauteur totale: 129 à 134cm
- Poids: 34kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids max. utilisateur version XXL: 150kg

UGS : 30064

Prix : 2'100.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE SANS ROUE

- Largeur siège: 50cm
- Largeur hors tout: 63.5cm
- Profondeur siège: 48cm
- Profondeur hors tout: 88.5cm (y compris poignée)
- Hauteur siège: 50cm
- Hauteur dossier: 75cm
- Hauteur totale: 126cm
- Inclinaison dossier: 0 à 45°
- Accoudoirs réglables: 15 à 21cm
- Poids: 34.7kg
- Poids max. utilisateur: 130kg

UGS : 30063

Prix : 1'720.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL RELEVEUR



FAUTEUIL RELEVEUR ONTARIO 2 MOTEURS

- Indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes
- Angle de dossier réglable de 26° à 43°
- Télécommande a fil
- Poche latérale
- Largeur 84.5cm, Profondeur 96cm, Hauteur 114.5cm
- Hauteur accoudoirs: 14cm
- Hauteur dossier: 67cm
- Hauteur assise: 50cm
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 53cm
- Poids: 53kg
- Matière: tissu ou simili cuir (skai)
- Couleur: Tissu: Brun ou Beige / Skai: Brun, Noir ou Taupe
- Poids max.: 150kg

UGS : 30054

Prix : 1'760.00 CHF TVA incluse

LIT ÉLECTRIQUE



LIT ÉLECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL XXL

- Lit à trois moteurs
- Réglage électrique de la hauteur: 370 à 805mm
- Surface de couchage: 1200mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1330mm x 2080mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 275kg

UGS : 30025
Prix : 4'500.00 CHF TVA incluse



LIT ÉLECTRIQUE CLUB - SOMMIER BOIS OU MÉTAL

- Lit à quatre moteurs
- Hauteur sommier: 330mm ou 400mm
- Réglage électrique de la hauteur: 350 à 760mm
- Surface de couchage: 900mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1005mm x 2125mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 165kg



Disponible à la location: 85.- CHF/mois

UGS : 30001
Prix : 1'990.00 CHF TVA incluse



LIT MÉDICALISÉ ULTRA BAS ILICO

- Tension: 24V
- Largeur lit: 90cm
- Largeur hors tout: 102.5cm
- Longueur lit: 200cm
- Longueur hors tout: 208cm
- Hauteur couchage: 298 mm à 828 mm
- Poids: 85kg
- 4 roues freinées ensembles
- Possibilité de 1/2 barrière en option (300.- CHF)
- Poids max. utilisateur: 140kg

UGS : 30058
Prix : 2'450.00 CHF TVA incluse

MATELAS



COMPRESSEUR POUR SURMATELAS À AIR LIBER L803

- Poids max. utilisateur: 100kg

UGS : 30005
Prix : 275.00 CHF TVA incluse




MATELAS À AIR MÉDICALISÉ AVEC COMPRESSEUR – PROTECTOR 3

- Hauteur: 11cm
- Dimensions totales: 200 x 85cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC – PU – PA
- Poids: 4.7kg
- Poids maxi utilisateur: 140kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

UGS : 30060
Prix : 720.00 CHF TVA incluse



MATELAS TRIPORTANCE ANTI-ESCARRE ALOVA

- Couleur: Noir

Disponible à la location: 65.- CHF/mois

UGS : 30004
Prix : 696.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR ESKAL L839

- Hauteur: 7cm
- Dimensions totales: 194 x 89cm
- Poids mini utilisateur: 50kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg
- Sans Compresseur (Utilisable avec réf: 30005)

UGS : 30006
Prix : 85.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR – PROTECTOR 1

- Hauteur: 6.5cm
- Dimensions totales: 200 x 90cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Avec Compresseur

Disponible à la location: 50.- CHF/mois

UGS : 30062
Prix : 280.00 CHF TVA incluse

RELEVEUR DE MEUBLE



RELEVEUR DE MEUBLE BAMBOO (KIT 4 PIÈCES)

- Poids max.: 380kg
- Hauteur: Selon modèle

Modèle **cube**

- Dimensions: 9x9x9cm
- Logements: ø3.2 / ø5.1 / ø7.6cm

Modèle **tour**

- Socle: 14.5x14.5cm
- Logement: ø7.6cm

Image	UGS	Hauteur	Prix
	30046	9cm	90.00 CHF TVA include
	30051	14cm	100.00 CHF TVA include

Prix : 90.00 CHF – 100.00 CHF TVA include



RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT 4 PIÈCES)

- Hauteur: 10cm
- Logement intérieur: 9x9cm
- Ouvertures coté: 3cm
- Socle: 15.5x15.5cm
- Surélévation: 7cm
- Poids: 178g
- Matière: plastique
- Couleur: Noir
- Poids max.: 150kg

UGS : 30052

Prix : 90.00 CHF TVA include



RELEVEUR DE MEUBLE (KIT 4 PIÈCES)

- Hauteurs: Variable de 7,5 / 10 / 12.5cm
- Diamètre minimum: 1.9cm
- Poids max.: 500kg
- Ø pieds meubles: Selon modèle

Image	UGS	Option	Prix
	30047	Ø20-38mm	100.00 CHF TVA include
	30048	Ø30-50mm	100.00 CHF TVA include
	30049	Ø40-60mm	100.00 CHF TVA include

Prix : 100.00 CHF TVA include

TABLE DE LIT



TABLE DE LIT À ROULETTES

- Hauteur: 70-110cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Dimension piétement: 40x60cm
- Hauteur piétement: 10.5cm
- Couleur: Plateau mélaminé imitation bois hêtre
- Poids: 7kg
- Poids max.: 10kg

UGS : 30021
Prix : 200.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES BAYA

- Hauteur: 70-110cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Couleur: Plateau mélaminé Gris
- Emprise sol: 63 x 40cm
- Hauteur piétement: 8cm
- Poids max.: 10kg

UGS : 30023
Prix : 200.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES CERUSÉE

- Réglage hauteur plateau/sol: 61 à 94cm
- Dimensions plateau: 40x60cm
- Couleur: Piétement en U acier laqué blanc, plateau mélaminé cérusé Gris.
- Poids table: 8kg
- Poids maxi supporté: 10kg

UGS : 30059
Prix : 200.00 CHF TVA incluse

4. AIDE/CONFORT

ACCESSOIRE D'AIDE/CONFORT



BARRE DE POCHE HANDY BAR

- Longueur: 23cm
- Matière: Acier inoxydable
- Poids: 300g
- Poids max. utilisateur: 159kg

UGS : 40024
Prix : 75.00 CHF TVA incluse



CEINTURE DE TRANSFERT TRANSAC

- 6 sangles verticales et 5 horizontales
- Matière: Polyester, boucle nylon
- Taille: S (105 cm)
- Taille: M (120 cm)
- Taille: L (135 cm)
- Poids: 300g

Image	UGS	Option	Prix
	40026	Taille S	200.00 CHF TVA incluse
	40027	Taille M	200.00 CHF TVA incluse
	40028	Taille L	200.00 CHF TVA incluse

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



CHAUSSE-PIED EXTRA LONG

- Matière: Plastique
- Longueur du manche: 78cm
- Poids: 79g

UGS : 40023
Prix : 25.00 CHF TVA incluse



CROCHET D'HABILLAGE

- Longueur: 52cm
- Poids: 260g

UGS : 40021
Prix : 20.00 CHF TVA incluse



DISQUE DE TRANSFERT TOURNANT

- Couleur: Noir
- Diamètre: 40.5cm
- Poids: 1kg
- Poids max. utilisateur: 115kg

UGS : 40011
Prix : 80.00 CHF TVA incluse



ENFILE BOUTON KINGS

- Poignée en plastique blanc profilée
- Longueur du fil: 9.7cm
- Longueur du manche: 12cm
- Poids: 80g

UGS : 40022
Prix : 20.00 CHF TVA incluse



OUVRE BOCAL

- Diamètre pots: 2.5 à 10cm
- Matière: plastique
- Couleur: blanc

UGS : 40038
Prix : 45.00 CHF TVA incluse



PLANCHE EN PLASTIQUE

- Dimensions: 18x25.5cm
- Matière: Plastique
- Poids: 190g
- Couleur: Blanc

UGS : 40025
Prix : 40.00 CHF TVA incluse



TOURNE CLÉ DOUBLE

- Maximum 2 clés
- Manche ergonomique
- Couleur: Bleu
- Manche: 12cm

UGS : 40018
Prix : 20.00 CHF TVA incluse

AMÉNAGEMENT



BARRE DE SOUTIEN EXTÉRIEURE

- Longueur: 45cm
- Matériaux: Aluminium et plastique
- Couleur: marron
- Poids maxi utilisateur: 160 kg

UGS : 40037
Prix : 45.00 CHF TVA incluse



BARRE DE SOUTIEN TÉLÉSCOPIQUE GRIPO

- Longueur réglable: 210 à 300cm
- Longueur version courte: pour moins de 210cm
- Longueur version longue: pour moins de 260 à 320cm
- Diamètre Barre: 40mm
- Matériaux: Aluminium et plastique
- Poids: 4.5kg sans accessoire
- Charge maxi: 100kg horizontale au milieu
- Poids maxi utilisateur: 210kg

UGS : 40036
Prix : 540.00 CHF TVA incluse



BOITIER DIGITAL POUR CLÉ MASTER-LOCK

- Hauteur: 117mm
- Largeur: 79mm
- Profondeur: 52mm
- Volume intérieur: 83 x 62 x 15mm
- Poids: 780 g

UGS : 40040
Prix : 75.00 CHF TVA incluse



BOITIER POUR CLÉ MASTER-LOCK

- Hauteur: 118mm
- Largeur: 90mm
- Profondeur: 34mm
- Volume intérieur: 91 x 64 x 28mm
- Poids: 400 g
- Matière: Aluminium

UGS : 40032
Prix : 65.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT BIGFOOT

- Hauteur réglable: 8.8 à 12.5cm
- Largeur marche: 75.5cm
- Profondeur marche: 44.5cm
- Matériaux: plastique noir
- Poids: 5.5kg
- Poids maxi: 318kg

Image	UGS	Option	Prix
	40034	Marchepied	250.00 CHF TVA incluse
	40035	Poignée	65.00 CHF TVA incluse

Prix : 65.00 CHF – 250.00 CHF TVA incluse

CHAISE CONFORT



CHAISE GB2 AVEC ACCOUDOIRS

- Hauteur: 86cm
- Hauteur d'assise: 46cm
- Profondeur: 60cm
- Châssis en hêtre massif naturel
- Rembourrage: similicuir
- Coloris: blanc - merlot - vert - brun - rouge - bleu - jaune - violet
- Poids maxi: 200kg

UGS : 40033

Prix : 380.00 CHF TVA incluse



CHAISE HAUTE

- Encombrement des pieds au sol: 60x41cm
- Passage entre accoudoirs: 55cm
- Hauteur assise: 52 à 67cm
- Dimension assise (l x p): 36x32.5cm
- Couleur: Blanc et bleu
- Poids: 5.3kg
- Poids maxi: 160kg

UGS : 40001

Prix : 240.00 CHF TVA incluse

ENFILE CHAUSSETTES OU BAS



ENFILE BAS DE COMPRESSION EASY

- Largeur: 20,5cm
- Hauteur: 31cm
- Couleur: Blanc
- Matière: Acier revêtu Epoxy

UGS : 40017
Prix : 80.00 CHF TVA incluse



ENFILE BAS DE COMPRESSION ROLYAN

- Modèle: Grand
- Largeur: 15cm
- Hauteur: 14.5cm
- Poids: 200gr
- Couleur: Blanc

UGS : 40015
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE BAS ET CHAUSSETTES

- Matière: ABS

UGS : 40009
Prix : 25.00 CHF TVA incluse



ENFILE CHAUSSETTES

- Longueur: 23cm
- Poids: 0.08kg

UGS : 40029
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE COLLANT

- Matière: ABS

UGS : 40010
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



ENFILE ET ENLÈVE CHAUSSETTES SOCK AID SET

Embout avec encoche:

- Longueur: 24cm
- Largeur: 10.5cm
- Epaisseur: 17cm
- Couleur: Bleue

Bâtonnet avec découpe:

- Longueur: 47.5cm
- Largeur: 15cm
- Epaisseur: 3.5cm
- Couleur: Bleue

UGS : 40014

Prix : 70.00 CHF TVA incluse



ENLÈVE BAS ET BAS DE COMPRESSION BUTLER OFF

- Patient: Mobile ou immobile
- Stable, robuste
- Très facile à utiliser
- Couleur: Magenta

UGS : 40016

Prix : 50.00 CHF TVA incluse

PINCE



PINCE ACCROCHEUSE

- Longueur: Selon modèle
- Poids: 0.3kg
- Extrémité crantée et aimantée

Image	UGS	Longueur	Prix
	40007	76cm	40.00 CHF TVA incluse
	40008	62cm	40.00 CHF TVA incluse

Prix : 40.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE TRANSFERT



PLANCHE DE TRANSFERT À 2 DÉCOUPES POUR LES MAINS

- Longueur: 76cm
- Largeur: 21cm
- Poids: 1.38kg
- Poids max. utilisateur: 190kg

UGS : 40012
Prix : 95.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE TRANSFERT COURBE BUFFALO 150

- Longueur: 77cm
- Largeur: 32.5cm
- Epaisseur: 0.45cm
- Poids: 1.1kg
- Poids maxi: 150kg

UGS : 40030
Prix : 140.00 CHF TVA incluse

TABLE ROULANTE



TABLE ROULANTE AVEC FREINS

- Ø roulettes: 15cm
- Dimensions plateaux: 46x32cm
- Hauteur sol - poignée: 81 à 91cm
- Dimension totales (Lxl): 57x53cm
- Dimension plateaux (Lxl): 46x32cm
- Poids max. sur plateaux: 15kg
- Couleur: Beige
- Poids maxi: 125kg

UGS : 40003
Prix : 280.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE EN BOIS

- Ø roulettes: 7.5cm
- Hauteur totale: 97cm
- Largeur: 40cm
- Profondeur: 40cm
- Poids max.: 15kg

UGS : 40004
Prix : 240.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR

- Plateau: 46,5x34,5x5cm
- Hauteur min.-max.: 82,5-95cm
- Largeur: 46cm
- Profondeur: 50cm
- Diamètre des roues: 10cm

UGS : 40002
Prix : 240.00 CHF TVA incluse



5. HYGIÈNE/INCONTINENCE

INCONTINENCE



ALÈSE LAVABLE ECONOMY BED PAD

- Dimensions: 85x90cm
- Largueur de rabat: 43cm
- Capacité d'absortion: 3.2L
- Poids: 1kg
- Lavable en machine à 75°C
- Mise en sèche-linge

UGS : 50002
Prix : 30.00 CHF TVA incluse



URINAL ANTI-REFLUX

- Capacité: 1L
- Matériaux: Polypropylène
- Couleur: Transparent
- Stérilisable: 130°C ou eau de javel

Image	UGS	Modèle	Prix
	50004	Homme	55.00 CHF TVA incluse
	50005	Femme	20.00 CHF TVA incluse

Prix : 20.00 CHF – 55.00 CHF TVA incluse



URINAL FEMME

- Couleur: Blanc
- Contenance: 1 litre

UGS : 50003
Prix : 30.00 CHF TVA incluse

9. DIVERS

LÈVE-PERSONNE



GUIDON DE TRANSFERT TINA

- Diamètre du disque: 48cm
- Poids max.: 130kg
- Poids: 16kg

Disponible à la location: 65.- CHF/mois

UGS : 90015
Prix : 740.00 CHF TVA incluse



LÈVE PERSONNE ÉLECTRIQUE PIÈTEMENT MANUEL BIRDIE EVO

- Longueur entraxe roues: 122cm
- Largeur intérieur pieds avants fermés: 64cm
- Largeur intérieur pieds avants ouverts: 102cm
- Hauteur sol-potence: 41.5-166cm
- Diamètre roues: 10cm
- Poids: 40kg
- Autonomie batterie: 40 cycles
- Rayon mini de rotation: 1.4m
- Hauteur cadre: 11.5cm
- Hauteur sol/sous cadre: 3.5cm
- Poids maxi: 180kg

UGS : 90001
Prix : 2'700.00 CHF TVA incluse



LÈVE PERSONNES VERTICALISATEURS PIÈTEMENT MANUEL ISA STANDARD

- Longueur hors tout: 108cm
- Largeur hors tout fermé: 63.5cm
- Largeur intérieur pieds ouverts: 96cm
- Largeur intérieur pieds fermés: 49.5cm
- Diamètre roues: 10cm
- Autonomie batterie: 82 cycles
- Rayon mini de rotation: 1.26m
- Hauteur cadre: 11cm
- Hauteur sol/sous-cadre: 3.5cm
- Taille patient recommandée: 140-190cm
- Poids max.: 160kg
- Poids: 48kg

UGS : 90002
Prix : 3'100.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-PERSONNE PORTABLE HEBIX

- Poids 10.5kg

UGS : 90009
Prix : 1'450.00 CHF TVA incluse



SANGLES POUR LÈVE PERSONNE

- Lavable à 95°C
- Poids max.: Selon type (25 à 250kg)

UGS : 90003

Prix : 180.00 CHF TVA incluse

PÉDALIER D'EXERCICE



PÉDALIER D'EXERCICE AVEC DISPLAY

- Largeur: 37cm
- Profondeur: 49.5cm
- Hauteur: 23.5cm

UGS : 90004
Prix : 100.00 CHF TVA incluse



PÉDALIER D'EXERCICE DELUXE

- Largeur: 41cm
- Profondeur: 51cm
- Hauteur: 32cm
- Poids: 2.5kg

UGS : 90005
Prix : 80.00 CHF TVA incluse



PÉDALIER D'EXERCICE OXYCYCLE

- Poids: 8kg
- Energie: 60W
- Dimensions: 50x46x38cm

Image	UGS	Option	Prix
	90011	Patient passif	450.00 CHF TVA incluse
	90013	Patient actif et passif	730.00 CHF TVA incluse

Prix : 450.00 CHF – 730.00 CHF TVA incluse

VIE PRATIQUE



BALLE DE MASSAGE À PICOTS

- Diamètre: 9cm
- Couleur: Rouge

UGS : 90014
Prix : 20.00 CHF TVA incluse



PILULIER ÉLECTRONIQUE SUPER 8

- Longueur: 11cm
- Largeur: 6cm
- Profondeur: 3cm
- Poids: 130g
- Compartiments: 8
- Alarmes par jour: 8 (max.)

UGS : 90012
Prix : 80.00 CHF TVA incluse

